

## Kurzanleitung – Trainer Module




Sobald der Benutzer bereit ist, mit dem Training zu beginnen, kann der Deckenlifter durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Handbedienung aktiviert werden, woraufhin zunächst das Guldmann-Logo erscheint: Klicken Sie auf die Taste „Menu“.

entlastet werden soll. Bitte beachten Sie, dass sich der Deckenlifter nun langsamer als üblich bewegt, damit eine präzise Gewichtseinstellung erfolgen kann. Die Höhe der Gewichtsentlastung ist abhängig von den individuellen Bedürfnissen und dem Grad der körperlichen Einschränkung des Benutzers.




Drücken Sie auf → bis das Menü „Trainer“ in der Anzeige erscheint.



Sobald die Gewichtsentlastungsauswahl getroffen wurde, kann das Training durch Drücken der linken Menütaste begonnen werden "▶".



Wählen „Start“ im Trainer-Menü.



Die automatische Gewichtsentlastung wird aktiviert, und das Training beginnt. Dies wird durch eine gelbe Anzeige verdeutlicht. Der Benutzer kann nun seine Übungen durchführen und wird dabei ausgewählte ausgewählte Gewicht entlastet.




Das Trainer-Modul zeigt nun eine Gewichtsangabe in kg an.

Das Gewicht kann während des Trainings mithilfe der Auf- und Abwärts-Pfeiltasten auf der Handbedienung nach Bedarf angepasst werden. Anpassungen erfolgen in 1-kg-Schritten.

Mithilfe der Auf- und Abwärts-Tasten auf der Handbedienung können Sie die Anzahl der Kilogramm eingeben, um die der Benutzer





Somit hat die Physiotherapie-Fachkraft beide Hände frei, um den Benutzer während des Trainings zu unterstützen und um zu verhindern, dass sich die Schnur um den Gurt wickelt, was zu Beschädigungen führen könnte. Die Handbedienung darf **NICHT** auf dem Bügel platziert werden: In diesem Fall würde sich die Schnur um den Gurt wickeln!



Wenn Sie die automatische Trainingsfunktion beenden und in den üblichen Modus für die selbsttätige Rückstellung zurückkehren möchten, aktivieren Sie eine der beiden Menüasten "■" oder "Exit" unterhalb des Displays (beide Tasten sind hierfür gleichermaßen geeignet).



Wenn das Training beendet ist: Wählen Sie "Exit" (Beenden) um das Trainingsmodul zu verlassen – der Deckenlifter kann nun wieder in der gewohnten Weise für Hebe- und Transfervorgänge verwendet werden.



**Scannen Sie den QR-Code für die Bedienungsanleitung usw. zur Verwendung des GH3**

## Fehlermeldungen



Überschreiten der zulässigen dynamischen Gewichtsentlastung. Die zulässige dynamische Gewichtsentlastung ist auf 100 kg beschränkt. Bitte verringern Sie das Gewicht, um den dynamischen Modus aktivieren zu können.



Unterschreiten der zulässigen dynamischen Gewichtsentlastung. Die dynamische Gewichtsentlastung muss mindestens 5 kg betragen. Bitte belasten Sie den Hebegurt, um den dynamischen Modus aktivieren zu können.



Der obere oder der untere Grenzwert wurde erreicht. Bitte stellen Sie sicher, dass die Obergrenze nicht aktiviert werden kann und dass der Gurt vollständig abgewickelt ist..



Batteriestand niedrig. Die verbleibende Trainingszeit beträgt weniger als 60 Sekunden.



Batteriestand kritisch. Das Trainingsmodul schaltet sich ab. aining module will shut down.



30 Zeitanzeige. Sie zeigt die verbleibende Trainingszeit in Minuten an.



Die Trainingszeit beträgt weniger als eine Minute oder wurde überschritten.

| Time to care |

**V. Guldmann A/S**  
Tel. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.guldmann.com