


Guía rápida – Trainer Module



Cuando el usuario esté listo para empezar el entrenamiento, active la grúa pulsando cualquier botón del mando, y entonces aparecerá el logotipo de Guldmann: Haga clic en el botón «**Menú**».



Pulse → hasta que aparezca el menú «**Entrenador**» en la pantalla.




Seleccione «**Inicio**» en el menú entrenador.




El Trainer Module mostrará un peso en kg.

Con los botones arriba/abajo del mando a distancia, seleccione el número de kg que desea aliviar.

Tenga en cuenta que la grúa de techo se moverá más lentamente de lo normal para facilitar una configuración de peso precisa. La cantidad de alivio de peso deseada se determina según las necesidades individuales y el nivel de funciones del usuario.




Una vez seleccionado el alivio de peso, el entrenamiento comienza pulsando el botón del menú izquierdo «▶».



Se activa el alivio de peso automático y comienza el entrenamiento. Esto se indica mediante una pantalla amarilla. Ahora el usuario puede realizar los ejercicios con el alivio de peso seleccionado.

Durante el entrenamiento se puede ajustar el peso según sea necesario con las flechas arriba/abajo del mando. Los ajustes se llevan a cabo en intervalos de 1 kg.





Para ofrecer un control con manos libres, el mando se puede enganchar en el soporte de la correa. El control con manos libres permite al terapeuta tener ambas manos libres para ayudar al usuario durante el entrenamiento y evita que el cable se enrolle en la correa y pueda causar daños.

No coloque el mando en la percha: ¡el cable se enrollará alrededor de la correa!



Si desea apagar la función de entrenamiento automático y volver al modo de sujeción normal, pulse uno de los dos botones del menú «■» o «**Salir**» que se encuentran debajo de la pantalla (pueden usarse ambos botones).



Cuando el entrenamiento haya terminado, seleccione «**Salir**» para abandonar el Trainer Module y la grúa de techo funcionará de manera normal (elevando y transportando).



Escanee este código para consultar el manual del usuario y toda la información relacionada con el uso de la grúa de techo GH3.

Notificaciones de error



Sobrecarga del alivio de peso dinámico. Máximo alivio de peso dinámico permitido: 100 kg. Reduzca la carga para activar el modo dinámico.



Carga baja del alivio de peso dinámico. Mínimo alivio de peso dinámico permitido: 5 kg. Cargue peso en la correa para activar el modo dinámico.



Se ha alcanzado el límite máximo o mínimo. Asegúrese de que no haya nada activando el límite máximo y de que la correa esté completamente desenrollada.



Nivel de batería bajo. Indica que quedan menos de 60 segundos de tiempo de entrenamiento disponibles.



Nivel de batería crítico. El módulo de entrenamiento se apagará.



Indicador de tiempo. Indica el tiempo de entrenamiento restante en minutos.



El tiempo de entrenamiento es inferior a 1 minuto o se ha superado.

| Time to care |

Guldmann Iberia SL
Tel. +34 6828 75331
info@guldmann.es
www.guldmann.es