




SE. Fristående justerbart skensystem

Brukarmanual – vers. 101.00



Guldmann™

Fristående justerbart skensystem

Artikelnr:

553000

556000

556297

1.00	Syfte och användning	3
1.01	Tillverkare	3
1.02	Avsedda ändamål	3
1.03	Användningsområde	3
1.04	Användarvillkor	3
1.05	Viktiga försiktighetsåtgärder	3
1.06	Lyftmoduler från andra tillverkare	4
1.07	Uppackning	4
1.08	Montera systemet	5
2.00	Beskrivning av funktioner	9
2.01	Användning	9
2.02	Justering av längd och höjd	9
3.00	Demontering och transport	9
3.01	Demontera systemet	9
3.02	Transportera systemet	10
4.00	Underhåll och förvaring	10
4.01	Rengöring	10
4.02	Förvaring	10
4.03	Underhåll	10
5.00	Service och livslängd	10
5.01	Livslängd	10
5.02	Säkerhets-/serviceinspektioner	11
5.03	Felsökning	11
6.00	Etiketter och märkning	12
7.00	Tekniska specifikationer	13
8.00	EU-försäkran om överensstämmelse	14
9.00	Miljöpolicyutlåtande – V. Goldmann A/S	14
10.00	Garanti och servicevillkor	14
A.	Garanti	14
B.	Service eller reparation	15

1.00 Syfte och användning

1.01 Tillverkare

V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tel. + 45 8741 3100

1.02 Avsedda ändamål

Fristående system är avsedda att stödja en taklyft i ett flyttbart system som inte är upphängt i en byggnad eller konstruktion.

1.03 Användningsområde

Skensystemet är lämpligt för användning på vårdhem, rehabiliteringscentra, institutioner, samt privatbostäder och privata anläggningar.

1.04 Användarvillkor

Det fristående skensystemet används tillsammans med en taklyft.

Det fristående skensystemet är ett flyttbart skensystem som kan installeras praktiskt taget var som helst, och behöver ingen montering på väggar, tak och golv.

Det fristående skensystemets längd och höjd kan justeras.

1.05 Viktiga försiktighetsåtgärder

Läs hela användarhandboken innan du installerar och börjar använda det fristående skensystemet.

- Det fristående systemet kan monteras och demonteras av en enda person.
- Den maximala belastningen på 255 kg får inte överstigas.
- Upphör omedelbart att använda det fristående skensystemet om det skadas.
- Det fristående skensystemet ska monteras på ett plant underlag.
- Ändstoppen måste monteras och låsas med fjädertappar och de två gula tumskruvarna på toppfästena måste dras åt ordentligt innan systemet får användas.
- Det fristående skensystemet får inte användas för något annat syfte än det som beskrivs i denna handbok – alltså inte som någon slags leksak eller gunga.
- Alla allvarliga händelser som inträffar i samband med den här enheten ska rapporteras till tillverkaren och den lokala behöriga myndigheten.

1.06**Lyftmoduler från andra tillverkare**

Guldmann ansvarar inte för skador eller olyckor som beror på att lyftmoduler från andra tillverkare har använts.

1.07**Uppackning****Inspektion före uppackning**


Om förpackningen är skadad vid mottagandet ska komponenterna i det fristående skensystemet noggrant kontrolleras så att de inte är bristfälliga eller defekta.


Om det fristående systemet verkar vara skadat ska det inte monteras eller användas förrän det har godkänts av behörig servicepersonal eller av Guldmanns serviceteam.

Uppackning


Öppna de tre förpackningarna som innehåller:

- a. Toppfäste och skenmodul (en del)
- b. Vertikal stolpmodul (två delar)
- c. Användarhandbok
- d. Insexnyckel, 5 mm







Res en vertikal stolpe upp.




Lyft toppfästet och skenmodulen och montera dem ovanpå den vertikala stolpen. Toppfästet skall monteras så att den nedre kanten är i linje med markeringen på den vertikala stolpen.




Lås toppfästet på den vertikala stolpen med låsarmen.




Res upp den andra vertikala stolpen.




Lyft upp toppfästet och skenmodulen ovanpå den vertikala stolpen. Lås med låsarmen.




Lås skenan vid toppfästmodulen med två gula tumskruvar.




Lossa de två gula tumskruvarna och ta bort ändstoppet innan du sätter fast lyftmodulen.




Sätt fast lyftmodulen i det fristående skensystemet.




Montera ändstoppet igen och kontrollera att fjädertappen sitter i det förborrade hålet.




Dra åt ändstoppet.




Ställ in det fristående skensystemet efter en viss rumsstorlek genom att lossa de två gula tumskruvarna och skjuta/dra toppfästena på skenan.




Dra sedan åt de två gula tumskruvarna på varje toppfäste.



Ställ in höjden genom att föra in den medföljande 5 mm-insexnyckeln i höjdjusteringshylsan på sidan av de vertikala stolparna. Kontrollera att toppfästet och skenmodulen är i nivå.



Fäst laddningsdockan på den vertikala stolpen precis under Guldmann-logotypen med det bifogade kardborrbandet.



Det fristående skensystemet är nu redo för användning.

2.00 Beskrivning av funktioner

2.01 Användning


Det fristående skensystemet är justerbart och bärbart och när det väl har monterats så behöver det inte åtgärdas mer.

2.02 Justering av längd och höjd

Längdjustering


(när systemet är i det nedersta läget):

- Montera systemet (se 1.06).
- Lossa de två gula tumskruvarna ovanpå fästena för hand.
- Dra ut skenan från toppfästena tills önskad längd erhållits.
- Dra åt de två gula tumskruvarna ovanpå fästena för hand efter att justeringen har gjorts.



Höjjustering:

- Montera systemet (se 1.06).
- För in den medföljande 5 mm-insexnyckeln eller en elektrisk bormaskin med ett 5 mm borr i höjjusteringsshylsan på sidan av den vertikala stolpen. Ställ in stolpen på rätt höjd och justera sedan systemet så att toppfästet och skenmodulen är i nivå.



Notera:

Om en bormaskin används, börja på låg växel och justera inte den vertikala stolpen till högsta eller lägsta höjden med en gång utan gör det etappvis på båda sidor.

3.00 Demontering och transport

3.01 Demontera systemet

Sänk systemet till det lägsta läget.

Demontera det fristående skensystemet i motsatt ordning jämfört med monteringen (se 1.06).

Du måste kanske skjuta toppfästet uppåt för att lossa det från den vertikala stolpmodulen.

Viktigt:

Innan du demonterar det fristående skensystemet måste lyftmodulen tas bort eller låsas fast med ändstopp.

3.02 Transportera systemet

Det fristående skensystemet måste åtminstone tas isär så att de vertikala stolpmodulerna inte sitter ihop med toppfästena och skenan (se 3.01).

Efter demontering rekommenderar Guldmann att systemet alltid transporteras i Guldmanns bärbara väska, artikelnr 553225.

4.00 Underhåll och förvaring

4.01 Rengöring

Rengör det fristående systemet med en fuktig trasa och vanligt hushållsrengöringsmedel. Kemikalier eller en autoklav får inte användas för rengöring av det fristående skensystemet.

4.02 Förvaring

Det fristående skensystemet ska förvaras i ett utrymme med en luftfuktighet som inte överskrider 70 %. Det fristående skensystemet får inte förvaras i badrum eller liknande.

4.03 Underhåll

Kontrollera med jämna mellanrum att systemet är stabilt.

5.00 Service och livslängd

5.01 Livslängd

Det fristående skensystemet har en förväntad livslängd på 15 år förutsatt att det används och underhålls korrekt (se 5.02).

Reservdelsritningar kan erhållas från tillverkaren eller återförsäljaren.

5.02

Säkerhets-/serviceinspektioner

Enligt den internationella standarden SS-EN/ISO 10535, "Lyftar för personer med funktionsnedsättning – Krav och provningsmetoder" måste en säkerhetskontroll utföras av lyften minst en gång per år. Guldmann rekommenderar att den regelbundna säkerhets-/serviceinspektionen utförs minst en gång per år, baserat på användningsmönster.

Säkerhets-/serviceinspektioner av produkterna måste utföras av en certifierad servicetekniker eller Guldmanns servicepersonal. Guldmann kan i samband med inköpet av produkterna erbjuda ett service-avtal för denna inspektion.

Under säkerhets-/serviceinspektionen måste en rapport upprättas över vad som har inspekterats och ersatts. Delar som är slitna eller defekta ska bytas ut mot nya delar från Guldmann. Reservdelsritningar och dokumentation kan erhållas från tillverkaren eller distributören.

Dokumentation och en checklista för säkerhets-/serviceinspektionen finns att få från tillverkaren eller leverantören.

5.03

Felsökning

1. Systemet är inte stabilt

- Kontrollera att fötterna monterats korrekt.
- Kontrollera att de vertikala stolparna har skjutits in ordentligt i toppfästena.
- Kontrollera att toppfästena har dragits åt.
- Kontrollera att toppfästena sitter korrekt.
- Kontrollera att toppfästena inte är defekta eller deformerade.
- Kontrollera att de gula tumskruvarna har dragits åt.

2. Den vertikala höjjusteringen fungerar inte

Kontrollera försiktigt med en 5 mm insexnyckel att systemet inte har fastnat i ändläget.

Om den övre delen av den vertikala stolpen inte rör sig när du vrider på insexnyckeln ska du inte använda systemet mer, utan istället kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.



CE-märkning




Medicintekniska produkter Klass I i enlighet med EU: s MDR-föreskrift




Läs handboken före användning

Exempel på etiketter

Toppfäste



Vertikal stolp



Fristående skensystem, 2,0 m

Minimimått (H x B)	2020 x 2220 mm
Maxmått i utökat läge (H x B)	2820 x 3390 mm
Maximal lyftkapacitet	255 kg
Total vikt utan lyftmodul:	
Fristående skensystem	49,5 kg
Varje vertikal stolpe	13,5 kg
Toppfäste och skena	22,5 kg

Fristående skensystem, 2,5 m

Minimimått (H x B)	2020 x 2720 mm
Maxmått i utökat läge (H x B)	2820 x 3890 mm
Maximal lyftkapacitet	255 kg
Total vikt utan lyftmodul:	
Fristående skensystem	52 kg
Varje vertikal stolpe	13,5 kg
Toppfäste och skena	25 kg

Fristående skensystem, 3,0 m

Minimimått (H x B)	2020 x 3220 mm
Maxmått i utökat läge (H x B)	2820 x 4390 mm
Maximal lyftkapacitet	255 kg
Total vikt utan lyftmodul:	
Fristående skensystem	54,5 kg
Varje vertikal stolpe	13,5 kg
Toppfäste och skena	27,5 kg

Material

Skenor och stolpar:	Anodiserat aluminium
Fötter:	Pulverlackerat stål
Fästen:	Pulverlackerat stål

8.00 EU-försäkran om överensstämmelse

Produkten är tillverkad enligt överensstämmelse med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017, som medicintekniska produkter klass I.

9.00 Miljöpolicyutlåtande – V. Guldmann A/S

Guldmann arbetar fortlöpande för att företagets inverkan på miljön, både lokalt och globalt, ska vara så liten som möjligt.

Guldmanns mål är att:

- Följa aktuell miljölagstiftning (t.ex. WEEE- och REACH-direktiven)
- Säkerställa att vi i så stor utsträckning som möjligt använder oss av material och komponenter som uppfyller RoHS-kraven
- Se till att våra produkter inte har onödig negativ inverkan på miljön vad gäller användning, återvinning och kassering
- Se till att våra produkter bidrar till en positiv arbetsmiljö på de ställen där de används

Inspektioner utförs årligen av Århus kommuns natur- och miljöavdelning med utgångspunkt i avsnitt 42 i den danska miljöskyddslagen.

10.00 Garanti och servicevillkor

A. Garanti

Guldmann garanterar att företagets utrustning är fri från väsentliga skador förutsatt att den används på normalt sätt och att den i huvudsak kommer att fungera i enlighet med specifikationerna i den dokumentation som medföljer utrustningen.

Denna uttryckliga garanti gäller under ett års tid från och med datumet för det ursprungliga inköpet och installationen ("garantiperioden"). Om ett giltigt anspråk görs under garantiperioden som avser funktionsfel eller defekter hos utrustningen kommer Guldmann att reparera eller byta ut utrustningen utan kostnad för dig. Guldmann avgör enligt eget gottfinnande huruvida utrustningen ska repareras eller bytas ut.

Garantin omfattar inte delar av utrustningen som har skadats eller missbrukats av användaren eller annan part. Garantin omfattar inte delar av utrustningen som har förändrats eller manipulerats av användaren eller annan part. Guldmann garanterar inte att funktionerna hos lyftanordningen uppfyller dina krav eller att den fungerar utan driftstopp eller funktionsfel.

Denna garanti ersätter alla andra uttryckliga eller underförstådda garantier, oavsett om de är muntliga, skriftliga eller underförstådda, och ovanstående avhjälpande åtgärder är de enda som du är berättigad till. Endast en behörig tjänsteman hos Guldmann får förändra denna garanti eller ytterligare garantier med bindande verkan för Guldmanns del. Därutöver utgör inte ytterligare budskap som exempelvis reklam eller presentationer, muntliga eller skriftliga, någon form av garanti som utställts av Guldmann.

Denna garanti upphör att gälla om utrustningen används och underhålls på ett sätt som inte överensstämmer med avsett ändamål eller i strid med de instruktioner som medföljer produkten. För att garantin ska fortsätta att gälla under hela garantiperioden måste all service av utrustningen utföras av en tekniker utsedd av Guldmann. De delar eller komponenter som repareras eller byts ut av en tekniker utsedd av Guldmann omfattas också av garantin under återstoden av garantiperioden.

B. Service eller reparation

Kontakta Guldmanns reparationsavdelning för att få ett godkännande att returnera eventuella defekta produkter under garantiperioden. Du får då ett returnummer samt den adress som produkten ska returneras till för garantiservice eller utbyte. Skicka inte produkter som omfattas av garanti till Guldmann utan att först ha erhållit ett returnummer.

Om produkten ska transporteras, förpacka den noga i en kraftig kartong för att förhindra skador. I förpackningen ska returnummer, en kort beskrivning av felet och din returadress och telefonnummer inkluderas. Guldmann bär inte risken för förlust eller skada under transport, och vi rekommenderar därför att du försäkrar kollit.

| Time to care |

V. Guldmann A/S
Huvudkontor:
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sverige AB
Tel. +46 0322 55290
info@guldmann.se
www.guldmann.se