




ES. Cabestrillo de posicionamiento

Manual de usuario – vers. 103.0

MD CE



ES ... ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

Vers. 103.0

Posición lateral1 × *Eslinga de posicionamiento* N.º artículos: 284226**Decúbito prono**

Paquete de decúbito prono: N.º artículos: 284225
 2 × *Eslinga de posicionamiento*
 2 × *Eslinga de soporte múltiple*
 1 × *Correa de seguridad*

1.00	Finalidad y uso	2
1.01	Fabricante	2
1.02	Uso previsto	2
1.03	Área de uso	2
1.04	Condiciones de uso	2
1.05	Importante/Precauciones	3
1.06	Etiquetas y marcado	3
1.07	Uso	3
2.00	Mantenimiento	3
2.01	Limpieza	3
2.02	Trabajos de mantenimiento diario del propietario	3
2.03	Desecho de las eslingas	4
3.00	Mantenimiento y vida útil	4
3.01	Inspección de mantenimiento/seguridad	4
3.02	Vida útil	4
4.00	Especificaciones técnicas	4
5.00	Declaración UE de conformidad	5
6.00	Déclaration de politique environnementale – V. Guldmann A/S	5
7.00	Garantía y condiciones de mantenimiento	5
A.	Garantía	5
B.	Mantenimiento o reparación	5
8.00	Uso de la eslinga de posicionamiento para una posición lateral	6
9.00	Uso de la eslinga de posicionamiento para una posición en prono	9
10.00	Product combinations	14

1.00 Finalidad y uso**1.01 Fabricante**

V. Guldmann A/S
 Graham Bells Vej 21-23A
 DK-8200 Aarhus N
 Tel. + 45 8741 3100
 www.guldmann.com

1.02 Uso previsto

La eslinga está diseñada para elevar o sujetar a una persona o determinadas partes del cuerpo.

1.03 Área de uso

La eslinga está indicada para su uso en hospitales.

1.04 Condiciones de uso

La eslinga está diseñada para su uso con sistemas de grúas para el techo.

La eslinga de posicionamiento se utiliza para girar y posicionar a pacientes en la mesa de operaciones antes y después de las intervenciones quirúrgicas.

El uso de la eslinga está sujeto a los siguientes puntos:

- La eslinga debe ser manipulada por personal cualificado o personas que han sido formadas en el uso de la eslinga en cuestión.
- La carga de uso segura de 255 kg no debe superarse nunca.
- La eslinga se utiliza para girar a una persona en una posición recostada.
- La persona auxiliadora debe prestar atención al bienestar del usuario cuando esté utilizando la eslinga.
- La eslinga debe utilizarse con el colgador de elevación de Guldmann.

Posición lateral

Durante las intervenciones de posición lateral, los pacientes se giran con una eslinga de posicionamiento y se mueven desde una postura en decúbito supino hacia una en decúbito lateral.

Decúbito prono

Durante las intervenciones en decúbito prono utilice el paquete que contiene dos eslingas de posicionamiento, dos eslingas de soporte múltiple y una correa de seguridad. El paciente se gira de una postura en supino hacia una en prono con una eslinga de posicionamiento, y después se vuelve a una posición en supino usando la otra eslinga de posicionamiento tras la operación.

Una vez que el paciente se ha girado y se encuentra en una posición en prono es posible elevar partes del cuerpo utilizando la eslinga de soporte múltiple que se incluye, de forma que pueden colocarse las almohadas de posicionamiento debajo del paciente antes de la operación.

Importante:

Planifique el movimiento. Nunca deje al usuario en la eslinga de elevación desatendido. No comience la elevación hasta que no haya comprobado que el usuario no puede quedar atrapado y que la eslinga no quedará enganchada en la cama, la silla de ruedas u otros obstáculos. La cabeza, los brazos, las manos y los pies del usuario no deben estar en peligro de quedar atrapados. Tenga cuidado con los tubos y cables que puedan estar enganchados al usuario o al equipo. Compruebe que tanto el control manual como el cable del control manual están lejos del colgador, el paciente y otros objetos antes de activar la grúa para que se desplace hacia arriba o hacia abajo.

Guldmann no será responsable de fallos o accidentes provocados por el uso incorrecto de la eslinga de elevación, o por motivos de atención inadecuada por parte de la persona cuidadora o usuaria. Si la eslinga se utiliza en combinación con productos que no han sido fabricados por Guldmann, debe hacer una evaluación del riesgo personal cualificado.

1.05 Importante/Precauciones

- Lea las instrucciones detenidamente antes de usar la eslinga.
- No supere nunca la carga máxima de la eslinga.
- La eslinga solo puede utilizarse para girar o soportar a una persona.
- Examine la eslinga siguiendo el punto 2.02 antes de utilizarla.
- Solo el fabricante puede realizar las posibles reparaciones.
- Cualquier accidente grave que se produzca en relación con este producto deberá comunicarse al fabricante y a las autoridades locales competentes.

1.06 Etiquetas y marcado



Marcado CE




Clase I de producto sanitario de acuerdo con el Reglamento MDR de la Unión Europea




Lea el manual antes de usarlo

Etiqueta del producto



Ejemplo de etiqueta de número de lote




1.07 Uso

Si tiene alguna duda acerca de la elección o el uso de una eslinga de elevación, póngase en contacto con su distribuidor.

Colgador de elevación, 4 puntos de sujeción

Precaución:


Tenga cuidado cuando sujete las correas de la eslinga de elevación en los ganchos. Compruebe que las correas se han colocado correctamente en los ganchos del colgador de elevación. Cuando presione el botón de subida en el control manual para elevar al usuario, compruebe de nuevo que todas las correas permanecen colocadas correctamente en los ganchos del colgador de elevación (Fig. 1).



Colgador de elevación

Precaución:

Tenga cuidado cuando sujete la eslinga de elevación en los ganchos. Compruebe que todas las correas se han pasado por completo a través del pasador de seguridad de goma (A) y se han colocado correctamente en los ganchos del colgador de elevación. Cuando presione el botón de subida para elevar al usuario, compruebe de nuevo que todas las correas permanecen colocadas correctamente en los ganchos del colgador de elevación (Fig. 1a y Fig. 1b).



Consulte la página 6 para leer las instrucciones sobre cómo usar la eslinga de posicionamiento para intervenciones de posicionamiento lateral.

Consulte la página 9 para leer las instrucciones sobre cómo usar la eslinga de posicionamiento para intervenciones de posicionamiento en prono.

2.00 Mantenimiento

2.01 Limpieza



Lavado normal a la temperatura indicada
La eslinga puede lavarse un máximo de 5 veces



No utilice un producto blanqueador



Puede utilizar la secadora a una temperatura baja



No planchar

2.02 Trabajos de mantenimiento diario del propietario

Revise la eslinga de elevación en busca de desgaste y daños antes de usarla siguiendo la lista a continuación, que no pretende describir todos los posibles pasos de inspección. El daño potencial puede variar. Prevalece el juicio de la persona que inspecciona o del centro.

Lista de comprobación para la inspección de la eslinga

Antes de utilizar la eslinga u otro accesorio de Guldmann, compruebe lo siguiente:

¿Está la eslinga limpia?

Siga el procedimiento de control de infecciones específico del centro.

¿La etiqueta de la eslinga está en su sitio de forma legible y completa?

Una etiqueta ilegible, incompleta o ausente puede imposibilitar la identificación del tamaño adecuado, la función o la capacidad límite de peso de la eslinga.

¿Están intactas las correas de elevación y las puntadas?

- Busque puntadas rotas o desgastadas
- Busque nudos en las correas
- Busque desgarros o partes deshilachadas en las correas
- Busque enganches, perforaciones u orificios
- Busque partículas en el tejido o las correas

¿Está el tejido intacto?

- Busque patrones de desgaste anómalos, desgaste excesivo o pruebas de corrosión
- Busque cortes o tejido deshilachado
- Busque decoloración inusual o importante
- Busque enganches, perforaciones, roturas u orificios
- Busque costuras deshilachadas o inseguras
- Busque quemaduras por ácido, sosa cáustica o térmicas
- Busque cambios en la consistencia del material; por ejemplo, una mayor rigidez
- Busque partículas incrustadas

¿La forma de la eslinga ha sido alterada, acortada o alargada en cuanto a su tamaño original mediante nudos, agujas, cinta adhesiva u otros métodos?

Conclusión

Si la eslinga sufre una o varias de las condiciones anteriormente mencionadas, deberá retirarla del servicio independientemente del peso de la persona que se va a elevar.

2.03 Desecho de las eslingas

Las eslingas se eliminan mediante incineración. Con una incineración adecuada, el poliéster se degrada en dióxido de carbono y agua.

3.00 Mantenimiento y vida útil

3.01 Inspección de mantenimiento/seguridad

De acuerdo con el estándar internacional EN/ISO 10535 «Grúas para el traslado de personas con discapacidad. Requisitos y métodos de ensayo», se debe realizar una inspección cada 6 meses. El procedimiento de inspección de la eslinga debe ser exhaustivo, sistemático y periódico. Asimismo, se recomiendan inspecciones tanto visuales como prácticas.

Algunos tipos de daño son mucho más fáciles de detectar mediante una inspección práctica que simplemente con una inspección visual. Por ejemplo: la rigidez del material, las correas defectuosas o el tejido desgastado. Estos problemas se detectan con el contacto físico de la eslinga. Una inspección visual probablemente no detectaría todos los tipos de daño en una eslinga.

Compruebe la composición y la manipulación de la documentación escrita relacionada con las inspecciones de la eslinga. La documentación debe incluir información como el nombre del fabricante, el número de inventario de la eslinga, el ancho y la longitud, el número de identificación exclusivo (importante para diferenciar eslingas similares) y el estado de la eslinga. Otra información importante podría ser la fecha en la que se recibió o se montó para su uso en el centro y cualquier otra función especial útil.

Esté atento a eslingas dañadas o defectuosas y retírelas de su uso si aparece una o varias de las siguientes condiciones:

- Marcas químicas y corrosivas
- Marcas de derretimiento o quemadura
- Rasguños, orificios, roturas o cortes
- Puntadas rotas o desgastadas
- Etiquetas ilegibles, incompletas o ausentes
- Nudos en la eslinga
- Desgaste y daños
- Otros daños visibles que hacen dudar acerca de la resistencia de la eslinga.

Las inspecciones de la eslinga se realizan para proteger a los pacientes y al personal cuidador. Las inspecciones de eslingas sistemáticas tienen ventajas adicionales:

- ayudan a identificar la evolución del daño
- previenen posibles incidentes
- garantizan la calidad del trabajo

NOTA: Las inspecciones debe realizarlas personal debidamente cualificado que esté familiarizado con el diseño, el uso y el mantenimiento de la eslinga.

Ejemplos visuales de daños sintéticos en la eslinga *)


Quemaduras químicas o cáusticas



Puntadas rotas




Correa machacada o deshilachada



Nudos



Derretimiento o carbonización



*) los ejemplos de las imágenes no pretenden representar todos los tipos de posibles daños

3.02 Vida útil

Cada eslinga tiene una vida útil propia y depende de cómo se usa, cómo se lava, etc. Antes de usar la eslinga debe examinarse de acuerdo con la descripción en la sección 2.02 y, en caso de que no cumpla los requisitos de la inspección, deberá desecharse.

La eslinga puede lavarse un máximo de 5 veces. Recuerde marcar la etiqueta tras cada lavado. Debe desechar la eslinga tras 5 lavados.

4.00 Especificaciones técnicas

Capacidad de elevación, límite de carga de trabajo255 kg
Material, parte blanca Poliéster
Material deslizante. Nailon

5.00 Declaración UE de conformidad

El producto se ha fabricado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de abril de 2017, como producto sanitario de Clase I.

6.00 Déclaration de politique environnementale – V. Guldmann A/S

Chez Guldmann, nous nous efforcerons activement de réduire au minimum l'impact négatif que nous pouvons contrôler.

L'ambition de Guldmann est d'assurer l'amélioration continue de notre système de gestion environnementale et de ses performances par :

- Un travail en étroite collaboration avec nos fournisseurs afin de garantir que nous utilisons des matériaux et des processus aussi durables que possible
- En minimisant continuellement la quantité relative de déchets et d'émissions et en assurant le plus haut degré possible de recyclage
- En veillant à ce que nos produits n'aient pas inutilement un impact négatif sur l'environnement en ce qui concerne l'utilisation, le recyclage et éventuellement la destruction.
- Le respect de la législation applicable
- En assurant l'amélioration continue de notre système de gestion environnementale et des performances environnementales associées

Toutes les filiales du groupe Guldmann sont couvertes par la politique susmentionnée et nous attendons de nos Partenaires (fournisseurs et distributeurs) qu'ils respectent cette politique.

Tous les employés de Guldmann sont tenus d'informer immédiatement la direction s'ils soupçonnent ou ont connaissance d'une violation de la politique environnementale en interne, au sein de l'organisation ou chez nos partenaires.

Cela implique l'évaluation des ressources économiques et technologiques dont nous disposons, ainsi que de nos objectifs financiers globaux pour l'entreprise, en tenant compte de nos valeurs fondamentales.

7.00 Garantía y condiciones de mantenimiento

A. Garantía

Guldmann garantiza que su equipo está libre de defectos materiales con un uso normal, y funcionará de forma destacada de acuerdo con las especificaciones expuestas en la documentación proporcionada con el equipo.

Esta garantía expresa estará vigente durante un año desde la fecha de adquisición e instalación originales (el «Periodo de garantía»). Si se presenta una reclamación válida durante el Periodo de garantía por fallo o defecto del equipo, Guldmann reparará o reemplazará el equipo sin coste para usted. Guldmann se reserva el derecho a reparar o reemplazar el equipo.

La garantía no cubre ninguna pieza del equipo que haya estado expuesta a daño o maltrato por parte del usuario o terceras personas. La garantía no cubre ninguna pieza del equipo que se haya alterado o cambiado por parte del usuario o terceras personas. Guldmann no garantiza que las funciones del dispositivo de elevación cumplan sus requisitos, tengan un funcionamiento ininterrumpido o estén exentas de errores.

La garantía establecida sustituye cualquier otra garantía explícita o implícita, ya sea oral, escrita o insinuada, y los recursos expuestos anteriormente son sus soluciones de manera exclusiva y absoluta. Únicamente un representante autorizado de Guldmann puede

hacer modificaciones a esta garantía, o garantías adicionales vinculantes para Guldmann. En consecuencia, las declaraciones adicionales como la publicidad o las presentaciones, orales o escritas, no constituyen ninguna garantía por parte de Guldmann.

Esta garantía se considerará nula si el equipo se opera o mantiene de una manera inconsistente con su uso previsto o con las instrucciones proporcionadas con el producto. Asimismo, para que la garantía permanezca vigente durante todo el Periodo de garantía, todo el mantenimiento del equipo debe estar suministrado por un técnico certificado de Guldmann. Todas las piezas o componentes reparados o reemplazados por un técnico certificado de Guldmann estarán garantizados para el resto del Periodo de garantía.

B. Mantenimiento o reparación

Póngase en contacto con Guldmann para solicitar una autorización para devolver un artículo defectuoso durante el Periodo de garantía. Se le proporcionará un número de autorización de devolución y una dirección para devolver el artículo al servicio de garantía o sustitución. No envíe artículos cubiertos por la garantía a Guldmann si no ha recibido un número de autorización de devolución.

Si va a enviar el artículo por correo postal, envuélvalo en un cartón resistente para prevenir daños. Incluya el número de autorización de devolución, una breve descripción del problema y su dirección de devolución y número de teléfono. Guldmann no asume el riesgo de pérdida o daño durante el envío, por lo que le recomendamos que asegure el paquete.

8.00 Uso de la eslinga de posicionamiento para una posición lateral

1.

Preparación para una posición lateral


Si se va a utilizar un cojín de posicionamiento durante la intervención, coloque la eslinga de soporte múltiple **debajo** de la eslinga de giro del quirófano **antes** de colocarla en la mesa de operaciones.

La eslinga de soporte múltiple debe colocarse en el pecho y por debajo de la axila (consulte la foto 9 en la página 8 para un posicionamiento correcto).

Importante:

La marca central debe estar siempre boca arriba y en el medio. El lado blanco y suave debe colocarse hacia arriba. El borde del lateral de la eslinga de posicionamiento con el extremo plegado y largo blanco y azul debe estar en el lado **hacia** el que se girará el paciente y sobre el que descansará.

Posición lateral



2.

Fije la eslinga de posicionamiento a la mesa de operaciones sujetando las cuatro bandas elásticas debajo de las cuatro esquinas de la mesa.

Posición lateral



3.

Importante:

Emplee siempre las medidas de seguridad necesarias que acompañan el uso de la eslinga, como el número correcto de cuidadores o el uso de topes laterales en las mesas de operaciones.

Posición lateral



4.

Posición lateral

Posición lateral: giro del paciente desde una posición en supino hacia una recostada de lado

Con el paciente acostado en supino (boca arriba) en la eslinga de posicionamiento.

Prepare el cuerpo del paciente para la posición recostada de lado, controlando la posición de las extremidades superior y posterior de la parte inferior.



5.

Posición lateral

Las correas de elevación de la eslinga de posicionamiento ya están colocadas en el colgador de elevación. Asegúrese de que el «brazo de la anestesia» del paciente se encuentra en el mismo lado que las correas de elevación. De esta forma se asegura de que este brazo esté siempre en la parte superior durante el proceso de giro y de que los tubos y cables no se enganchen ni queden atrapados. Desate las cuatro bandas elásticas de las esquinas.

Importante:

Recuerde comprobar las bandas elásticas para asegurarse de que se han desatado de las cuatro esquinas.



6.

Posición lateral

Empuje la cadera y los hombros del paciente mientras activa la elevación para que el colgador de elevación y la eslinga de posicionamiento enganchada se desplacen hacia arriba. El proceso de giro ha comenzado.



Uso de la eslinga de posicionamiento para una posición lateral

7.

Una vez en posición recostada de lado, la pierna superior puede moverse hacia un cojín, por ejemplo.

En caso de que sea necesario elevar el tórax del paciente, se debe colocar una eslinga de soporte múltiple debajo de la eslinga de posicionamiento en la mesa de operaciones previamente para elevar el tren superior del paciente (véase la foto 9 en la página 8).

Posición lateral



8.

Una vez el paciente se ha girado y se encuentra recostado sobre un lado, retire manualmente la eslinga extrayéndola pieza a pieza, el material hacia el material. Evite rozar demasiado la piel del paciente.

Posición lateral



9.

En caso necesario: Eleve el tórax del paciente con la eslinga de soporte múltiple y coloque un cojín, una almohadilla o el elemento que necesite. Baje la espalda del paciente hacia la eslinga de soporte múltiple durante la operación. Extraiga las correas del colgador de elevación.

Asegúrese de que el paciente se encuentra acostado de manera correcta y cómoda y sin enredos.

Posición lateral



1.


Decúbito prono

Preparación para una posición en prono

Importante:

La marca central debe estar siempre boca arriba y en el medio. El lado blanco y suave debe colocarse hacia arriba.

Las dos eslingas de posicionamiento tienen bandas elásticas con colores distintos (blanco y negro). Esta diferenciación ayuda al cuidador a manipular únicamente las bandas elásticas que pertenecen a la eslinga correcta según está previsto.



2.

Decúbito prono

Coloque y abroche la parte inferior de la eslinga de posicionamiento de dos piezas a la mesa de operaciones sujetando las cuatro bandas elásticas alrededor de las cuatro esquinas de la mesa.



3.

Decúbito prono

Si es necesario elevar el tórax del paciente para colocar cojines, coloque las dos eslingas de soporte múltiple por encima de la eslinga de posicionamiento inferior en el tórax del paciente para que soporten la pelvis y el abdomen, así como en el pecho por debajo de las axilas (*consulte la foto 9 en la página 11 para un posicionamiento correcto*).

Los brazos deben quedar por fuera de la eslinga.



Uso de la eslinga de posicionamiento para una posición en prono

4.

Fije la mitad superior de la eslinga de posicionamiento de dos piezas de la misma forma que la parte inferior: sujetando las cuatro bandas elásticas alrededor de las cuatro esquinas de la mesa de operaciones. No obstante, tenga en cuenta que las dos correas de elevación ahora deben colocarse en el lado opuesto.

Importante:

Emplee siempre las medidas de seguridad necesarias que acompañan el uso de la eslinga, como el número correcto de cuidadores o el uso de topes laterales en las mesas de operaciones. Debe haber topes laterales montados en cada lado de la mesa de operaciones.

Decúbito prono



5.

Posición en prono: giro del paciente desde una posición en supino hacia una en prono

Con el paciente acostado en supino (boca arriba) en la eslinga de posicionamiento.

Prepare el cuerpo del paciente para el giro, controlando el giro de las extremidades superior y posterior de la parte inferior.

Decúbito prono



6.

Cuando el paciente está listo para girar, las correas de elevación de la eslinga de posicionamiento superior se encuentran en el colgador de la grúa para el techo. Asegúrese de que el «brazo de la anestesia» del paciente se encuentra en el mismo lado que las correas de elevación. De esta forma se asegura de que este brazo esté siempre en la parte superior durante el proceso de giro y de que los tubos y cables no se enganchen ni queden atrapados. Desate las cuatro bandas elásticas de las esquinas.

Importante:

No olvide comprobar que únicamente las bandas elásticas de la eslinga superior están sueltas. Estas cuatro bandas tienen el mismo color, pero difieren del color de las bandas en la eslinga inferior (las bandas elásticas de la eslinga superior son blancas o negras, según el lado hacia el que se gira).

Decúbito prono



7.

Importante:

No empuje al paciente antes de que los topes laterales se hayan ajustado a la mesa de operaciones. Empuje la cadera y los hombros del paciente mientras activa la elevación para que el colgador y la eslinga de posicionamiento montada se desplacen hacia arriba. El proceso de giro ha comenzado.

Decúbito prono



8.

Una vez el paciente se ha girado y se encuentra en decúbito prono, retire manualmente la eslinga extrayendo pieza por pieza, el material hacia el material. Evite rozar demasiado la piel del paciente.

Decúbito prono



9.

Si es necesario, puede colocar los brazos del paciente sobre la cabeza. Ajuste las dos eslingas de soporte múltiple para que queden colocadas de una manera óptima. Coloque las correas en el colgador de elevación. Tenga en cuenta que el colgador se coloca en paralelo al cuerpo del paciente.

Eleve el tórax del paciente y coloque los cojines u otros elementos. Baje al paciente y colóquelo como sea necesario. La eslinga de soporte múltiple permanece debajo del paciente durante la intervención. Extraiga las correas del colgador de elevación.

Decúbito prono



10.

Coloque la correa de seguridad por encima de las piernas o los tobillos del paciente para que no se resbale mientras se encuentra en la posición de Trendelenburg o con la cama inclinada.

Asegúrese de que el paciente se encuentra acostado de manera correcta y cómoda y sin enredos.

Decúbito prono



11.

Posición en prono: giro del paciente desde una posición en prono hacia una en supino

Extraiga la correa de seguridad antes de mover al paciente a decúbito supino. Desate las cuatro bandas elásticas de las esquinas. Vuelva a sujetar las eslingas de soporte múltiple al colgador de elevación, eleve al paciente y retire los cojines. Baje al paciente hacia la parte inferior de las dos eslingas de posicionamiento.

Decúbito prono



12.

Tire de las eslingas de soporte múltiple para sacarlas durante el giro. Sujete las dos correas de elevación de la eslinga de posicionamiento al colgador de elevación.

Decúbito prono



13.

Prepare al paciente para un giro en supino. Puede girar al paciente empujando de nuevo la cadera y los hombros mientras activa el elevador.

Importante: Debe haber topes laterales en la mesa de operaciones.



Extraiga manualmente las eslingas de posicionamiento y las dos eslingas de soporte múltiple. Evite rozar demasiado la piel del paciente. Asegúrese de que el paciente se encuentra acostado de manera correcta y cómoda y sin enredos.

Decúbito prono










Product combinations

Lifting module / Mobile lifter

GH1, GH1 F, GH1 Q, GHZ, GH3, GH3+ lifting module	
GH3 Twin lifting module	

GL5.2 Mobile lifter	
---------------------	---

Hanger						
Lifting hanger X-SMALL Item no. 556870	Lifting hanger SMALL Item no. 556880	Lifting hanger MEDIUM Item no. 556890	H-hanger Item no. 556950	Cross hanger 400 kg Item no. 561610	Cross hanger 500 kg Item no. 550800	Connecting bar + Cross hanger 500 kg Item no. 550544
						
x	x	x	x	x	x	
						x
x	x	x	x	x		

Sling	Item no.
Active Micro Plus	2810x1
Active Micro, Poly	2840x1
Active Trainer	2830x1
Active Vest Kids	2831x1
Gait Trainer, Bariatric	283100
Gait Trainer	2832x1
Vest for Stand Shell	2835x1

2-4, 4-6, 6-10, 10-16, XS	10-16, XS, S, M	S, M, L, XL, 2XL (6-10, 10-16)	S, M, L, XL - 5XL	M, L, XL - 5XL	M, L, XL - 5XL	
x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x (x)	x	x	x	x
x	x	x (x)				
		x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x		

Basic sling, Polyester	2700x1
Basic Low sling, Polyester	2710x1
Basic High sling, Polyester	2720x1
Basic Hammock, sling	2740x1
Basic sling, Net, fixed padding	2701x3
Basic Low sling, Net, fixed padding	2711x3
Basic High sling, Net, fixed padding	2721x3
Basic Shell, sling	2750x2
Basic Comfort High, polyester	2770x1
Basic Comfort High, net	2770x2

x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x		
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x		

Custom Amputee seji	2900x1
Sit-On Comfort	2930x1
Sit-On Comfort High	2940x1
Sit-On II	2970x1
Sit-On High II	2980x1
Sit-On Comfort High, hygiene	2941x1
Sit-On	2950x1
Sit-On High	2960x1
Modified Sling	2949x

x	x	x				
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x

Repo. Sling, Bariatric	284656
Repo. Sling	28465
Repo. Sling, Short,	284653
Repo. Sling, Poly	284660
Repo. Sling, Grey net	284651
Repo. Sling, Grey net	284658
Repo. Sling, Grey net	284662
Repo. Sling, TENCEL	284657
Repo. Sling, Spacer	284659
Repo. Sling, Spacer, 6 loops	284669

		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x

Horizontal Sling, Standard	28463
Lifting sheet	2844851
Multi Support Sling, one size	28467
OR Sling, Poly	2848x1
Leg Sling Box of 10 pcs	28650
Pannus Support	28660
Turner	28700
Twin Turner	28751
Twin Turner, Bariatric	28760

x	x	x		x	x	x
				x		
x	x	x		x	x	x
		x		x	x	x
		x		x	x	x
		x		x	x	x
		x		x	x	x

Disposable High + Kids	2836x5
Disposable Twin Turner II, regular	287501
Disposable Twin Turner II, large	287511
Disposable Leg sling II	286501
Disposable High, bariatric	2836x2
Disposable Repositioning sling, 500 kg	284555
Disp. Horizontal sling, standard, 350 kg	284631
Disposable Multi support sling	284223
Disposable OR Sling	2848x5
Disposable Gait Trainer	2835x5
Disposable Comfort High	2770x5
Disposable Micro Plus	2815x5
Prone Positioning Sling (284221)	284225
Side Positioning Sling (Kit)	284226

x	x	x	x	x		
		x		x	x	
		x		x	x	
		x		x	x	
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
x	x	x		x	x	
				x		
	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x		
x	x	x	x	x	x	x
		x		x	x	x
		x		x	x	x



| Time to care |

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann™