



V. Guldmann A/S
Tlf. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.dk

GL6 Mobile personløfter, basic

Tekniske specifikationer

Funktioner

Løftekapacitet, max.	: 155/205 kg
Løfthastighed ved belastning på 85 kg	: 25 mm/sek
Løft pr. opladning	: 50 løft med 85 kg
Løfteinterval	: 1307 mm

Betjening

Løft	: Elektrisk
Benindstilling	: Elektrisk

Vægt

Total	: 44 kg
Understel	: 24 kg
Mast og løftebom	: 20 kg
Håndbetjening	: 0,25 kg

Mål

	Ø75	Ø100
A.	: 46 mm	81 mm
B.	: 111 mm	145 mm
C.	: 1983 mm	2017 mm
D.	: 1333 mm	1367 mm
E.	: 378 mm	378 mm
F.	: 672 mm	672 mm
G.	: 1274 mm	1274 mm
I. min/max	: 417/1723 mm	451/1758 mm
J. min/max	: 562/1291 mm	562/1291 mm
K. min/max	: 682/1403 mm	682/1403 mm

Drejeradius

Drejeradius	: 1430 mm
-------------	-----------

Sikkerhed

Nødstop	: Ja
Nødsænk	: Ja, elektronisk og mekanisk
Klemsikring	: Ja

El/elektronik

Tænd/sluk	: Automatisk
Integreret strømforsyning til opladning	
Indgang	: 120-240 Vac, 50-60 Hz, 30 VA
Batteri, udskiftelig	: 25.2 V / 2,9 Ah
Opladningstid	: Max. 5 timer
Forbrug/aktuatorspænding	: 24 V, maks. 9 A
Driftstid	: Maks. 10 %, maks. 2 min. tændt, 18 min. slukket.
Batteri beskyttelse	: Slukker automatisk ved lav spænding. Diode lyser, når spænding er kritisk
Batteritype	: Bly (Lead-acid)

Tæthedsklasse

Løfter	: IP 30
Håndbetjening	: IPX 4
Integreret strømforsyning	: IPX 6
Batteri	: IPX 6
Aktuator	: IPX 4

Tilbehør/diverse

- Ophængsøjle
- Ekstern lader

Mærkning



Produktet er fremstillet i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017, som medicinsk udstyr klasse I.

Varenummer/model

568771 (Ø100)	: 205 kg
568772 (Ø100)	: 155 kg
568773 (Ø75)	: 205 kg
568774 (Ø75)	: 155 kg

Klassificering

i henhold til ISO 9999	: 12 36 03
------------------------	------------



Time to care