



Smart Glide

Convertir las tareas diarias en un trabajo sencillo, seguro y eficiente

Smart Glide es una hoja deslizante versátil utilizada para reducir la fricción entre el usuario y la superficie. Se puede utilizar para diferentes tareas de cuidados, proporcionando un proceso de trabajo más eficiente y seguro.

La hoja deslizante es un gran complemento a nuestra gama de arneses y facilita el proceso de posicionar el arnés antes de levantar al paciente, ya sea de la silla de ruedas o de la cama. Ello garantiza que el movimiento sea más seguro y cómodo, tanto para el paciente como para el personal.

La Smart Glide está fabricada en nailon con un revestimiento de silicona que minimiza la fricción y el ruido.

La tela está certificada por OEKO-TEX 100 y, por lo tanto, ha sido probada para detectar sustancias peligrosas que son perjudiciales tanto para la salud como para el medioambiente.

Para la desinfección y limpieza, la Smart Glide se puede limpiar con desinfectante o lavar.

La tela de la Smart Glide tiene una capacidad máxima de peso de 150 kg.



- Facilita el uso del arnés
- No produce ruido durante el uso
- Corta solo el tamaño que necesite
- Diseñado con tejido antidesgarro para evitar que se deshilache
- Uso recomendado para un solo paciente
- Se puede limpiar o lavar

Los rollos de Smart Glide se entregan con un cuchillo especial, el Smart Glide Cutter, que facilita el corte del tamaño exacto de la hoja deslizante necesaria para la tarea de cuidado actual, evitando así el desperdicio.



Rollos de Smart Glide

284472 M : ancho 100 cm, rollos de 100 m

284473 L : ancho 140 cm, rollos de 100 m

Smart Glide Precut

561500 : 5 cajas de 20 unidades, 100 x 125 cm

561500-1 : 1 caja de 20 unidades, 100 x 125 cm

561501 : 5 cajas de 20 unidades, 100 x 145 cm

561501-1 : 1 caja de 20 unidades, 100 x 145 cm

| Time to care |

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Iberia SL
Tel. +34 6828 75331
info@guldmann.es
www.guldmann.es