



Sistema libre de sujeción de habitación completa, ajustable en altura

Características técnicas

Funciones

Capacidad máxima : 350 kg

Peso y materiales

Sistema libre de sujeción de habitación completa, 3 x 3 m : 151 kg
4 Postes verticales : 11 kg, cada uno
4 Raíles tipo B : 16,4 kg, cada uno
4 Soportes angulares superiores : 4,8 kg, cada uno
1 Raíl transversal con carritos : 22,2 kg

Sistema libre de sujeción de habitación completa, 4 x 4 m : 178 kg
4 Postes verticales : 11 kg, cada uno
4 Raíles tipo B : 21,8 kg, cada uno
4 Soportes angulares superiores : 4,8 kg, cada uno
1 Raíl transversal con carritos : 27,6 kg

Raíles y piernas : Aluminio anodizado
Soportes : Acero lacado con pintura en polvo

Medidas

Altura mín. : 2040 mm
Altura máx. : 2840 mm

Longitud, 3 x 3 m : 3200 mm
Anchura, 3 x 3 m : 3200 mm




Longitud, 4 x 4 m : 4200 mm
Anchura, 4 x 4 m : 4200 mm

Etiquetado

El producto se ha fabricado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo, y del Consejo del 5 de abril de 2017, como producto sanitario de Clase I.

Código / Modelo

555262 : Sistema libre de sujeción de habitación completa, ajustable en altura - 3 x 3 m
555570 : Sistema libre de sujeción de habitación completa, ajustable en altura - 4 x 4 m



Time to care