



Sistema libre de sujeción de habitación completa, ajustable

Características técnicas

Funciones

Capacidad máxima : 255 kg

Peso y materiales

Sistema libre de sujeción de habitación

completa, 3 x 3-4 m : 160 kg
4 Postes verticales : 11 kg, cada uno
4 Raíles tipo B : 16,4 kg, cada uno
4 Soportes angulares superiores : 7 kg, cada uno
1 Raíl transversal con carritos : 22,2 kg

Sistema libre de sujeción de habitación

completa, 4 x 4-5 m : 187 kg
4 Postes verticales : 11 kg, cada uno
4 Raíles tipo B : 21,8 kg, cada uno
4 Soportes angulares superiores : 7 kg, cada uno
1 Raíl transversal con carritos : 27,6 kg

Raíles y piernas : Aluminio anodizado
Soportes : Acero lacado con pintura en polvo

Medidas

Altura mín. : 2040 mm
Altura máx. : 2840 mm

Sistema libre de sujeción de habitación
completa, 3 x 3-4 m

Anchura : 3200 mm
Longitud : 3200-4200 mm
Área de trabajo : 3000 x 3000 mm

Sistema libre de sujeción de habitación
completa, 4 x 4-5 m




Anchura : 4200 mm
Longitud : 4200-5200 mm
Área de trabajo : 4000 x 4000 mm

Etiquetado

El producto se ha fabricado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo, y del Consejo del 5 de abril de 2017, como producto sanitario de Clase I.

Código / Modelo

554729 : Sistema libre de sujeción de habitación completa, ajustable - 3 x 3-4 m
557968 : Sistema libre de sujeción de habitación completa, ajustable - 4 x 4-5 m



Time to care