

Articolo no.	Descrizione	Lunghezza Min/Max mm	Larghezza interna mm	Larghezza complessiva max mm	Larghezza ripiegata max mm	Altezza ripiegata max mm	Carico massimo kg/al paio	Peso kg/ per una
30006-050	Rampa fissa	550	210	235	-	-	400	1,5
30006-100	Rampa fissa	1160	210	235	-	-	400	3,1
30016-090	Rampa telescopica	840/580	190	235	-	-	400	2,8
30016-120	Rampa telescopica	1130/750	190	235	-	-	400	3,7
30016-200	Rampa telescopica	1960/1160	190	235	-	-	300	5,6
30016-200-3	Rampa telescopica, 3 parti	1930/870	170	235	-	-	300	6,5
30016-300-3	Rampa telescopica, 3 parti	2820/1160	170	235	-	-	250	8,2
30026-200-T	Rampa telescopica pieghevole	1950/760	190	235	-	-	300	6,8
30026-300-T	Rampa telescopica pieghevole	2700/1010	190	235	-	-	300	8,6
30026-110	Rampa pieghevole	1040/570	210	235	-	-	400	3,8
30026-150	Rampa pieghevole	1440/760	210	235	-	-	400	4,9
30026-200	Rampa pieghevole	1940/1010	210	235	-	-	300	6,3
30030-100	Rampa piana larga	1000	770	880	-	-	325	9,7
30030-125	Rampa piana larga	1250	770	880	-	-	325	12,1
30030-150	Rampa piana larga	1500	770	880	-	-	325	14,4
30030-200	Rampa piana larga	2000	770	880	-	-	325	19,1
30030-300	Rampa piana larga	3000	770	880	-	-	200	28,6
30040-150	Rampa pieghevole larga	1500/780	770	880	-	-	325	17,5
30040-200	Rampa pieghevole larga	2000/1030	770	880	-	-	325	22,2
30040-250	Rampa pieghevole larga	2500/1280	770	880	-	-	200	26,9
30040-300	Rampa pieghevole larga	3000/1530	770	880	-	-	200	31,7
30046-100	Rampa pieghevole Pro larga	1000/520	820	870	-	-	400	11,0
30046-160	Rampa pieghevole Pro larga	1600/850	820	870	-	-	400	18,0
30046-200	Rampa pieghevole Pro larga	2000/1050	820	870	-	-	400	21,0
30046-250	Rampa pieghevole Pro larga	2500/1300	820	870	-	-	400	25,0
30046-280	Rampa pieghevole Pro larga	2800/1450	820	870	-	-	400	29,0
30070-180	Rampa telescopica EasyFold	1830/1120	760	820	405	72	325	16,4
30070-210	Rampa telescopica EasyFold	2130/1270	760	820	405	72	325	18,9
30070-240	Rampa telescopica EasyFold	2440/1430	760	820	405	72	325	21,4
30070-300	Rampa telescopica EasyFold	3050/1730	760	820	405	72	200	26,4
30080-095	Rampa EasyFold Pro larga	935	760	776	398	85	350	7,8
30080-120	Rampa EasyFold Pro larga	1185	760	776	398	85	350	9,0
30080-150	Rampa EasyFold Pro larga	1485	760	776	398	85	350	11,4
30080-180	Rampa EasyFold Pro larga	1785	760	776	398	85	350	13,4
30080-210	Rampa EasyFold Pro larga	2085	760	776	398	85	350	15,8
30085-165	Rampa EasyFold Pro3 larga	1635	760	786	273	125	350	13,4

Materiali

Pianali Rampa	: Alluminio anodizzato con superficie antislittamento
Profili Terminali ed Impugnature	: Plastica resistente agli urti ed antislittamento
Sostegni	: Acciaio Inossidabile, fibra di vetro
Sostegni 30080	: Plastica
Staffe, maniglie e profili finali (30016, 30026, 30046)	: PEC (Polypropylene Ethylene Copolymer)

Altre Misure

Altezza del bordo	: 55 mm
Angolo di Contatto	: max. 12 gradi
Superficie di contatto	
30006/30016/30026	: 60 mm
30030/30040	: 110 mm
30046	: 100 mm
30070/30080/30085	: 100 mm

Certificazioni

I prodotti sono fabbricati in conformità con il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, come il dispositivo medico di classe I.




Classificazione

Conforme a ISO 9999 : 18 30 15


30006-xxx & 30030-xxx

Rampa fissa




30016-xxx

Rampa telescopica




30026-xxx & 30040-xxx

Rampa pieghevole




30026-xxx-T

Rampa telescopica pieghevole




30046-xxx

Rampa pieghevole Pro larga




30070-xxx

Rampa telescopica EasyFold



30080-xxx

Rampa EasyFold Pro larga



30085-xxx

Rampa EasyFold Pro3 larga

