

Références	Type	Longueur Max/Min mm	Largeur utile de la rampe mm	Largeur extérieure max mm	Largeur pliée max mm	Hauteur pliée max mm	Maximum supporté kg/paire	Poids kg/ par rail
30006-050	Rampe fixe	550	210	235	-	-	400	1,5
30006-100	Rampe fixe	1160	210	235	-	-	400	3,1
30016-090	Rampe télescopique	840/580	190	235	-	-	400	2,8
30016-120	Rampe télescopique	1130/750	190	235	-	-	400	3,7
30016-200	Rampe télescopique	1960/1160	190	235	-	-	300	5,6
30016-200-3	Rampe télescopique, en 3 parties	1930/870	170	235	-	-	300	6,5
30016-300-3	Rampe télescopique, en 3 parties	2820/1160	170	235	-	-	250	8,2
30026-200-T	Rampe télescopique pliante	1950/760	190	235	-	-	300	6,8
30026-300-T	Rampe télescopique pliante	2700/1010	190	235	-	-	300	8,6
30026-110	Rampe pliante	1040/570	210	235	-	-	400	3,8
30026-150	Rampe pliante	1440/760	210	235	-	-	400	4,9
30026-200	Rampe pliante	1940/1010	210	235	-	-	300	6,3
30030-100	Rampe fixe large	1000	770	880	-	-	325	9,7
30030-125	Rampe fixe large	1250	770	880	-	-	325	12,1
30030-150	Rampe fixe large	1500	770	880	-	-	325	14,4
30030-200	Rampe fixe large	2000	770	880	-	-	325	19,1
30030-300	Rampe fixe large	3000	770	880	-	-	200	28,6
30040-150	Rampe pliante large	1500/780	770	880	-	-	325	17,5
30040-200	Rampe pliante large	2000/1030	770	880	-	-	325	22,2
30040-250	Rampe pliante large	2500/1280	770	880	-	-	200	26,9
30040-300	Rampe pliante large	3000/1530	770	880	-	-	200	31,7
30046-100	Rampe pliante Pro large	1000/520	820	870	-	-	400	11,0
30046-160	Rampe pliante Pro large	1600/850	820	870	-	-	400	18,0
30046-200	Rampe pliante Pro large	2000/1050	820	870	-	-	400	21,0
30046-250	Rampe pliante Pro large	2500/1300	820	870	-	-	400	25,0
30046-280	Rampe pliante Pro large	2800/1450	820	870	-	-	400	29,0
30070-180	Rampe portefeuille télescopique	1830/1120	760	820	405	72	325	16,4
30070-210	Rampe portefeuille télescopique	2130/1270	760	820	405	72	325	18,9
30070-240	Rampe portefeuille télescopique	2440/1430	760	820	405	72	325	21,4
30070-300	Rampe portefeuille télescopique	3050/1730	760	820	405	72	200	26,4
30080-095	EasyFold Pro large	935	760	776	398	85	350	7,8
30080-120	EasyFold Pro large	1185	760	776	398	85	350	9,0
30080-150	EasyFold Pro large	1485	760	776	398	85	350	11,4
30080-180	EasyFold Pro large	1785	760	776	398	85	350	13,4
30080-210	EasyFold Pro large	2085	760	776	398	85	350	15,8
30085-165	EasyFold Pro3 large	1635	760	786	273	125	350	13,4

Matériaux

Rampe	: Aluminium anodisé avec surface antidérapante
Embouts et poignées	: matière plastique antidérapant et résistant aux chocs
Charnières	: Acier inoxydable, dépoli
Charnières 30080	: Plastique
Embouts, poignées et charnières (30016, 30026, 30046)	: PEC (Propylène, Ethylène, Copolymère)

Marquage

Ce produit est un dispositif médical de classe I, conformément au Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017.



Classification


en conformité avec ISO 9999 : 18 30 15

Autres dimensions

Hauteur de la bordure	: 55 mm
Angle de l'appui	: max. 12 degrés
Surface de l'appui	
30006/30016/30026	: 60 mm
30030/30040	: 110 mm
30046	: 100 mm
30070/30080/30085	: 100 mm


30006-xxx & 30030-xxx

Rampe fixe




30016-xxx

Rampe télescopique




30026-xxx & 30040-xxx

Rampe pliante




30026-xxx-T

Rampe télescopique pliante




30046-xxx

Rampe pliante Pro large




30070-xxx

Rampe portefeuille télescopique



30080-xxx

EasyFold Pro large



30085-xxx

EasyFold Pro3 large

