




Producten en accessoires



Plafondtilsystemen

GH3 Tilmodules **4**

GH3	.5
GH3+	.5
GH3/GH3+ met aandrijfmotor	.5
GH3 Twin	.5
Optionele modules voor GH3+	.6
– CLM module – standaard	
– CLM module – online	
– Weegschaalmodule	
– Schaal klasse III module	
– Onderhoudsmodule	
– Trainermodule	
Technische specificaties	.14

GH1 Tilmodules **8**

GH1	.9
GH1 Q	.9
GH1 F	.10
Technische specificaties	.14

GHZ Tillift **12**

GHZ	.13
Technische specificaties	.14

Rails **15**

Rails	.15
Muurrail	.18
Onderdelen voor railsysteem	.19
– Brackets	
– Trolleys	
– Components	
Vrijstaand componenten	.29

Mobiele tilliften

GL5.2 Mobiele tillift	.30
GLS5.2 Active tillift	.31
Varianten – GL5.2 en GLS5.2	.32
GTP1 – Verplaatsingsplatform	.33

Draagbanden en tilaccessoires

ABC-draagbanden – Active	.36
ABC-draagbanden – Basic	.38
ABC-draagbanden – Custom	.40
ABC-draagbanden – Kids	.42
Draagbanden voor zwaarlijvige patiënten	.44
Disposable draagbanden	.47
Maten en stoffen	.52
Draai- en hanteeropties	.56
Opties voor jukken	.59
Horizontale tilliften	.61
Accessoires	.64



Transfer



Behandeling



Training

Guldmann is de expert in het leveren van veilige, comfortabele en efficiënte oplossingen om de werkomgeving in de zorgsector te verbeteren, wanneer er mensen moeten worden getild, verplaatst en gepositioneerd, gemobiliseerd en gerehabiliteerd.

Ons voornaamste doel is ervoor te zorgen dat zorgverleners meer tijd krijgen om de allerbelangrijkste persoonlijke verzorging te verlenen. We bereiken dit door hen in staat te stellen alle til- en bewegingshandelingen in elke fase zo gestroomlijnd en efficiënt mogelijk te maken.

En dat doen we op een manier die precies aansluit bij de behoeften van alle betrokkenen. In dit specialistische vakgebied is ervaring een belangrijke factor. Guldmann heeft een uitgebreid, modulair assortiment til- en bewegingsoplossingen geperfectioneerd, voortbouwend op meer dan een kwart eeuw ervaring in het leveren van ondersteunende technologieproducten die zijn ontworpen om mensen te helpen hun leven ten volle te leven.

De Guldmann-benadering

We ontwikkelen en produceren een breed scala aan producten die rekening houden met zowel de werkomgeving van de zorgverlener als het persoonlijke comfort en de veiligheid van de gebruiker. We helpen alle betrokkenen om de oplossingen, producten en modules te kiezen die het beste aansluiten bij hun behoeften.


Onze producten zijn ontworpen om te worden gecombineerd en gebruikt op een groot aantal verschillende manieren, waardoor we u een complete oplossing kunnen bieden die is ontworpen om aan uw huidige behoefte te voldoen en tevens goed is afgestemd op de functionaliteitsvereisten van morgen.

We bieden middelen voor analyse en deskundig advies om een weloverwogen beslissing te nemen. We werken samen met architecten, raadgevende ingenieurs en bouwondernemers - en alle vele andere betrokken professionals - om ervoor te zorgen dat de gekozen oplossingen efficiënt kunnen worden geïntegreerd in zowel nieuwe als bestaande faciliteiten.

Daarbij helpen we klanten ervoor te zorgen dat deze oplossingen correct worden geïnstalleerd. We voeren trainingsprogramma's uit die zorgverleners helpen bij het kiezen van de beste oplossingen voor hun speciale behoeften, en trainen hen om het systeem op de veiligste en meest effectieve manier te gebruiken.

Wij zijn specialisten in het creëren van "tijd voor zorg" en met betrekking tot het tillen en bewegen in alle zorgverlenende situaties. Onze diensten omvatten ondersteuning, opleiding, montage en onderhoud.

| Time to care |



Plafondtilsystemen

GH3 Tilmodules





red dot design award
honourable mention 2009



GH3
handbediening

GH3+
handbediening

1

GH3

Tilmodule. Gebruiksvriendelijke en extreem krachtige en snelle tilmodule voor permanente installatie. Tilcapaciteit 200 of 250 kg

2



GH3+

Tilmodule vergelijkbaar met GH3, maar met opties zoals geïntegreerde weegschaal, CareLift Management- en onderhoudsbewakingssysteem en een nog hogere tilsnelheid. Tilcapaciteit 200, 250, 275, 300, 350, 375 of 400 kg.

3



GH3/GH3+ met aandrijfmotor

Voor horizontale verplaatsing van de tilmodule in het relingsysteem zijn de GH3 en GH3+ leverbaar met aandrijfmotor. Ze kunnen worden bediend met standaard handbediening (met snoer) of afstandsbediening met optionele infrarood (IR).

4



GH3 Twin

Tilmodule voor zwaar werk met dubbele tilriem. Tilcapaciteit 250, 375 of 500 kg.

Zie tabel op pagina 14



5

**CareLift management
CLM-module – standaard**

Geeft betrouwbare gegevens over het aantal en de soorten tilactiviteiten in een bepaalde periode. Deze gegevens zijn beschikbaar als downloadbaar formaat voor gebruik in standaard typen spreadsheet software.

6

**CareLift management
CLM-module – online**


Geeft direct overzicht en houdt bij wanneer en hoe vaak een plafondlift wordt gebruikt. De CLM-gegevens van de tillift-units worden gepresenteerd in de CLM Viewer.

7

Onderhoudsmodule

Geeft informatie over wanneer de volgende geplande veiligheidsinspectie/-onderhoud moet plaatsvinden. Deze module werkt ook met de online CLM module.





8

Weegschaalmodule

Geïntegreerde weegschaalmodule die wordt gebruikt voor het wegen van een persoon wanneer deze in een draagband wordt opgetild. Het gewicht van de getilde persoon wordt weergegeven op het display van de handbediening.



9

Schaal klasse III module


De geïntegreerde Klasse III-weegschaal wordt gebruikt voor het wegen van patiënten in verband met bijvoorbeeld ziekenhuisopname waar nauwkeurige controle van het gewicht van een patiënt noodzakelijk is. Het gewicht wordt weergegeven op de handbediening. Dit is de eerste Klasse III goedgekeurde weegschaal op de markt die is geïntegreerd in een plafondlift en die voldoet aan de voorwaarden voor niet-automatische weeginstrumenten in overeenstemming met EU-richtlijn 2014/31/EU.



10

Trainermodule

Biedt revalidatie met dynamische gewichtsontlasting tot 100 kg in stappen van 1 kg. Typische rehabilitatie-oefeningen met dynamische gewichtsondersteuning in de Trainermodule kunnen zijn: loopoefeningen, evenwicht, van zitten naar staan, hurkoefeningen/squatoefeningen, stappen op/over obstakels, enz.







11

GH1

Tilmodule. Gebruiksvriendelijke, krachtige en snelle tilmodule voor permanente installatie en installatie in vrijstaand railsysteem. Tilcapaciteit 175, 205 of 255 kg. Zie tabel op pagina 14

12



GH1 Q

GH1 Q Tilmodule met een snelontgrendelingssysteem waardoor de tilmodule eenvoudig op de rails kan worden geklikt en ontgrendeld als verplaatsing nodig is. Tilcapaciteit 175, 205 of 255 kg. *GH1Q mag niet worden gebruikt in systemen met Combi-lock of wissel. Zie tabel op pagina 14*

13



GH1-afdekplaten

De GH1 tilmodule wordt standaard geleverd met keuze uit twee opties.

14



GH1 Handbediening

GH1 Oplaadstation





15

GH1 F

Flexibele tilmodule die van het ene railsysteem naar het andere kan worden verplaatst. Het installeert zich op en verwijdt zich automatisch van het railsysteem. Tilcapaciteit 175, 205 of 255 kg. Zie tabel op pagina 14

16



17



18



GH1 F Handbediening

GH1 F Oplaadstation

Trolley voor GH1 F

.....551165

Transportwagentje GH1 F

GH1 F transport- en opslagrolley.

.....554273





19



GHZ

Een discreet en bijna onzichtbaar plafondtilsysteem. De GHZ tilmodule loopt in de traverse rail. Dit minimaliseert de inbouwafmetingen en draagt bij aan de tilhoogte die vaak een cruciale factor is in kamers met lagere plafondhoogtes.

Gemonteerd in de muurrails compenseert de flexibele GHZ traverse rail automatisch niet-uitgelijnde (schuine) muren tot 80 mm. Maximale tilcapaciteit: 255 kg

Zie tabel op pagina 14

.....556342

20



GHZ Handbediening



GHZ Oplaadstation

Technische specificaties

GH3 Tilliftmodules, versie type benaming						Opties											
Guldmann tillifttype	Productlijn	Belasting in kg	Aantal draag-riemen	Aantal tilliftmotors	Aantal horizon-tale aandrijf-motors ¹⁾	Infrarood bediening ²⁾	Service module	CLM module	Scale module	WiFi module	Class III scale	Trainer module ²⁾	Coating	Exclusief turbospeed	UL	Laden via handbediening ²⁾	
GH3	(x)	xxx	x	x	x	Configuratie code (xxxxx)											
GH3		200	1	1	0 - 1 - 2	•									•		
		250	1	1	0 - 1 - 2	•									•		
	+	200	1	1	0 - 1 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		250	1	1	0 - 1 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		275	1	1	0 - 1 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		300	1	2	0 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		350	1	2	0 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		375	1	2	0 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		400	1	2	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Twin	250	2	2	0	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
		375	2	2	0	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
		500	2	2	0	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
GH1		175	1	1	0									•		•	
		205	1	1	0									•		•	
		255	1	1	0									•		•	
	F	175	1	1	0									•		•	
		205	1	1	0									•		•	
		255	1	1	0									•		•	
	Q	175	1	1	0									•		•	
		205	1	1	0									•		•	
		255	1	1	0									•		•	
GHZ		255	1	1	0								•		•		

1) Tilcassette met horizontaal motoren zijn niet UL compatibel

2) Niet UL compatibel

Rails



1

Rails A/B/C								
Rail A	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
met oplaadstrip	550351	550352	550353	550354	550355	550356		
Uitsparing voor trolley	552535	552536	552537	552538	552539	552540		
zonder oplaadstrip	550670	550671	550672	550673	550674	550675		
Uitsparing voor trolley	557882	557883	557884	557885	557886	557887		
Rail B	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
met oplaadstrip			550359	550360	550361	550362	550363	550364
Uitsparing voor Combilock – kort			555620	555621	555622	555623	555624	555625
Uitsparing voor Combilock – lang			555614	555615	555616	555617	555618	555619
Uitsparing voor trolley			552541	552542	552543	552544	552545	552546
zonder oplaadstrip			550677	550678	550679	550680	550681	550682
Uitsparing voor trolley			557888	557889	557890	557891	557892	557893
Rail C	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
met oplaadstrip					550365	550366	550367	550368
Uitsparing voor Combilock – kort					555630	555631	555632	555633
Uitsparing voor Combilock – lang					555626	555627	555628	555629
Uitsparing voor trolley					552547	552548	552549	552550
zonder oplaadstrip					550683	550684	550685	550686
Uitsparing voor trolley					557894	557895	557896	557897

De ABC-rails zijn ook beschikbaar in wit (RAL 9016).

Als wit wordt gevraagd, voeg dan –WH toe aan het artikelnr. (xxxxxx-WH).

Speciale railuitsparingen

Uitsparing voor Combilock

Zie bovenstaande tabel

Uitsparing voor trolley

Zie bovenstaande tabel



Rails



2

Rails A+/B+/C+								
Rail A+	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
met oplaadstrip	562361	562362	562363	562364	562365	562366		
Uitsparing voor trolley	562377	562378	562379	562380	562381	562382		
zonder oplaadstrip	562601	562602	562603	562604	562605	562606		
Uitsparing voor trolley	562617	562618	562619	562620	562621	562622		
Rail B+	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
met oplaadstrip			562367	562368	562369	562370	562371	562372
Uitsparing voor trolley			562383	562384	562385	562386	562387	562388
zonder oplaadstrip			562607	562608	562609	562610	562611	562612
Uitsparing voor trolley			562623	562624	562625	562626	562627	562628
Rail C+	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
met oplaadstrip					562373	562374	562375	562376
Uitsparing voor trolley					562389	562390	562391	562392
zonder oplaadstrip					562613	562614	562615	562616
Uitsparing voor trolley					562629	562630	562631	562632

De ABC-rails zijn ook beschikbaar in wit (RAL 9016). Als wit wordt gevraagd, voeg dan -WH toe aan het artikelnr. (xxxxxx-WH).

3

Uitsparing voor trolleys 250 mm

	Grijs	Wit
Rail A	558926	558926-WH
Rail B	558927	558927-WH
Rail A+	562337	562337-WH
Rail B+	562338	562338-WH




4

Uitsparing voor trolleys 620 mm

	Grijs	Wit
Rail A	558928	558928-WH
Rail B	558929	558929-WH
Rail A+	562339	562339-WH
Rail B+	562340	562340-WH




Rails



5

Railbochten (rail A)

	Grijs	Wit
30°	550015	550015-WH
45°	550016	550016-WH
60°	550017	550017-WH
90°	550018	550018-WH
90° groot	550025	550025-WH



6

Railbochten (rail A+)

	Grijs	Wit
30°	562409	562409-WH
45°	562410	562410-WH
60°	562411	562411-WH
90°	562412	562412-WH
90° groot	562413	562413-WH



7

8



Wandrail

		Rail Witte afdekplaat
3 m.	560813.	556013
4 m.	560814.	556014
5 m.	560815.	556015
7 m.	560817.	556017

Wandrail met oplaadstrip

		Rail Witte afdekplaat
3 m.	560803.	556013
4 m.	560804.	556014
5 m.	560805.	556015
7 m.	560807.	556017



9



GHZ traverse rail

		Wit
3 m.	557703.	557703
4 m.	557704.	557704
5 m.	557705.	557705

Onderdelen voor railsystemen




10

Combi-lock, 375 kg

..... 555237

11



Rotonde, elektrisch

	Grijs	Wit
255 kg	550663	550663-WH
– met coating	551430	551430-WH
375 kg	552882	552882-WH
– met coating	552984	552984-WH

12



Wissel, elektrisch, 250 kg

	Grijs	Wit
60° rechts	553991	553991-WH
– met coating	551058	551058-WH
60° links	553995	553995-WH
– met coating	551059	551059-WH
90° rechts	553925	553925-WH
– met coating	554027	554027-WH
90° links	553926	553926-WH
– met coating	554028	554028-WH

13



Railkruispuntmodule

Flexibele divisie voor situaties met mobiele muren

en vouwdeuren 554528

Onderdelen voor railsystemen

14



Muursteunuiteinde

aan het eind gemonteerde rail

Grijs 550451

Wit 550471

15



Muursteunuiteinde

aan de zijkant gemonteerde rail

Grijs 550451

Wit 550471

16



Muursteunzijkant

aan het eind gemonteerde rail

Grijs 550450

Wit 550472

17



Muursteunzijkant

aan de zijkant gemonteerde rail

Grijs 550450

Wit 550472

18



Railverbingssteun

..... 12448

19



**Plafondsteun, standaard
voor rechte rail en bocht**

Grijs 550402

Wit 550433

20



**Plafondsteun, standaard
voor relingverbindingen**

Grijs 550402

Wit 550433

21



Montagesteun

..... 12336

22



**Plafondsteun verstelbaar 5 mm
voor Combi-lock**

Grijs 555330

Wit 555567

23



**Verlaagde plafondsteun, standaard
voor rechte rail en bocht**

Grijs 550403

Wit 550434

24



**Gipsplaatsteun
max. 255 kg**

Wit 550452

Onderdelen voor railsystemen

25



Plafondsteun, recht verlaagd voor rechte rail en bocht

Lengte	Grijs	Wit
250-450 mm	562015	562015-WH
451-650 mm	562016	562016-WH
651-850 mm	562017	562017-WH
851-1000 mm	562018	562018-WH
1001-1200 mm	562019	562019-WH
1201-1400 mm	562020	562020-WH
1401-1600 mm	562021	562021-WH
1601-1800 mm	562022	562022-WH
1801-2000 mm	562023	562023-WH

26



Plafondsteun, recht verlaagd voor Combilock

Lengte	Grijs	Wit
316-520 mm	562060	562060-WH
521-720 mm	562061	562061-WH
721-920 mm	562062	562062-WH
921-1125 mm	562063	562063-WH
1071-1270 mm	562064	562064-WH
1271-1470 mm	562065	562065-WH
1471-1670 mm	562066	562066-WH
1671-1870 mm	562067	562067-WH
1871-2070 mm	562028	562028-WH

27



Recht opstaande ondersteuningsbeugels

<i>Standaard wit, RAL 9016</i>	
zonder voet	124841
met lage voet (150 mm)	124801
met hoge voet (250 mm)	124811
rail voor recht opstaande ondersteuning	1248031

<i>Grijs is een optie, RAL 9006</i>	
zonder voet	124844
met lage voet (150 mm)	124804
met hoge voet (250 mm)	124814
rail voor recht opstaande ondersteuning	1248034

28



Plafondsteun, neergelaten stang voor rechte rail en bocht

Lengte	Grijs	Wit
250 mm	550498	550499
500 mm	550436	550410
1000 mm	550437	550408
2000 mm	550438	550409

29



Stabiliserende steun

Lengte	Grijs	Wit
500 mm	550417	550440
1000 mm	550418	550441
2000 mm	550419	550442

30



Plafondsteun, schuin verlaagd

Lengte	Grijs	Wit
250 mm	550412	550476
500 mm	550413	550477
1000 mm	550414	550474
2000 mm	550415	550475

Onderdelen voor railsystemen

31



Traverse trolley

Voor systemen over de gehele ruimte die onder het plafond worden gemonteerd.

Max. NLW 375 kg.

Grijs550076

Wit550491

32



Traverse trolley Verlaagd 25 mm

Voor systemen over de gehele ruimte waarbij parallelle rails in het plafond zijn geïntegreerd/verzonken. Max. SWL 375 kg.

Grijs554189

Wit551327

33



Traverse trolley kruis-Combilock

Moet worden gebruikt in systemen over de gehele ruimte op de parallelle rail die zich het dichtst bij het Combilock bevindt of in systemen met overhang van de traverse rail. Max. NLW 375 kg.

Grijs550779

Wit555205

34



Traverse trolley kruis-Combi-lock, verlaagd 25 mm

Moet worden gebruikt in systemen over de gehele ruimte op de parallelle rail die is geïntegreerd/verzonken in het plafond en het dichtst bij het Combilock of in systemen met overhang van de traverse rail.

Max. NLW 375 kg.

Grijs554526

Wit558664

35



Traverse trolley

Voor systemen over de gehele ruimte die onder het plafond worden gemonteerd.

Max. ZWL 500 kg.

Grijs550078

Wit550493

36



Traversløbekat Heavy Duty, forlænget 25 mm

Voor systemen over de gehele ruimte waarbij parallelle rails in het plafond zijn geïntegreerd/verzonken. Max. ZWL 500 kg.

Grijs554546

Wit554548

37



Traverse trolley Heavy duty cross

Voor systemen over de gehele ruimte met overhang van de traverse rail. Max. ZWL 500 kg.

Grijs559548

Wit559549

38



Traverse trolley lang

Voor systemen over de gehele ruimte waarbij de traverse rail langer is dan 5 meter. Max. SWL 400 kg.

Grijs556106

Wit555802

39



Traverse trolley lang, verlaagd 25 mm

Voor systemen over de gehele ruimte waarbij de parallelle rails in het plafond zijn geïntegreerd/verzonken. Max. SWL 400 kg.

Grijs558102

Wit560080

40



Traverse trolley voor muurrails B traverse rail

Alleen te gebruiken in combinatie met muurrail en B-rail (travers).

Wit560790

Kit voor C-traverse rail.560720

Onderdelen voor railsystemen

41



GHZ traverse trolley

Alleen te gebruiken in combinatie met muurrails en GHZ traverse rail.

Wit556290

42



GHZ traverse trolley

Alleen te gebruiken in combinatie met muurrails en GHZ traverse rail.

Grijs556290

Wit 561091-WH

43



Traverse trolley kort, verlaagd 25 mm

Te gebruiken wanneer de tillift in een kast moet worden geplaatst/opgeborgen. Max.

SWL 375 kg

Set van twee (left and right)

Grijs561960

Wit 561960-WH

44



Aandrijfmotor voor traverse rail

voor traverse B- en C-rails.562425

45



Trolley montage GH2 F en GH1 F – voor gordijn

Trolley die door een railgat kan (gordijnrail voor privacy).

..... 12776-8

46



Trolley GH3 – voor gordijn

Trolley die door een railgat kan (gordijnrail voor privacy).

.....550581

47



Trolley GH3+ met laadcel voor gordijn

Trolley die door een railgat kan (gordijnrail voor privacy).

.....550582

48



Trolley montage ext. 25 mm GH3

.....554081

49



Trolley montage ext. 50 mm GH3

.....552503

50



Pick-upmontage traverse trolley

Voor A, B, C en A+, B+, C+ rails

.....550094

51



Pick-upmontage voor muurrail

.....560770

52



Kit voor C-rail – muurrail

.....560720

Onderdelen voor railsystemen

53



Trolley montage ext. 25 mm voor GH1
.....554082

54



Trolley aandrijvingsmontage ext. 25 mm
1 aandrijving
.....554263

55



Trolley voor GH1 Q
.....552730

56



Rail koppelingshulpmiddel
.....561164

57



Verbindingsplaat – muurrail
.....561446

58



Profiel voor plafond, einde
.....559229

59

Afstandsstuk voor omlaag halen
traverse rail



	Grijs	Wit
15 mm	551077	551077-WH
20 mm	551078	551078-WH
30 mm	551079	551079-WH
35 mm	551096	551096-WH
40 mm	551080	551080-WH
50 mm	551081	551081-WH
60 mm	551082	551082-WH
70 mm	551083	551083-WH
80 mm	551084	551084-WH
90 mm	551085	551085-WH
100 mm	551086	551086-WH

Elk pakket bevat bouten en
afstandhouders

Onderdelen voor railsystemen



60

Laterale afdekplaat		1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	100 m
Rail A Laterale afdekplaat	Grijs	550230	550231	550232	550233	550234	550235			550763
	Wit	550238	550239	550240	550241	550242	550243			550766
Rail B Laterale afdekplaat	Grijs			550246	550247	550248	550249	550250	550251	550764
	Wit			550252	550253	550254	550255	550256	550257	550767
Rail C Laterale afdekplaat	Grijs					550258	550259	550260	550261	550765
	Wit					550262	550263	550264	550265	550768

61



Afdekplaat voor wandrail

	Wit
3 m.	556013
4 m.	556014
5 m.	556015
7 m.	556017
100 m.	556078

62



Eindafdekplaat

	Grijs	Wit
Rail A	550447	550463
Rail B	550448	550464
Rail C	550449	550465

63



Eindafdekplaat, wit – wandrail

.....	560776
-------	--------

Onderdelen voor railsystemen

64



Eindstopafdekplaat – muurrail
.....560773

65



Bovenafdekplaat
50 m.561411
100 m.561410


66



Afdekplaat voor trolley
Grijs550570
Wit550584



67



Afdichtingsset
1 set.559720

68



Accessoireset – muurrail
2 sets.560780

69



Connector voor oplaadstrip
.....551432

70



Oplaadstrip
6 m rail.550425
10 m rail.550427

71

Oplaadstrip – muurrail
4 m561447
10 m561448

Onderdelen voor railsystemen

72



Handbediening voor verlengkabel

GH3+	552300
GH3+ aandrijving	552307
GH3	552302
GH3 aandrijving	552301
GH1	552619
GH1 F	555903

73



Handbediening voor verlengkabel

GH3+	552300
GH3+ aandrijving	552307
GH3	552302
GH3 aandrijving	552301
GH1	552619
GH1 F	555903

74



Afstandsbediening IR

voor wissel/draaitafel/GH3	935034
voor positievergrendeling	935039

Handbediening met kabel

voor wissel/draaitafel	9350151
----------------------------------	---------

75



Muerschakelaar – verzonken montage

voor wissel/draaitafel	9350471
----------------------------------	---------

Muerschakelaar – opbouw

voor wissel/draaitafel	935049
----------------------------------	--------

76



Voeding

Transformator AC, Klasse I	550200
Voeding, GH1	551244

77

EU	USA	UK	AU	CAN

Kabel hoofdstroom AC – wit

EU	554250
VS	554251
VK	554252
AU	554253
CAN	555878

Onderdelen voor railsystemen


78



Eindstop

Grijs 12330
Wit 123301

79



Remmenset voor activiteitenrail

..... 121664

80



Ophangoog voor activiteitenrail

..... 121662

81



Positievergrendeling – enkel

Mag niet worden gebruikt in systemen met Combi-lock

..... 562421

82



Positievergrendeling – over de gehele ruimte

Mag niet worden gebruikt in systemen met Combi-lock

Positioning lock – xy-systeem 562423

Positioning lock – compleet systeem (xy-systeem en motorvergrendeling) 562424

83



**Gewichtswagen, elektrisch
inclusief gewichten, 550 kg**

..... 290880

84



**Gewichtsschijf, 16,7 kg
voor de handmatige gewichtswagen**

..... 558468

85



**Gewichtswagen, handmatig
Max. 455 kg**

incl. 2 gewichtsschijven, 49,5 kg .. 290851

incl. 17 gewichtsschijven, 300 kg .. 290850

Vrijstaand railsysteem



86

Vrijstaand XY-railsysteem – verstelbare hoogte en lengte

Max. capaciteit 255 kg

Hoogte min. 2040 mm / max. 2840 mm^{x)}

3 x 3 m (lengte min. 3200 mm / max. 4200 mm^{x)} 554729

4 x 4 m (lengte min. 4200 mm / max. 5200 mm^{x)} 557968

87



Zwaailift II

Max. tilcapaciteit 205 kg

Lengte 2,5 m

. 17200

88



Vrijstaand enkel-railsysteem

– verstelbare hoogte en lengte

Max. capaciteit 255 kg

Hoogte min. 2020 mm / max. 2820 mm^{x)}

2,0 m (lengte min. 2220 mm / max. 3390 mm^{x)} 556000

2,5 m (lengte min. 2720 mm / max. 3890 mm^{x)} 553000

3,0 m (lengte min. 3220 mm / max. 4390 mm^{x)} 556297

x) Externe metingen

GL5.2 Mobiele tillift



1



GL5.2

Mobiele tillift met elektrische verstelling in de breedte. Max. tilcapaciteit 155 of 205 kg. Zie tabel op pagina 32



GLS5.2 Actieve tillift



2

3

4



GLS5.2

Actieve tillift met elektrische verstelling in de breedte. Max. tilcapaciteit 155 of 205 kg. Zie tabel op pagina 32



GLS5.2 Corsetband

Ondersteunt de bovenrug onder de schouders tot onderrug.

Geschikt voor

- personen die kunnen staan, maar zelf kunnen opstaan.
- | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-----------|----|---------|
| S/M | | 28336 | | (riem M | .. | 281553) |
| L | | 28337 | | (riem XL | .. | 281573) |
| XL | | 28339 | | (riem 2XL | .. | 281583) |
| 2XL | | 28340 | | (riem 3XL | .. | 281593) |



GLS5.2 Heupband

Ondersteunt het heupgedeelte van het lichaam.

Geschikt voor

- personen die kunnen opstaan maar de neiging hebben om de heup terug te laten glijden.

.....28338

Varianten – GL5.2 en GLS5.2

Artikelnr.:	Naam artikel	Wielen 100 mm	Wielen 80 mm	Handmatige verlaging
562308	GL5.2 205 480 0000	x		
562309	GL5.2 155 480 0000	x		
562310	GL5.2 205 380 0000		x	
562311	GL5.2 155 380 0000		x	
562312	GL5.2 205 460 0000	x		x
562313	GL5.2 155 460 0000	x		x
562314	GL5.2 205 360 0000		x	x
562315	GL5.2 155 360 0000		x	x
552200	GLS5.2 155 560 0000			x
556001	GLS5.2 205 560 0000			x



5

6



Batterijpakket
Eenvoudig wisselen en extern opladen
mogelijk.
.....561553

Externe oplader
.....561556

GTP1 – Sta op hulpmiddel



7

8



GTP1

De GTP1 is een handmatig en mobiel hulpmiddel dat het verplaatsen van staande en semi-onafhankelijke gebruikers vergemakkelijkt. Max. gewichtscapaciteit van 175 kg.

.....560700

GTP1 Corsetband

Ondersteunt het bovenlichaam.

Geschikt voor

- personen die zelf kunnen opstaan maar extra ondersteuning nodig hebben bij het verplaatsen.

S284141

M284151

L284161



Guldmann tilbanden – een groot aantal opties


Het gebruik van de juiste draagband is belangrijk voor efficiënt gebruik en zorgt voor comfort, respect en veiligheid voor de gebruiker zonder het moeilijk te maken voor de verzorger.

U kunt in het uitgebreide assortiment van draagbanden en til accessoires, voor bijna elke zorgtaak een oplossing vinden. De draagbanden kunnen gebruikt worden voor de plafondliften en voor de verrijdbare liften.

Transfer



Positioneren



Tillen



Behandeling



Mobilisatie
en activatie



Training



ABC-draagbanden – Actief

1



2



3



Active Trainer

Biedt ondersteuning rond de borst- en schouderzone. Afneembare beenlussen bieden steun rond de heupzone en voorkomen dat de gebruiker uit de loopvest glijdt.

Geschikt voor

- personen met verminderde lichaamsbalans, maar moeten wel in staat zijn gewicht op hun benen te dragen
- looptraining
- ondersteunde staande en rechtopstaande houdingen
- vroege mobilisatie.

..... 2830xx

Active Micro

Ondersteunt het bovenlichaam (van het bekken tot onder de schouders) rond de borst en het bovenbeen. De borstlussen spannen zich om de borst.

Geschikt voor

- tillen van personen met hoofdcontrole, maar met een verminderde spierkracht van het bovenste deel van het lichaam en boven het heupgewricht en het dijbeen
- voor sommige personen met extensor strekspasme
- in situaties waar de draagband gemakkelijk aan- en uitgedaan moet worden
- tillen van en naar zittende positie
- situaties waar een grote opening aan de onderkant vereist is, zoals toiletbezoek en hygiëneprocedures.

..... 2840xx

Active Micro Plus

Ondersteunt het bovenlichaam (van het bekken tot onder de schouders) rond de borst en het bovenbeen. De borstlussen spannen zich om de borst.

Geschikt voor

- tillen van personen met hoofdcontrole, maar met een verminderde spierkracht van het bovenste deel van het lichaam en boven het heupgewricht en het dijbeen
- voor sommige personen met extensor strekspasme
- in situaties waar de draagband gemakkelijk aan- en uitgedaan moet worden
- tillen van en naar zittende positie
- situaties waar een grote opening aan de onderkant vereist is, zoals toiletbezoek en hygiëneprocedures.

..... 281xxx





4

Gait Trainer

Ondersteunt het bovenlichaam en heeft beenbanden voor extra veiligheid. Extra comfort dankzij het Spacer-materiaal.

Geschikt voor

- personen die voldoende beenkracht hebben om rechtop te staan, maar ondersteuning nodig hebben vanwege verminderde balans
- looptraining
- ondersteunde staande en rechtopstaande houdingen
- balanstreining
- vroege mobilisatie

De loopvest is onder andere ontworpen voor gebruik in combinatie met de Guldman Trainer Module.

..... 2832xx



ABC-draagbanden – Basis

5



6



7



Basic Basic

Ondersteunt het hele lichaam behalve het hoofd.

Geschikt voor

- tillen van personen met hoofdcontrole en met of zonder lichaamscontrole
- tillen van en naar een zittende of halfzittende positie (bed en rolstoel enz.)
- tillen en verplaatsen vanaf alle oppervlakken van meubels voor patiënten.

..... 270xxx

Basic Low

Ondersteunt het lichaam tot schouderhoogte.

Geschikt voor

- tillen van personen met hoofd- en lichaamscontrole
- tillen van en naar een zittende positie, (stoel en bed enz.).

..... 271xxx

Basic High

Ondersteunt het hele lichaam inclusief het hoofd.

Geschikt voor

- tillen van personen met weinig controle over hun hoofd en lichaam
- tillen van en naar een liggende positie (bed en vloer enz.)
- tillen van en naar zittende positie
- tillen en transfers van alle patiëntmeubelopervlakken en de vloer.

..... 272xxx



ABC-draagbanden – Basis

8



9



Basic Shell

Ondersteunt het hele lichaam en het hoofd, maar laat de armen buiten de draagband.

Geschied voor

- tillen van personen met weinig controle over hun hoofd en lichaam
- tillen van en naar een liggende positie (bed en vloer enz.)
- tillen van en naar een zittende positie – de draagband blijft in de rolstoel.

..... 2750xx

Basic Comfort High

Ondersteunt het hele lichaam en het hoofd. De verstelbare hoofdsteun kan worden ingevouwen wanneer de gebruiker in zittende positie op de draagband blijft zitten. Voegt extra ondersteuning toe rond de heupen en dijen. Dit geeft tevens een goede ondersteuning voor personen met een amputatie.

Geschied voor

- tillen van personen met weinig controle over hun lichaam
- tillen van en naar een liggende positie (bed en vloer enz.)
- tillen van en naar zittende positie
- personen die extra ondersteuning nodig hebben rond heup en dijen + in situaties waarbij het belangrijk is dat het dijbeen in een neutrale positie blijft.

..... 2770xx



ABC-draagbanden – Custom

10



11



12



Sit-On II

Ondersteunt het dijbeen en de rug. De gebruiker zit op de draagband. Het ontwerp voorkomt dat het dijbeen bij het tillen naar binnen draait.

Geschied voor

- personen die vanwege een hoog gewicht of aangepaste rolstoel langdurig op de draagband moeten blijven zitten.

..... 2970xx

Sit-On High II

Ondersteunt het dijbeen, rug en hoofd. Het ontwerp voorkomt dat het dijbeen bij het tillen naar binnen draait. De hoofdsteun kan worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker en kan worden opgevouwen als hij/zij in een rolstoel zit.

Geschied voor

- personen die vanwege een hoog gewicht of aangepaste rolstoel langdurig op de draagband moeten blijven zitten.

Andere kenmerken

- polyester mesh

..... 2980xx

Custom Amputee

Ondersteunt het hele lichaam tot schouderhoogte en het bekkengebied.

Geschied voor

- tillen van personen met een enkele of dubbele amputatie (boven kniegewricht)
- tillen van personen met een dubbele of hoge amputatie • tillen vanuit een liggende positie. Hoofdsteun moet worden gebruikt om het hoofd te ondersteunen.

..... 2900xx



ABC-draagbanden – Custom

13



14



15



Sit-On Comfort

Ondersteunt het dijbeen en de rug. De gebruiker zit op de draagband. Het ontwerp van de draagband voorkomt dat het dijbeen bij het tillen naar binnen draait. Extra comfort dankzij het Spacer-materiaal.

Geschikt voor

- personen die vanwege een hoog gewicht of aangepaste rolstoel langdurig op de draagband moeten blijven zitten.

Andere kenmerken

- materiaal voorkomt warmteontwikkeling tussen lichaam en draagband • draagband wordt liggend om de persoon aangebracht, maar wordt gebruikt bij het tillen van en naar een zittende positie in bed of rolstoel.

..... 2930xx

Sit-On Comfort High

Ondersteunt dijbeen, rug en hoofd. De verstelbare hoofdsteun kan worden ingevouwen wanneer de gebruiker in zittende positie op de draagband blijft zitten. Het ontwerp van de draagband voorkomt dat het dijbeen bij het tillen naar binnen draait. Extra comfort dankzij het Spacer-materiaal.

Geschikt voor

- personen die vanwege een hoog gewicht of aangepaste rolstoel langdurig op de draagband moeten blijven zitten.

Andere kenmerken

- materiaal voorkomt warmteontwikkeling tussen lichaam en draagband • draagband wordt liggend om de persoon aangebracht en wordt gebruikt bij het tillen van en naar liggende positie.

..... 2940xx

Sit-On Comfort High Hygiene

Ontworpen met een opening in de onderkant van de draagband. Ondersteunt dijbeen, rug en hoofd. De verstelbare hoofdsteun kan worden ingevouwen. Het ontwerp van de draagband voorkomt dat het dijbeen bij het tillen naar binnen draait. Extra comfort dankzij het Spacer-materiaal.

Geschikt voor

- verplaatsing van bed naar toilet of toiletstoel. We raden af de Sit-On Comfort High Hygiene draagband te gebruiken als een gewone Sit-On-draagband in een rolstoel of vergelijkbaar vanwege de kans op druk op de opening van de draagband.

Overige kenmerken (zie Sit-On Comfort High)

..... 2941xx



ABC-draagbanden – Kids

16



17



18



Basic Basic – Kids

Ondersteunt het hele lichaam behalve het hoofd. De binnenband biedt een extra ondersteuning van het lichaam.

Geschied voor

- tillen van kinderen met hoofdcontrole en met of zonder lichaamscontrole
- tillen van en naar een zittende of halfzittende positie (bed en rolstoel enz.).

..... 270xxx

Basic High – Kids

Ondersteunt het hele lichaam inclusief het hoofd. De binnenband biedt een extra ondersteuning van het lichaam.

Geschied voor

- tillen van kinderen met weinig controle over hun hoofd en lichaam
- tillen van en naar een liggende positie (bed, verschoningsbank en vloer enz.)
- tillen van en naar een zittende positie.

..... 272xxx

Active Vest - Kids

Ondersteunt het lichaam en het bekken. De breedte kan worden aangepast.

Geschied voor

- kinderen met verminderde lichaamsbalans
- looptraining
- ondersteunt staande en rechtopstaande houdingen
- spelen.

..... 2831xx



ABC-draagbanden – Kids

19



20



21



Sit-On Comfort – Kids

Ondersteunt het dijbeen en de rug. De gebruiker zit op de draagband. Het ontwerp van de draagband voorkomt dat het dijbeen bij het tillen naar binnen draait. Extra comfort dankzij het Spacer-materiaal.

Geschied voor

- kinderen die door een aangepaste rolstoel langdurig op de draagband zitten, of regelmatig moeten worden getild.

Andere kenmerken

- materiaal voorkomt warmteontwikkeling tussen lichaam en draagband • draagband wordt liggend om het kind aangebracht, maar wordt gebruikt bij het tillen van en naar een zittende positie in bed of rolstoel

..... 2930xx

Sit-On Comfort High – Kids

Ondersteunt dijbeen, rug en hoofd. De verstelbare hoofdsteun kan worden ingevouwen wanneer de gebruiker in zittende positie op de draagband blijft zitten. Het ontwerp van de draagband voorkomt dat het dijbeen bij het tillen naar binnen draait. Extra comfort dankzij het Spacer-materiaal.

Geschied voor

- kinderen die lang op de draagband moeten blijven zitten vanwege een hoog gewicht of aangepaste moeten blijven zitten.

Andere kenmerken

- materiaal voorkomt warmteontwikkeling tussen lichaam en draagband • draagband wordt liggend om het kind aangebracht en wordt gebruikt bij het optillen van en naar liggende positie.

..... 2940xx

Harnas voor stasteun – Kids

Ondersteunt het hoofd en de rug.

Geschied voor

- het kind van een liggende naar een staande positie tillen • gebruikt in combinatie met een stasteun om in een staframe of -tafel te helpen.

..... 2835xx

Draagbanden en tilaccessoires

Draagbanden voor zwaarlijvige patiënten



Draagbanden voor zwaarlijvige patiënten

22



Gait Trainer – Bariatric, 500 kg

Ondersteunt het bekkengebied en de pannus.

Geschikt voor

- ondersteuning van de patiënt in staande positie, maximaal comfort en ondersteuning.

Eén maat 283100

23



Basic High – Bariatric, 500 kg

Ondersteunt het hele lichaam inclusief het hoofd.

Geschikt voor

- tillen van personen met weinig controle over hun hoofd en lichaam • tillen van en naar een liggende positie (bed en vloer enz.) • tillen van en naar zittende positie.

3XL standaard 2720913

4XL standaard 2720914

5XL standaard 2720916



Draagbanden voor zwaarlijvige patiënten



24



Beendraagband



Gebruikt wanneer benen moeten worden getild en ondersteund. Mogelijke activiteiten zijn: aankleden, therapeutische sok/kous aantrekken, toegang voor persoonlijke hygiëne, ondersteuning van been om ROM-apparaten aan te brengen.

Geleverd in een doos van 10 draagbanden
.....28650



25



Ondersteuning buik

Ondersteunt en tilt de buik in een positie die de toegang voor persoonlijke hygiëne vereenvoudigt en het handmatig optillen van de pannus vermijdt.

Geschied voor

- bariatrische personen met een grote pannus – toegang voor persoonlijke hygiëne in bed.

.....28660



26



Twin Turner - Bariatric

Maakt het mogelijk om een patiënt aan beide zijden te rollen zonder de draagband te verwijderen. Maakt het mogelijk om de draagband onder patiënten te plaatsen zonder ze handmatig te hoeven rollen of verplaatsen. Een kleiner materiaaloppervlak voor deze draagband geeft toegang tot de huid van de patiënt voor inspectie, behandeling en verzorging.

.....28760



27



Repositioning sling Bariatric, 500 kg

Een draagband voor gebruik als onderdeel van opmaken en verschonen van het bed van de patiënt; kan onder de patiënt blijven liggen voor gebruik bij zorgtaken.

Geschied voor

- rollen naar zijligging
- herpositioneren van de patiënt in bed
- zitten met hoofd en romp naar voren geleund
- laterale transfers in rugligging naar een ander oppervlak zoals bedden + stretchers, volledige lift in rugligging en voor het wegvan van de patiënt, het afhalen van beddengoed, enzovoorts. *Geleverd in een doos van 5 draagbanden.*284656

Draagbanden en tilaccessoires

Disposable draagbanden



Voor efficiënte en hygiënische tilroutines

Guldmanns disposable draagbanden zijn ideaal voor situaties waarin een extra hoge hygiënenorm geldt om infecties te voorkomen. De disposable draagbanden zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik bij één patiënt en moeten worden weggegooid na gebruik of als ze doorweekt of bevuild zijn.

Disposable draagbanden

28



29



30



Disposable High, 205 kg

Ondersteunt het hele lichaam inclusief het hoofd. Zelfde ontwerp als Guldmann Basic High draagband.

Geschikt voor

• tillen van personen zonder hoofd- en lichaamscontrole • tillen van en naar een liggende positie (bed, vloer, enz.) • tillen van en naar een zittende positie.

Materiaal

Polypropyleen

..... 2836xx
Geleverd in een doos van 10 draagbanden

Disposable High – Kids, 205 kg

Ondersteunt het hele lichaam inclusief het hoofd. Zelfde ontwerp als Guldmann Basic High – draagband voor kinderen.

Geschikt voor

• tillen van kinderen zonder hoofd- en lichaamscontrole • tillen van en naar een liggende positie (bed, vloer, enz.) • tillen van en naar een zittende positie.

Materiaal

Polypropyleen

..... 2836xx
Geleverd in een doos van 10 draagbanden

Disposable High Bariatric, 500 kg

Ondersteunt het hele lichaam inclusief het hoofd. Zelfde ontwerp als Guldmann Basic High draagband.

Geschikt voor

• tillen van personen zonder hoofd- en lichaamscontrole • tillen van en naar een liggende positie (bed, vloer, enz.) • tillen van en naar een zittende positie.

Materiaal

Polyester/katoen

..... 2836xx
Geleverd in een doos van 10 draagbanden

Disposable draagbanden

31



32



33



Disposable Comfort High, 255 kg

Ondersteunt het hele lichaam. Voegt extra ondersteuning toe rond de heupen en dijen. Dit geeft tevens een goede ondersteuning voor personen met een amputatie. Zelfde ontwerp als Guldmann Basic Comfort High draagband (zie pagina 39).

Geschikt voor

- tillen van personen met weinig controle over hun lichaam
- tillen van en naar een zittende positie
- personen die extra ondersteuning nodig hebben rond heup en dijen + in situaties waarbij het belangrijk is dat het dijbeen in een neutrale positie blijft.

Materiaal

Polyester

..... 2770xx
Geleverd in een doos van 5 draagbanden

Disposable Micro Plus, 205 kg

Ondersteunt het bovenlichaam (van het bekken tot onder de schouders) rond de borst en het bovenbeen. De borstlussen spannen zich om de borst.

Geschikt voor

- tillen van personen met hoofdcontrole, maar met verminderde spierkracht van het bovenlichaam en boven heupgewricht en dijbeen
- voor sommige personen met extensor strekspasme
- in situaties waar de draagband gemakkelijk aan- en uitgetrokken moet worden
- tillen van en naar een zittende positie – situaties waar een grote opening aan de onderkant nodig is, zoals toiletbezoek en hygiëneprocedures

Materiaal

Polyester

..... 2815xx
Geleverd in een doos van 5 draagbanden

Disposable Gait Trainer, 205 kg

Biedt ondersteuning rond de borst- en schouderzone. Beenlussen geven steun rond de heupzone en voorkomen dat de gebruiker uit de draagband glijdt.

Geschikt voor

- personen met verminderde lichaamsbalans maar in staat om gewicht op hun benen te dragen
- looptraining
- ondersteunde staande en rechtopstaande houdingen
- vroege mobilisatie.

Materiaal

Polyester

..... 2835xx
Geleverd in een doos van 5 draagbanden

Disposable draagbanden

34



Disposable

Repositioning sling, 500 kg

Een draagband voor gebruik als onderdeel van opmaken en verschonen van het bed van de patiënt; kan onder de patiënt blijven liggen voor gebruik bij zorgtaken. Zelfde ontwerp als Guldmann Repositioning sling.

Geschikt voor

- rollen naar zijligging • herpositioneren van de patiënt in bed • zitten met hoofd en romp naar voren geleund • laterale transfers in rugligging naar een ander oppervlak zoals bedden + stretchers • volledige lift in rugligging van het bed voor het instellen van de bedweegschaal • verschonen van beddengoed, enzovoorts.

Materiaal

Polyester

Standaard (foto) 284555
Geleverd in een doos van 10 draagbanden

35



Disposable OR

Ondersteunt het bovenlichaam bij het verplaatsen van en naar de operatietafel in horizontale positie.

Geschikt voor

- de lengte en het ontwerp van de draagband zijn zeer handig voor operatieve procedures aan het onderlichaam van de patiënt, zoals gynaecologische of urologische procedures.

Materiaal

Polyester

Medium 284855

Groot 284865

Tilriem incl.

bevestigingshaak / karabijn 284801

Geleverd in een doos van 10 draagbanden

36



Disposable

Horizontale draagband, 350 kg

Ondersteunt het hele lichaam.

Geschikt voor

- tillen van een patiënt in horizontale positie.

Materiaal

Polyester

..... 284631

Geleverd in een doos van 10 draagbanden

Disposable draagbanden



37

Disposable beendraagband

Gebruikt wanneer benen moeten worden getild en ondersteund. Mogelijke activiteiten zijn: aankleden, therapeutische sok/kous aantrekken, toegang voor persoonlijke hygiëne, ondersteuning van been om ROM-apparaten aan te brengen. Zelfde ontwerp als Guldmann Leg sling.

Materiaal

Polypropyleen

.....286501

Geleverd in een doos van 10 draagbande



38

Disposable Multisupport draagband

Ondersteunt het tillen van een deel van het lichaam, bovenlichaam, bekken, benen of armen.

Geschikt voor

- situaties waarbij lichaamsdelen te tillen of te ondersteunen – bijvoorbeeld voor het plaatsen van röntgencassettes.

Materiaal

Polyester

.....284223

39

Disposable Twin Turner II

Te gebruiken bij het draaien van een gebruiker in zijligging. Maakt het mogelijk om de draagband onder patiënten te plaatsen zonder ze handmatig te hoeven rollen of verplaatsen. Een kleiner materiaaloppervlak voor deze draagband geeft toegang tot de huid van de patiënt voor inspectie, behandeling en verzorging. Zelfde ontwerp als Guldmann Twin Turner.

Materiaal

Polypropyleen

Normaal.....287501

Groot.....287511

Geleverd in een doos van 10 draagbanden



Draagbanden en tilaccessoires

Maten en stoffen



Maten en stoffen

ABC-draagbanden		Kids	Kids	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
		2 - 4	4 - 6	6 - 10	10 - 14	10 - 16							
ACTIVE													
Active Micro	polyester						284031	284041	284051	284061	284071	284081	
Active Micro Plus	polyester		281001	281011	281021		281531	281541	281551	281561	281571	281581	
Active Trainer	polyester		283001	283011	283021		283031	283041	283051	283061	283071	283081	
BASIC													
Basic Basic	polyester		270001	270011	270021		270031	270041	270051	270061	270071	270081	270091 ^{x)}
Basic Basic	mesh		270103	270113	270123		270133	270143	270153	270163	270173	270183	
Basic Low	polyester						271031	271041	271051	271061	271071	271081	
Basic Low	mesh						271133	271143	271153	271163	271173	271183	
Basic High	polyester		272001	272011	272021		272031	272041	272051	272061	272071	272081	
Basic High	mesh		272103	272113	272123		272133	272143	272153	272163	272173	272183	
Basic Shell	mesh						275032	275042	275052	275062	275072		
Basic Comfort High	polyester						277031	277041	277051	277061	277071		
Basic Comfort High	mesh						277032	277042	277052	277062	277072	277082	
CUSTOM													
Sit-On II	mesh						297031	297041	297051	297061	297071		
Sit-On High II	mesh						298031	298041	298051	298061	298071	298081	298091
Sit-On Comfort	Spacer		293001	293011			293031	293041	293051	293061	293071		
Sit-On Comfort High	Spacer		294001	294011			294031	294041	294051	294061	294071	294081	294091
Sit-On Comfort High Hygiene	Spacer						294131	294141	294151	294161	294171		
Custom Amputee	polyester						290031	290041	290051	290061	290071		
Active Vest Kids^{xx)}	polyester	2831000	283101	283111		283121							
Vest for Standing Shell^{xx)}	polyester			283511		283521	283531						


Max. tilcapaciteit voor alle Guldmann ABC-draagbanden: 255 kg

x) Max. tilcapaciteit voor Basic Basic 3XL: 500 kg

xx) Max. tilcapaciteit voor Active Vest Kids / Vest for standing Shell: 100 kg

Disposable draagbanden		Kids	XS	S	M	L	L/XL	XL	XL/2XL	2XL	2XL/3XL	3XL
		6 - 10										
Disposable Micro Plus	polyester		281535	281545	281555	281565		281575		281585		
<i>Doos van 5 draagbanden</i>												
Disposable Gait Trainer	polyester			283545	283555	283565		283575		283585		
<i>Doos van 5 draagbanden</i>												
Disposable High	polypropylene	283615	283635	283645	283655	283665		283675		283685		
<i>Doos van 10 draagbanden</i>												
Disposable High Bariatric	polyester/cotton						283672		283682		283692	
<i>Doos van 10 draagbanden</i>												
Disposable Comfort High	polyester		277035	277045	277055	277065		277075		277085		
<i>Doos van 5 draagbanden</i>												

Zie voor de maximale tilcapaciteit de specifieke disposable draagband de beschrijving op pagina 48-49.





① **Markering midden van de draagband**

② **Informatie-label**

Geeft alles aan wat de zorgverlener moet weten



③ **Label met maataanduiding**

Maakt het gemakkelijk en eenvoudig om de juiste maat draagband te vinden

④ **Vulling in ruggedeelte**

Voor extra comfort op modellen met een kleine oppervlakte voor de rug

⑤ **Positioneringsvak**

Alle Basic draagbanden zijn voorzien van een vak om de juiste positionering van de draagband te vergemakkelijken

⑥ **Gekleurde lussen**

De gekleurde lussen zorgen voor symmetrie bij het tillen

⑦ **Materiaal**

Vuilafstotend polyester gekenmerkt door zijn sterkte en elasticiteit

⑧ **Hulplussen**

Het is mogelijk om hulplussen te gebruiken


⑨ **Polstering vulling voor de benen**

Alle draagbanden met gesplitste beensteunen hebben schuimrubberen kussens op de benen. Gemakkelijker aan te trekken – gladder op de huid

Maten en stoffen

Richtlijnen voor het kiezen van de maat van een draagband

Alle afmetingen in cm




Maat / cm	W1	W2 ^{x)}	W2 ^{xx)}	H
Kinderen 2-4			46 - 54	
Kinderen 4-6	25 - 30	50 - 90	50 - 65	45 - 60
Kinderen 6-10	28 - 33	60 - 95	51 - 72	55 - 70
Kinderen 10-14	31 - 36	65 - 100		68 - 80
Kinderen 10-16			56 - 75	
XS	33 - 37	70 - 105		75 - 82
S	36 - 40	75 - 110		80 - 87
M	39 - 43	80 - 120		85 - 92
L	42 - 45	90 - 130		90 - 97
XL	45 - 49	100 - 140		95 - 102
2XL	48 - 54	110 - 150		95 - 102
3XL	54 - 58			95 - 102
4XL	57 - 63			95 - 102
5XL	62 - 73			95 - 102

W2 = Borstomvang



x) Richtlijn voor het kiezen van Active Trainer en Gait Trainer

xx) Richtlijn voor het kiezen van Active Vest Kids

Stoffen



Polyester

Mesh
Polyester
ZwartMesh
Polyester
GrijsSpacer
Polyester
(Comfort)Polyester
(Disposable)Polypropyleen
(Disposable)Polyester/
Katoen
(Disposable
bariatric)TENCEL®
(Antibacterieel)

Verzorgingslabels

ABC-draagbanden

Normaal wassen op de
aangegeven temperatuur

Geen bleekmiddel gebruiken

Drogen op lage
temperatuur

Niet strijken

Disposable draagbanden

DO NOT WASH



Alle draagbanden zijn voorzien van een label met de tekst "NIET WASSEN" dat zichtbaar wordt met de waarschuwing "NIET GEBRUIKEN" wanneer ze in contact komen met vloeistof als extra veiligheidsmaatregel. Disposable draagbanden worden gebruikt in situaties waar hygiëne belangrijk is en om het risico op kruisinfectie te minimaliseren.



40



Positioning sling

Het positioneringslaken maakt het mogelijk om de patiënt gemakkelijk op één zij of in buikligging te draaien, bijvoorbeeld op de OK-tafel. Het gebruik van de draagband samen met de tillift voorkomt dwarskracht en wrijving op de huid van de patiënt en verbetert de werkomgeving voor het zorgpersoneel.

Zij positie draagband284226

Pakket voor buikligging:

2 x Draagbanden

2 x Multi Support draagbanden

1 x veiligheidslus

.....284225



41



Repositioning sling, 500 kg

Een draagband voor gebruik als onderdeel van opmaken en verschonen van het bed van de patiënt; kan onder de patiënt blijven liggen voor gebruik bij zorgtaken.

Geschikt voor

- rollen naar zijligging • herpositioneren van de patiënt • zitten met hoofd en romp naar voren geleund • laterale transfers in rugligging naar een ander oppervlak zoals bedden + stretchers • volledige lift in rugligging om beddengoed te verschonen, enzovoorts.



Materiaal

Standaard polyester (foto) 1830 mm. 28465
Standaard net, 1830 mm. 284658
Kort polyester, 1350 mm 284653
Lang, 2130 mm 284651
Geleverd in een doos van 10 draagbanden



42



Repositioning sling, 255 kg

Een draagband voor gebruik als onderdeel van opmaken en verschonen van het bed van de patiënt; kan onder de patiënt blijven liggen voor gebruik bij zorgtaken.

Geschikt voor

- rollen naar zijligging • herpositioneren van de patiënt • zitten met hoofd en romp naar voren geleund • laterale transfers in rugligging naar een ander oppervlak zoals bedden + stretchers • volledige lift in rugligging om beddengoed te verschonen, enzovoorts.

Materiaal

Spacer. 284659
Geleverd in een doos van 5 draagbanden



43



Repositioning draagband, TENCEL® 375 kg

Een draagband voor gebruik als onderdeel van opmaken en verschonen van het bed van de patiënt; kan onder de patiënt blijven liggen voor gebruik bij zorgtaken.

Geschikt voor

- rollen naar zijligging, herpositioneren van de patiënt in bed • zitten met hoofd en romp naar voren geleund • laterale transfers in rugligging naar een ander oppervlak zoals bedden + stretchers • volledig tillen in rugligging voor verschonen van beddengoed, enzovoorts.

Materiaal

TENCEL® is een biologisch materiaal met antibacteriële en temperatuurregulerende kenmerken. De speciale TENCEL®-vezels zijn uitzonderlijk zacht en zacht voor de gevoelige huid. 284657
Geleverd in een doos van 10 draagbanden



44

OK-draagband – Bovenlichaam

Ondersteunt het bovenlichaam bij het verplaatsen van en naar de operatietafel in horizontale positie.

Geschikt voor

- De lengte en het ontwerp van de draagband zijn zeer handig voor operatieve procedures aan het onderlichaam van de patiënt, zoals gynaecologische of urologische procedures.

Materiaal

Polyester

Medium 284851

Groot 284861

Tilriemen incl. karabijnhaak 284801



45

Multisupport draagband

Ondersteunt het optillen van een deel van het lichaam, bovenlichaam, bekken, benen of armen.

Geschikt voor

- situaties waarbij lichaamsdelen te tillen of te ondersteunen – bijvoorbeeld voor het plaatsen van röntgencassettes.

. 28467



46



Turner

Maakt het mogelijk om de draagband onder patiënten te plaatsen zonder ze te hoeven rollen of verplaatsen. Een kleiner materiaaloppervlak voor deze draagband geeft toegang tot de huid van de patiënt voor inspectie, behandeling en verzorging. 28700

47



Twin Turner

Maakt het mogelijk om een patiënt aan beide zijden te rollen zonder de draagband te verwijderen. Maakt het mogelijk om de draagband onder patiënten te plaatsen zonder ze te hoeven rollen of verplaatsen. Een kleiner materiaaloppervlak voor deze draagband geeft toegang tot de huid van de patiënt voor inspectie, behandeling en verzorging. Normaal 28750 Groot 28751

48



Beendraagband

Gebruikt wanneer benen moeten worden getild en ondersteund. Mogelijke activiteiten zijn: aankleden, therapeutische sok/kous aantrekken, toegang voor persoonlijke hygiëne, ondersteuning van been om ROM-apparaten aan te brengen. . . . 28650 Geleverd in een doos van 10 draagbanden

Opties voor jukken



49



Juk, medium, 375 kg

Geschikt voor personen die een tildraagband in de maten M-3XL gebruiken.

Functie

Te gebruiken in combinatie met ongecompliceerde tilacties en bij gebruik van standaard draagbanden.

.....556890

Met instelbare draaiweerstand556930

50



Juk, klein, 375 kg

Geschikt voor personen die een tildraagband in de maten XS en S gebruiken.

Functie

Te gebruiken in combinatie met ongecompliceerde tilacties en bij gebruik van standaard draagbanden. De juk wordt aanbevolen bij gebruik van draagbanden maat S en kleiner.

.....556880

Met instelbare draaiweerstand556920

51



Juk, x-klein, 375 kg

Geschikt voor personen die een draagband in XS en Kid maten gebruiken.

Functie

Te gebruiken in combinatie met ongecompliceerde tilacties en bij gebruik van standaard draagbanden. De juk wordt aanbevolen bij gebruik van jukken voor kinderen.

.....556870

Met instelbare draaiweerstand556910

52



Crossjuk, 500 kg

Geschikt wanneer een grotere afstand tussen rug- en beenlussen van de tildraagband vereist is. Te gebruiken bij tillen met GH3+ en GH3 Twin-plafondlift.

Het aanhaakmechanisme heeft twee versies:

GH3+ 1 tilriem 550444

GH3 Twin 2 tilriemen 550800

53



Crossjuk, 400 kg

Geschikt wanneer een grotere afstand tussen rug- en beenlussen van de tildraagband vereist is. Te gebruiken bij tillen met GH1-, GH3-, GH3+, GH3- Twin-plafondlift en GL5 mobiele tillift.

.....561610

Opties voor jukken



54

H Hanger, 375 kg

Geschikt bij het tillen van personen waarbij een grote afstand tussen rug en beenlussen van de tildraagband vereist is, bijv. bij het tillen van personen met een grote buik. De H Hanger is verkrijgbaar met zijhangers in 3 verschillende maten.

H Hanger – middenhanger 556950

Opmerking: Daarnaast moet u 2 hangers bestellen van x-klein (556870), klein (556880) of standaard (556890)



55

Overpakset

..... 554903



56

Verbindingsbalk

Optioneel voor GH3 Twin, zodat verschillende hangers kunnen worden gebruikt
..... 550544



57



Snap hook

..... 561628

Draagbanden en tilaccessoires

Horizontale tilliften



Horizontale tilliften



58

Horizontale tiljuk, opvouwbaar 255 kg

Geschikt als een horizontale en stabiele tillift is vereist, met gewichtsaafstelling.

Kan gebruikt worden met een complete draagband of lussen.

Horizontale tillift

incl. één draagband28445

Draagband284485

Set tillussen incl. versteviger28448

Extra bevestigingsklem2844529



59

Horizontale juk, opvouwbaar 255 kg Versie met 2 riemen

Geschikt als een horizontale en stabiele tillift is vereist, met gewichtsaafstelling.

Te gebruiken met GH3 Twin. Kan worden gebruikt met ofwel een complete draagband of lussen.

Horizontale tillift

incl. één draagband28444

Draagband284485

Set tillussen incl. versteviger28448



60

Transportwagen voor horizontale tillift

.28443



Horizontale tilliften

61

Horizontale draagband, 375 kg incl. draaikoppeling

Horizontale tilondersteuning met oneindige variabele gewichtsafstelling Kan gebruikt worden met GH3 plafondliften of met Guldmann mobiele tillift.

..... 28456

Horizontale draagband, standaard . . . 28463



62



63



Horizontale tilondersteuning, 375 kg

Horizontale tilondersteuning met 10 verschillende tilposities. Kan gebruikt worden met GH3 plafondliften of met Guldmann mobiele tillift.

..... 28466

Horizontale draagband, standaard . . . 28463

Tilbanden voor mortuarium

Gemakkelijk optillen in het mortuarium. Kan grotere lijken/lichamen dragen. De individuele lussen zorgen voor gemakkelijke toegang.

Standaard incl. versteviger 284640

64



Badstoel – roestbestendig, 255 kg

Geschikt wanneer een stabiele tillift in een zwembad is vereist.

..... 14600

65



Badstretcher – roestbestendig, 255 kg

Geschikt wanneer een stabiele en horizontale lift in een zwembad vereist is. 14610

Accessoires



66

Hoofdsteun

Ondersteunt het hoofd zonder de nekflexen te stimuleren. Geschikt voor personen zonder hoofdcontrole.

.....28325

67



Vullingen van schapenvacht

Geschikt voor personen die een zachtere ondersteuning van het dijbeen nodig hebben.

.....28315

68




Hoes voor juk

XS28316

S28317

M28318

69



Markeerclips, 4 stuks

Rood28477

Blauw.....28478

Groen.....28479

70



Hulplussen

Vergemakkelijk de juiste positionering van de gebruiker in de rolstoel. Gebruik hulplussen om tilriemen te bevestigen.

.....28355

71



Verlenglussen voor draagbanden

Gebruikt in situaties om verschillende zitposities te bereiken of waar verschillende tilhoogtes vereist zijn. *Set van twee stuks.*

20 cm.28470

30 cm.28472

72



Verlenging tilriem

0,5 m550459-500

1,0 m550459-1000

1,5 m550459-1500

2,0 m550459-2000



73



Smart Glide – rollen van 100 m

Een glijzeil voor het reduceren van frictie tussen de gebruiker en het oppervlak. Maximaal gebruikersgewicht 255 kg.

Materiaal

Nylon met siliconen coating.

Breedte M 100 cm. 284472

Breedte L 140 cm. 284473

74



Smart Glide-snijder

. 284479

75



Smart Glide-dispenser

Smart Glide-dispenser voor muurmontage in verticale of horizontale positie. Flexibel voor verschillende breedtes van de rollen. 561470

76

Smart Glide per stuk

Elk stuk glijzeil Precut zit in een aparte zak die kan worden gebruikt voor opslag. De box is voorbereid voor muurmontage. Maximaal gebruikersgewicht 255 kg.

100 cm x 125 cm

5 dozen van 20 stuks. 561500

1 doos van 20 stuks 561500-1

100 cm x 145 cm

5 dozen van 20 stuks. 561501

1 doos van 20 stuks. 561501-1



Accessoires

77

Digitale weegschaal voor plafondlift
of mobiele lift

Weegschaal op batterijen.

Digitale weegschaal, 300 kg
Standaardmodel RS560602
Klasse III Model RS, verifieerbaar...560604
Snelkoppeling560648



78



Adapterset – apparaten voor horizontaal
tillen

.....560633

79



Draaikoppeling

Voor horizontale jukken en horizontale
accessoires.
.....284520

80



Houder voor horizontaal tiljuk

.....556968

81



Houder voor handbediening

Te plaatsen op de tilriem van de tillift
1 stuk559516
10 stuks559943

82



Jukhouder

.....556940



Accessoires



83



Trainingskit voor positievergrendeling

Voor het Guldmann Positievergrendeling is een complete trainingsset verkrijgbaar met daarin diverse trainingsaccessoires
..... 293560


De kit bevat:

- A) Doos met 30 m trainingsband: oranje (licht). 558136
- B) Doos met 30 m trainingsband: limoengroen (medium) 558137
- C) Doos met 30 m trainingsband: paars (zwaar) 558138
- D) 2 handgrepen voor de trainingsband. 558139
- E) Snap hook. 561628
- F) 2 verbindingslussen 29356
- G) 2 elastische lijnen: blauw (licht) en zwart (moeilijk) . . . 561629
- H) Multisupport draagband. 28467

A-H kan apart worden besteld



| Time to care |



NL

V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann BV
Kopersteden 24-1
NL-7547 TK Enschede
Tel. +31(0)53 428 30 90
www.guldmann.nl



© Guldmann NL-2799_2/10/2023

Guldmann™