




Produkter & tillbehör



Taklyfts-system

GH3 lyftmotorer 4

GH3	5
GH3+	5
GH3/GH3+ med körmotor	5
GH3 Twin	5
Tillvals moduler för GH3+	6
– CLM modul – standard	
– CLM modul – online	
– Vågmodul	
– Vågmodul Klass III	
– Service modul	
– Träningsmodul	
Tekniska specifikationer	14

GH1 lyftmotorer 8

GH1	9
GH1 Q	9
GH1 F	10
Tekniska specifikationer	14

GHZ lyftmotor 12

GHZ	13
Tekniska specifikationer	14

Skenor 15

Skenor	15
Väggskena	18
Komponenter till skensystem	19
– Fästen	
– Löpbanor	
– Komponenter	
Fristående skensystem	29

Mobila lyftar

GL5.2 Mobila lyftar	30
GLS5.2 Uppresningslyft	31
Variants – GL5.2 and GLS5.2	32
GTP1 – Transfer plattform	33

Selar och lyfttillbehör

ABC selar – Active	36
ABC selar – Basic	38
ABC selar – Custom	40
ABC selar – Kids	42
Selar – Bariatric	44
Engångsselar	47
Storlekar och material	52
Vänd- och hanteringsalternativ	56
Lyftbyglar	59
Planlyftar	61
Lyfttillbehör	64



Transfer



Treatment



Training

Guldmann är experten på att tillhandahålla säkra, bekväma och effektiva lösningar för att förbättra arbetsmiljön i sjukvårdssektorn där människor behöver lyftas, flyttas och såväl positioneras om mobiliseras och rehabiliteras.

Vårt främsta mål är att se till att vårdarna får mer tid att ge viktig personlig omvårdnad. Vi uppnår detta genom att göra det möjligt att utföra alla lyft- och förflyttningar så smidigt och effektivt som möjligt i varje steg.

Och vi gör detta på ett sätt som täcker allas behov. Inom detta specialiserade område är erfarenhet verkligen viktigt. Guldmann har fulländat ett omfattande, modulärt sortiment av lyft- och förflyttningslösningar. Med ett kvarts sekels erfarenhet och utveckling tillhandahåller och erbjuder vi produkter utformade för att hjälpa människor att leva sina liv fullt ut.

Vi utvecklar och tillverkar ett brett utbud av produkter som tar både vårdarens arbetsmiljö och användarens personliga komfort och säkerhet i beaktande. Vi hjälper alla inblandade att välja lösningar, produkter och moduler som bäst möter deras behov.


Våra produkter är designade för att kombineras och användas i ett brett utbud på olika sätt, vilket gör det möjligt för oss att förse dig med en komplett lösning utformad för att matcha ditt nuvarande behov samt vara väl anpassad till funktionalitetskraven av morgondagen

Vi tillhandahåller verktyg och expertråd för att säkerställa ett välinformerat beslut. Vi arbetar med arkitekter, rådgivning till ingenjörer och byggtreprenörer – och alla de många andra yrkesgrupper involverade – för att säkerställa att lösningarna kan integreras effektivt i både nya och befintliga anläggningar.

Vi hjälper också kunderna genom att dessa lösningar blir korrekt installerade. Vi driver utbildningsprogram som hjälper vårdare besluta om de bästa lösningarna för deras speciella behov och träna på att använda systemet på det säkraste och mest effektiva sättet.

Vi är fokuserade på att skapa mer "tid för omsorg" / "time to care" i samband med lyft- och förflyttningskrav över hela spektrumet av vårdmiljöer. Våra tjänster inkluderar support, utbildning, montering och underhåll.

| Time to care |



Taklyftsystem

GH3 lyftmotorer





red dot design award
honourable mention 2009



1

GH3

Kraftfull, snabb och lättanvänd lyftmotor för fast installation. Lyftkapacitet 200 eller 250 kg

2



GH3+

Lyftmotor liknande GH3. Kan fås med tillval som: Integrerad våg, CLM, Lyft- och serviceinformation samt även snabbare lyfthastighet. Lyftkapacitet 200, 250, 275, 300, 350, 375 eller 400 kg.

3



GH3/GH3+ med körmotor

För horisontal förflyttning av lyftmotorn i skensysetmet. Lyftmotorn kan köras med standard handkontrollen eller med infraröd (IR) handkontroll.

4



GH3 Twin

Två sammankopplade lyftmotorer med 2 lyftband för riktigt tunga lyft. Lyftkapacitet 250, 375 eller 500 kg.

Se tabellen på sidan 14



5

**CareLift Management
CLM modul – standard**

Erbjuder tillförlitlig data kring antal lyft och typ av lyft över en tidsperiod. Denna data är tillgänglig genom nedladdning för vidare behandling och analys.

6

**CareLift Management
CLM modul – online**


Ger en direkt överblick kring hur ofta lyften används. CLM data från lyften presenteras i en CLM viewer.

7

Service modul

Ger information när nästa säkerhetsinspektion skall utföras. Denna modul används ihop med CLM modulen online.





8

Vågmodul

Integrerad vågmodul som används för vägning av person som lyfts i sele. Vikten visas på handkontrollens display.

9

Vågmodul Klass III


Den integrerade Klass III-vågen används för vägning av patienter i samband med t.ex. sjukhusvistelse där noggrann övervakning av en patients vikt är nödvändig. Vikten visas på handkontrollen.

Detta är den första Klass III godkända vågen på marknaden som är integrerad i en taklyft vilken uppfyller villkoren för icke-automatisk våg i enlighet med EU-direktiv 2014/31/EU.

10

Träningsmodul

Ger rehabilitering med dynamisk tyngd avlastning upp till 100 kg i steg om 1 kg. Typiska rehabövningar med dynamisk viktavlastning i träningsmodulen kan vara: Gångträning, balans, sitta-och-stå, knäböjsövningar, steg på/över hinder mm.



Taklyftsystem

GH1 lyftmotorer





11

GH1

Användarvänlig, kraftfull och snabb lyftmotor för permanent installation och för installation i fristående skensystem. Lyftkapacitet 175, 205 eller 255 kg. Se tabellen på sidan 14

12



GH1 Q

GH1 Q lyftmotor med ett snabblossnings-system som gör det enkelt att klicka fast och lossa lyftmotorn från skenorna för flytt till ett annat ställe. Lyftkapacitet 175, 205 eller 255 kg. *GH1 Q får inte användas i system med Combi-lås eller växel.* Se tabellen på sidan 14

13



GH1 sidoskydd

GH1 lyftmotor levereras som standard med två varianter.

14



GH1 handkontroll



GH1 laddstation

Taklyftsystem

GH1 F lyftmotorer





15

GH1 F

Flexibel lyftmotor som kan flyttas mellan olika skensystem. Den ansluts och tas bort automatiskt från skensystemet. Lyftkapacitet 175, 205 eller 255 kg. Se tabellen på sidan 14

16



Löpbana för GH1 F

.....551165

17



Transportvagn för GH1 F

GH1 F transport- och förvaringsvagn.
.....554273

18



GH1 F handkontroll

GH1 F laddstation

Taklyftsystem

GHZ lyftmotor





19



GHZ

Är ett diskret och nästan osynligt lyftsystem. GHZ löper på insidan i skenprofilen. Detta minskar systemets bygghöjd och erbjuder förflyttning i rum med låg takhöjd. GHZ installeras tillsammans med väggskenor som tillsammans kan kompensera väggar/rum som ej är parallella upp till 80 mm.

Max lyftkapacitet 255 kg.
Se tabellen på sidan 14

.....556342

20



GHZ handkontroll



GHZ dockningsstation

Tekniska specifikationer

GH3 lyftmotorer, version, modell, utförande						Tillval											
Guldmann lyftmodell	Produktmodell	Max lyftkapacitet	Antal lyftband	Antal lyftmotorer	Antal horisontella drivmotorer ¹⁾	IR-fjärrkontroll ²⁾	Service modul	CLM-modul	Vågmodul	WiFi-modul	Klass III-våg	Träningsmodul ²⁾	Coating	Exkl. Turbospeed	UL	Laddning HC ²⁾	
GH3	(x)	xxx	x	x	x	Konfigurationskod (xxxxxx)											
GH3		200	1	1	0 - 1 - 2	•									•		
		250	1	1	0 - 1 - 2	•									•		
	+	200	1	1	0 - 1 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		250	1	1	0 - 1 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		275	1	1	0 - 1 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		300	1	2	0 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		350	1	2	0 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		375	1	2	0 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		400	1	2	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Twin	250	2	2	0	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
		375	2	2	0	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
		500	2	2	0	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
GH1		175	1	1	0									•		•	
		205	1	1	0									•		•	
		255	1	1	0									•		•	
	F	175	1	1	0									•		•	
		205	1	1	0									•		•	
		255	1	1	0									•		•	
	Q	175	1	1	0									•		•	
		205	1	1	0									•		•	
		255	1	1	0									•		•	
GHZ		255	1	1	0								•		•		

1) Drivmotorer är inte kompatibla med UL

2) Inte kompatibel med U

Skenor



1

Skenor A/B/C								
Skenor A	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
med laddlinor	550351	550352	550353	550354	550355	550356		
Uttag för löpbana	552535	552536	552537	552538	552539	552540		
utan laddlinor	550670	550671	550672	550673	550674	550675		
Uttag för löpbana	557882	557883	557884	557885	557886	557887		
Skenor B	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
med laddlinor			550359	550360	550361	550362	550363	550364
Uttag för Combi-lås – kort			555620	555621	555622	555623	555624	555625
Uttag för Combi-lås – lång			555614	555615	555616	555617	555618	555619
Uttag för löpbana			552541	552542	552543	552544	552545	552546
utan laddlinor			550677	550678	550679	550680	550681	550682
Uttag för löpbana			557888	557889	557890	557891	557892	557893
Skenor C	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
med laddlinor					550365	550366	550367	550368
Uttag för Combi-lås – kort					555630	555631	555632	555633
Uttag för Combi-lås – lång					555626	555627	555628	555629
Uttag för löpbana					552547	552548	552549	552550
utan laddlinor					550683	550684	550685	550686
Uttag för löpbana					557894	557895	557896	557897

ABC skenor går att få vit lackerad (RAL 9016), av miljöskäl lagerhålls ej dessa utan produceras och lackeras som special produkt. Om vitlackerade skenor önskas lägg till -WH till artikelnummer (xxxxxx-WH). OBS ! lång leveranstid.

Special uttag skena

Uttag för Combi-lås

Se tabellen ovan

Uttag för löpbana

Se tabellen ovan



Skenor



2

Skenor A+/B+/C+								
Skenor A+	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
med laddlinor	562361	562362	562363	562364	562365	562366		
Uttag för löpbana	562377	562378	562379	562380	562381	562382		
utan laddlinor	562601	562602	562603	562604	562605	562606		
Uttag för löpbana	562617	562618	562619	562620	562621	562622		
Skenor B+	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
med laddlinor			562367	562368	562369	562370	562371	562372
Uttag för löpbana			562383	562384	562385	562386	562387	562388
utan laddlinor			562607	562608	562609	562610	562611	562612
Uttag för löpbana			562623	562624	562625	562626	562627	562628
Skenor C+	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
med laddlinor					562373	562374	562375	562376
Uttag för löpbana					562389	562390	562391	562392
utan laddlinor					562613	562614	562615	562616
Uttag för löpbana					562629	562630	562631	562632

ABC skenor går att få vit lackerad (RAL 9016), av miljökäl lagerhålls ej dessa utan produceras och lackeras som special produkt. Om vittlackerade skenor önskas lägg till –WH till artikelnummer (xxxxxx-WH). OBS ! lång leveranstid.

3

Uttag för löpbana 250 mm


	Grå	Vit
Skenor A	558926	558926-WH
Skenor B	558927	558927-WH
Skenor A+	562337	562337-WH
Skenor B+	562338	562338-WH

4

Uttag för löpbana 620 mm

	Grå	Vit
Skenor A	558928	558928-WH
Skenor B	558929	558929-WH
Skenor A+	562339	562339-WH
Skenor B+	562340	562340-WH






5

Kurvor (skena A)

	Grå	Vit
30°	550015	.550015-WH
45°	550016	.550016-WH
60°	550017	.550017-WH
90°	550018	.550018-WH
90° large	550025	.550025-WH



6

Kurvor (skena A+)

	Grå	Vit
30°	562409	.562409-WH
45°	562410	.562410-WH
60°	562411	.562411-WH
90°	562412	.562412-WH
90° large	562413	.562413-WH



7

8



Väggskena

	Skenor	Vit sidtäckning
3 m.	560813.	556013
4 m.	560814.	556014
5 m.	560815.	556015
7 m.	560817.	556017

Väggskena med laddlinor

	Skenor	Vit sidtäckning
3 m.	560803.	556013
4 m.	560804.	556014
5 m.	560805.	556015
7 m.	560807.	556017



9



GHZ traversskena

	Vit
3 m.	557703
4 m.	557704
5 m.	557705




10

Combi-lås, 375 kg

..... 555237

11

**Vridskiva, elektrisk**

	Grå	Vit
255 kg	550663	550663-WH
– med coating	551430	551430-WH
375 kg	552882	552882-WH
– med coating	552984	552984-WH

12

**Växel elektrisk, 250 kg**

	Grå	Vit
60° höger	553991	553991-WH
– med coating	551058	551058-WH
60° vänster	553995	553995-WH
– med coating	551059	551059-WH
90° höger	553925	553925-WH
– med coating	554027	554027-WH
90° vänster	553926	553926-WH
– med coating	554028	554028-WH

13

**Skenkorsningsmodul**

Flexibel indelning för uppsättningar med mobila väggar

och vickdörrar

554528

Komponenter till skensystem

14



Väggfäste

ändmonterad

Grå.550451

Vit.550471

15



Väggfäste

sidmonterad

Grå.550451

Vit.550471

16



Väggfäste

ändmonterad

Skena kan monteras ovanpå väggfästet

Grå.550450

Vit.550472

17



Väggfäste

sidmonterad

Grå.550450

Vit.550472

18



Takfäste för skenskarvar

.....12448

19



Standardtakfäste för skenor och kurvor

Grå.550402

Vit.550433

20



Takfäste för skenskarvar, standard

Grå.550402

Vit.550433

21



Takfäste för skenskarvar

.....12336

22



Takfäste justerbar 5 mm för Combi-lås

Grå.555330

Vit.555567

23



Standardtakfäste, förlängd för skenor och kurvor

Grå.550403

Vit.550434

24



Gipsfäste max 255 kg

Vit.550452

Komponenter till skensystem

25

**Nersänkt takfäste för skenor och kurvor**

Längd	Grå	Vit
250-450 mm	562015	562015-WH
451-650 mm	562016	562016-WH
651-850 mm	562017	562017-WH
851-1000 mm	562018	562018-WH
1001-1200 mm	562019	562019-WH
1201-1400 mm	562020	562020-WH
1401-1600 mm	562021	562021-WH
1601-1800 mm	562022	562022-WH
1801-2000 mm	562023	562023-WH

26

**Nersänkt takfäste för Combi-lås**

Längd	Grå	Vit
316-520 mm	562060	562060-WH
521-720 mm	562061	562061-WH
721-920 mm	562062	562062-WH
921-1125 mm	562063	562063-WH
1071-1270 mm	562064	562064-WH
1271-1470 mm	562065	562065-WH
1471-1670 mm	562066	562066-WH
1671-1870 mm	562067	562067-WH
1871-2070 mm	562028	562028-WH

27

**Väggstolpar***Vita RAL 9016*

utan fot	124841
med låg fot (150 mm)	124801
med hög fot (250 mm)	124811
Kulissbeslag	1248031

Grå RAL 9006

utan fot	124844
med låg fot (150 mm)	124804
med hög fot (250 mm)	124814
Kulissbeslag	1248034

28

**Nersänkt takfäste för skenor och kurvor genom tak**

Längd	Grå	Vit
250 mm	550498	550499
500 mm	550436	550410
1000 mm	550437	550408
2000 mm	550438	550409

29

**Stabiliseringsfäste**

Längd	Grå	Vit
500 mm	550417	550440
1000 mm	550418	550441
2000 mm	550419	550442

30

**Takfäste, nersänkt, för lutande tak**

Längd	Grå	Vit
250 mm	550412	550476
500 mm	550413	550477
1000 mm	550414	550474
2000 mm	550415	550475

Komponenter till skensystem

31

**Traversvagn**

För rumstäckande system monterad under taket (ej infälld). Max. SWL 375 kg.

Grå.550076

Vit.550491

32

**Traversvagn nedsänkt 25 mm**

För rumstäckande system där primärskenor är integrerade/infällda i taket.

Max SWL 375 kg.

Grå.554189

Vit.551327

33

**Traversvagn genom Combi-lås**

Används i rumstäckande system med combilås eller i system med överhängande traversskena. Max. SWL 375 kg.

Grå.550779

Vit.555205

34

**Traversvagn****Genom Combilås – nedsänkt 25 mm**

Används i rumstäckande system där primärskenor är integrerade/infällda i taket och combilås används eller i system med överhäng på traversskenan.

Max. SWL 375 kg.

Grå.554526

Vit.558664

35

**Traversvagn**

För rumstäckande system monterat under taket (ej infälld). Max SWL 500 kg.

Grå.550078

Vit.550493

36

**Traversvagn nedsänkt 25 mm**

För rumstäckande system där primärskenor är integrerade/infällda i taket.

Max SWL 500 kg.

Grå.554546

Vit.554548

37

**Traverse trolley
Heavy duty cross**

För rumstäckande system med överhäng av travers skena. Max. SWL 500 kg.

Grå.559548

Vit.559549

38

**Traversvagn – Lång**

För rumstäckande system där traversskenan är längre än 5 meter. Max SWL 400 kg.

Grå.556106

Vit.555802

39

**Traversvagn lång – nedsänkt 25 mm**

För rumstäckande system där parallell skenor är inbyggda/infällda i tak.

Max SWL 400 kg.

Grå.558102

Vit.560080

40

**Traversvagn för väggskenor
B travers skena**

Kan bara användas i kombination med väggskenor och B skena (travers).

Grå.560790

Adapter kit för C-skena560720

Komponenter till skensystem

41



GHZ traversvagn

Kan endast användas i kombination med väggskenor och GHZ traversskena.

Vit. 556290

42



Traversvagn justerbar nedsänkt 25 mm

Max SWL 375 kg

Grå. 561091

Vit. 561091-WH

43



Traversvagn kort – nedsänkt 25 mm

Används när lyften ska placeras/ förvaras i ett skåp. Max SWL 375 kg

Set om två (vänster och höger)

Grå. 561960

Vit. 561960-WH

44



Körmotor för traversskena

för travers B och C skenor. 562425

45



Löpbana GH2F och GH1F för draperier

Löpbana som kan passera genom ett mellanrum där draperi finns.

. 12776-8

46



Löpbana GH3 för draperier

Löpbana som kan passera genom ett mellanrum där draperi finns.

. 550581

47



Löpbana GH3+ med laddupptagare för draperi

Löpbana som kan passera genom ett mellanrum för draperi.

. 550582

48



Löpbana GH3 nedsänkt 25 mm

. 554081

49



Löpbana GH3 nedsänkt 50 mm

. 552503

50



Laddningsupptagare för traversvagn

För A, B, C och A+, B+, C+ skenor

. 550094

51



Strömupptagare väggskena

. 560770

52



Adapter kit för C-skena

. 560720

Komponenter till skensystem

53



Löpbana GH1 nedsänkt 25 mm
.....554082

54



**Löpbana för körmotor nedsänkt 25 mm
1 körmotor**
.....554263

55



Löpbana för GH1 Q
.....552730

56



Verktyg skenskarvning
.....561164

57



Samlingsplatta – väggskena
.....561446

58



Profil för tak, ände
.....559229

59

Distansplatta för traversskena

	Grå	Vit
15 mm	551077	 551077-WH
20 mm	551078	 551078-WH
30 mm	551079	 551079-WH
35 mm	551096	 551096-WH
40 mm	551080	 551080-WH
50 mm	551081	 551081-WH
60 mm	551082	 551082-WH
70 mm	551083	 551083-WH
80 mm	551084	 551084-WH
90 mm	551085	 551085-WH
100 mm	551086	 551086-WH

Varje sats innehåller både distansplatta och bultar.



Komponenter till skensystem



60

Sidtäckning		1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	100 m
Sidtäckning skena A	Grå	550230	550231	550232	550233	550234	550235			550763
	Vit	550238	550239	550240	550241	550242	550243			550766
Sidtäckning skena B	Grå			550246	550247	550248	550249	550250	550251	550764
	Vit			550252	550253	550254	550255	550256	550257	550767
Sidtäckning skena C	Grå					550258	550259	550260	550261	550765
	Vit					550262	550263	550264	550265	550768

61



Sidtäckning för väggskena

	Vit
3 m.	556013
4 m.	556014
5 m.	556015
7 m.	556017
100 m.	556078

62



Ändskydd

	Grå	Vit
Skena A	550447	550463
Skena B	550448	550464
Skena C	550449	550465

63



Ändskydd, vit – väggskena

.....	560776
-------	--------

Komponenter till skensystem

64



Täcklock ändstopp väggskena

.....560773

65



Sidtäckning topp

50 m.561411
100 m.561410

66




Skydd för åkvagn

Grå.550570
Vit.550584



67



Försegelingskit

1 set.559720

68



Väggmonterings kit väggskena

2 sets.560780

69



Anslutning för laddlinor

.....551432

70



Laddlinor

6 m skena550425
10 m skena550427

71

Laddlinor – väggskena

4 m561447
10 m.561448

Komponenter till skensystem

72

**Handkontroll för förlängd kabel**

GH3+	552300
GH3+ körmotor	552307
GH3	552302
GH3 körmotor	552301
GH1	552619
GH1 F	555903

73

**Förlängningskabel för handkontroll**

GH3+	552303
GH3	552304
GH1	552620
GH1 F	555902

74

**Fjärrkontroll med IR**

för växel/vridskiva/GH3	935034
för Positioneringslås	935039

Handreglage med kabel

för växel/vridskiva	9350151
-------------------------------	---------

75

**Väggströmbrytare – inbyggd**

för växel/vridskiva	9350471
-------------------------------	---------

Väggströmbrytare utanpåliggand

för växel/vridskiva	935049
-------------------------------	--------

76

**Kraftförsörjning**

Transformator AC, Klass I	550200
Strömförsörjning, GH1	551244

77

**Nätkabel 230V AC – vit**

EU	554250
USA	554251
UK	554252
AU	554253
CAN	555878

Komponenter till skensystem


78



GH ändstopp

Grå.....12330
Vit.....123301

79



Bromsset för aktivitetsskena

.....121664

80



Fästögla för aktivitetsskena

.....121662

81



Positioneringslås – enkelsystem

Får ej användas i system med Combi-lås
.....562421

82



Positioneringslås – Rumstäckande system

Får ej användas i system med Combi-lås
Positioneringslås – rumstäckande.....562423
Positioneringslås – rumstäckande komplett system.....562424

83



Elektrisk viktovn Inkl vikter, 550 kg

.....290880

84



Viktskivor 16,7 kg för manuell viktovn

.....558468

85



Manuell viktovn Max 455 kg

inklusive 2 st viktskivor, 49,5 kg. . . .290851
inklusive 17 st viktskivor, 300 kg . . .290850



86

**Fristående rumstäckande skensystem
– justerbar i höjdlid och i längsled**

Max lyftkapacitet 255 kg

Höjd min 2040 mm / max 2840 mm^{x)}

3 x 3 m (längd min 3200 mm / max 4200 mm^{x)} 554729

4 x 4 m (längd min 4200 mm / max 5200 mm^{x)} 557968

87



Swing lift II

Max lyftkapacitet 205 kg

Längd 2,5 m

. 17200

88



Fristående enkelt skensystem

– justerbart i höjdlid och i längsled

Max lyftkapacitet 255 kg

Höjd min 2020 mm / max 2820 mm^{x)}

2,0 m (längd min 2220 mm / max 3390 mm^{x)} 556000

2,5 m (längd min 2720 mm / max 3890 mm^{x)} 553000

3,0 m (längd min 3220 mm / max 4390 mm^{x)} 556297

^{x)} Ytter-mått

GL5.2 Mobila lyftar



1



GL5.2

Mobil lyft med elektrisk benbredning.
Max lyftkapacitet 155 eller 205 kg.
Se tabellen på sidan 32



GLS5.2 Uppresningslyft



2

3

4



GLS5.2

Uppresningslyft med elektrisk breddjustering. Maximal lyftkapacitet 155 eller 205 kg. Se tabellen på sidan 32

GLS5.2 Sele

Stödjer övre delen av ryggen under skuldrorna till nedre delen av ryggen.

Passar för

- personer som kan stå men inte ställa sig upp själva.

S/M 28336 . . . (bälte M . . 281553)

L 28337 . . . (bälte XL . 281573)

XL 28339 . . . (bälte 2XL 281583)

2XL 28340 . . . (bälte 3XL 281593)

GLS5.2 Höftsupport

Stödjer höftdelen av kroppen.

Passar för

- personer som kan stå upp men som tenderar att skjuta bak höften.

. 28338

Varianter – GL5.2 och GLS5.2

Artikelnummer	Produktbeteckning	Hjul 100 mm	Hjul 80 mm	Manuell sänkning
562308	GL5.2 205 480 0000	x		
562309	GL5.2 155 480 0000	x		
562310	GL5.2 205 380 0000		x	
562311	GL5.2 155 380 0000		x	
562312	GL5.2 205 460 0000	x		x
562313	GL5.2 155 460 0000	x		x
562314	GL5.2 205 360 0000		x	x
562315	GL5.2 155 360 0000		x	x
552200	GLS5.2 155 560 0000			x
556001	GLS5.2 205 560 0000			x



5

6



Batteri
Enkelt utbyte och extern laddning möjlig.
.....561553

Extern laddare
.....561556

GTP1 – Transfer plattform



7

8



GTP1

GTP1 Transfer plattform är ett manuellt, mobilt arbetsredskap som gör det lättare att förflytta stående och delvis självständiga brukare. Max. vikt kapacitet på 175 kg.

.....560700

GTP1 Transfer bälte

Stödjer övre kroppen

Passande för

- personer som kan stå upp själva men behöver extra stöd under förflyttning.

S284141

M284151

L284161



Guldmannns selar – en mängd olika alternativ


Att använda lämplig sele är avgörande för effektiv vård och för att säkerställa komfort, värdighet och säkerhet för patienten utan att äventyra vårdgivarens säkerhet.

Du kan hitta en sele för nästan alla vårdbehov i det omfattande utbudet av selar och lyfttillbehör, som kan användas med både taklyftar och mobila lyftar.

Förflyttning



Positionering



Lyft



Behandling



Mobilisering
och aktivering



Träning



ABC selar – Active

1



2



3



Active Trainer (Lyftväst)

Ger stöd runt bröstet och skuldrorna. Avtagbara benremmar ger stöd runt höften och förhindrar att användaren glider ur selen.

Passar för

- personer med reducerad kroppsbalans, men som ändå kan bära vikt på benen
- gåträning • hygien och sidoförflyttning
- rehabiliteringsträning.

..... 2830xx

Active Micro (Hygiensele)

Stödjer den övre delen av kroppen (från bäckenet till under skuldrorna) runt bröstet och övre delen av låret. Stödbältet har en elastisk efterspänningsfunktion som gör att man kan strama åt/säkra runt kroppen.

Passar för

- lyft av personer som har huvudkontroll men minskad muskelstyrka i överkropp, höftled och lårben
- situationer där selen önskas kunna tas på och av snabbt/enkelt
- lyft till och från sittande position
- lyft till och från halvliggande position med nackstöd
- lyft vid situationer när stor öppning önskas t.ex. som hygiensele/toalettsele.

..... 2840xx

Active Micro Plus (Hygiensele)

Stöd av överkroppen (från bäckenet upp till under axlarna) runt bröstet och övre delen av låret. Stödbältet har en elastisk efterspänningsfunktion som gör att man kan strama åt/säkra runt kroppen.

Passar för

- förflyttning av personer med huvudkontroll men med begränsad muskelstyrka i överkroppen och ovanför höftleden och lårbenet
- i situationer där selen lätt bör kunna tas på och av
- lyft till och från sittande position
- situationer där en större öppning i botten behövs, som till exempel vid toalettbesök och skötsel av hygien.

..... 281xxx





4

Gait Trainer

Selen stöder överkroppen och har benmanchetter för ökad säkerhet. Hög komfort med spacer-material.

Passar för

- personer som har tillräcklig benstyrka att stå upprätt, men behöver stöd pga nedsatt balans • gångträning • olika stå- och sittövningar • balansträning.

Selen är bland annat designad för användning ihop med Guldmann Trainer Modul.

..... 2832xx



ABC selar – Basic

5



6



7



Basic Basic

(Halvhög sele)

Stödjer hela kroppen utom huvudet.
Finns även som nätsele.

Passar för

- lyft av personer som har kontroll på överkropp
- lyft till och från sittande eller halvsittande position (säng och rullstol osv.).

..... 270xxx

Basic Low

(Låg sele)

Stödjer kroppen upp till skuldrorna.
Finns även som nätsele.

Passar för

- lyft av personer som har kontroll på överkropp
- lyft till och från sittande position (stol och säng osv.) Använd nackstöd vid dålig huvudkontroll eller lyft från golv.

..... 271xxx

Basic High

(Hög sele)

Stödjer hela kroppen inklusive huvudet.
Finns även som nätsele.

Passar för

- lyft av personer med liten kontroll över huvud och kropp
- lyft till och från liggande position (säng och golv osv.)
- lyft till och från sittande position.

..... 272xxx



ABC selar – Basic

8



9



Basic Shell (Skalsele)

Stödjer hela kroppen och huvudet, men tillåter armarna att vara utanför lyftselen.

Passar för

- lyft av personer med liten kontroll över sitt huvud och kropp
- lyft till en liggande ställning (säng och golv etc.)
- lyft till och från sittande position – låta selen vara kvar i rullstolen.

..... 2750xx

Basic Comfort High

Stödjer hela kroppen och huvud. Det flexibla huvudstödet kan fällas ner. Ger extra support kring höft och lårben. Kan användas med både delade och odelade benstöd. Tillåter armarna att vara utanför eller innanför lyftselen. Fungerar bra för amputerade.

Passar för

- lyft av personer med liten kroppskontroll
- lyft till och från liggande position (säng, golv etc.)
- lyft till och från sittande position
- person som behöver extra stöd runt höft och lårben + i situationer där det är viktigt att lårbenet förblir i en neutral position.

..... 2770xx



ABC selar – Custom

10



11



12



Sit-On II

Stödjer lårbenet och ryggen. Användaren sitter på selen. Utformningen av selen förhindrar lårbenet från en inatrotation vid lyft.

Passar för

- personer som behöver sitta kvar på sele under långa perioder på grund av hög vikt eller specialtillverkad rullstol.

..... 2970xx

Sit-On High II

Stödjer lårbenet, ryggen och huvud. Utformningen av selen förhindrar lårbenet från en inatrotation vid lyft. Huvudstödet kan anpassas efter användarens behov och kan vikas bort vid sittande i rullstolen.

Passar för

- personer som behöver sitta kvar på sele under långa perioder på grund av hög vikt eller specialtillverkad rullstol.

..... 2980xx

Custom Amputee (Amputationssle)

Stödjer hela kroppen upp till skuldrorna och bäckenet.

Passar för

- lyft av enkel- eller dubbelamputerade
- lyft av dubbelt och högt amputerade
- lyft från liggande position. Stöd för huvudet kan användas. Används som vanlig sele då litet "hål" önskas.

..... 2900xx



ABC selar – Custom

13



14



15



Sit-On Comfort (Helsele)

Stödjer lårbenet och rygg. Användaren sitter på lyftselen. Utformningen av selen förhindrar lårbenet från en inåtrotation vid lyft. Extra komfort med spacer material.

Passar för

- personer som måste sitta kvar på selen på grund av t.ex. specialtillverkad rullstol.

Övriga funktioner

- materialet förhindrar att värme alstras mellan kroppen och selen
- selen tas på medan personen ligger, men används vid lyft till och från sittande position i säng eller rullstol.

..... 2930xx

Sit-On Comfort High (Helsele)

Stödjer lårbenet, ryggen och huvudet. Nackstödet kan vikas in när brukaren lämnas i sittande ställning på lyftselen. Utformningen av selen förhindrar lårbenet från en inåtrotation vid lyft. Extra komfort med spacer material.

Passar för

- personer som måste sitta kvar på selen på grund av t.ex. specialtillverkad rullstol.

Övriga funktioner

- materialet förhindrar att värme alstras mellan kroppen och selen
- selen tas på medan person ligger, men används vid lyft till och från liggande position.

..... 2940xx

Sit-On Comfort High Hygiene

Utformad med en öppning i botten av selen. Stödjer lårben, rygg och huvud. Huvudstödet är justerbart och kan fällas upp/ned. Utformningen av selen förhindrar lårbenet från en inåtrotation vid lyft. Spacer materialet ger bra komfort.

Passar för

- förflyttning mellan säng och toalett eller toalett stol. Vi rekommenderar inte att selen används som traditionell Sit-On sling i rullstol eller liknande där det finns risk för tryck vid selens öppning.

För flera möjligheter se Sit-On Comfort High

..... 2941xx



ABC selar – Kids

16



17



18



Basic Basic – Kids (Halvhög sele)

Stödjer hela kroppen utom huvudet.
Det inbyggda stödbältet ger extra stöd åt kroppen.

Passar för

• lyft av barn med huvudkontroll och med eller utan kroppskontroll • lyft från sittande eller halvsittande position (säng och rullstol osv.).

..... 270xxx

Basic High – Kids (Hög sele)

Stödjer hela kroppen inklusive huvudet.
Det inbyggda stödbältet ger extra stöd åt kroppen.

Passar för

• lyft av barn med liten huvud- och kroppskontroll • lyft till och från liggande position (säng, ombytesbänk och golv osv.) • lyft till och från sittande position.

..... 272xxx

Active Vest – Kids

Stödjer kroppen och bäckenet.
Bredden kan justeras.

Passar för

• barn med nedsatt kroppsbilans • gångutbildning • stödjer stående och upprätta ställningar • lek och aktivitet.

..... 2831xx



ABC selar – Kids

19



20



21



Sit-On Comfort – Kids (Helsele)

Stödjer lårbenet och rygg. Användaren sitter på lyftselen. Utformningen av selen förhindrar lårbenet från en inåtrotation vid lyft. Extra komfort med spacer material.

Passar för

- barn som måste sitta kvar på selen på grund av anpassning rullstol, eller behöver lyftas regelbundet.

Övriga funktioner

- bidrar till att minska risken att glida ur rullstol
- materialet förhindrar värmeutveckling mellan kropp och sele
- selen tas på medan barnet ligger, men används vid lyft till och från sittande position i säng eller rullstol.

..... 2930xx

Sit-On Comfort High – Kids (Helsele)

Stödjer lårbenet, ryggen och huvudet. Nackstödet kan vikas in när brukaren lämnas i sittande ställning på lyftselen. Utformningen av selen förhindrar lårbenet från en inåtrotation vid lyft. Extra komfort med spacer material.

Passar för

- barn som måste sitta kvar på selen på grund av anpassning rullstol, eller behöver lyftas regelbundet.

Övriga funktioner

- materialet förhindrar värmeutveckling mellan kropp och sele
- selen tas på medan barnet ligger, men används vid lyft till och från sittande position i säng eller rullstol.

..... 2940xx

Vest for Standing Shell – Kids (Väst till ståskal)

Stödjer huvudet och ryggen.

Passar för

- lyfta barnet från liggande till stående ställning
- användning tillsammans med ett ståskal vid ett bord eller ståstöd.

..... 2835xx

Selar och lyfttillbehör

Selar – Bariatric



Selar – Bariatric

22



Gait Trainer Bariatric, 500 kg

Stödjer bäckenområdet och pannus (överskottshud).

Passar för

• tunga brukare. Stödjer och maximerar komfort för patienten i en stående ställning. En storlek. 283100

23



Basic High Bariatric, 500 kg (Hög sele)

Stödjer hela kroppen inklusive huvudet. Finns även som nätsele.

Passar för

• lyft av personer med liten kontroll över huvud och kropp • lyft till och från liggande position (säng och golv osv.) • lyft till och från sittande position.
3XL standard. 2720913
4XL standard. 2720914
5XL standard. 2720916



Selar – Bariatric



24




Lyftsele för ben

Används för lyft av tunga ben. Vid t.ex. påklädning, omläggning, behandling, hygien mm i säng. *Levereras i förpackning om 10 selar.*



.....28650



25



Pannus Support

Stödjer och lyfter pannus i position som ger god möjlighet till hygien aktiviteter och undviker manuell hantering.

Passar för

- bariatric personer med en stor pannus
- personlig hygien • aktivitet i säng.

.....28660



26



Twin Turner Bariatric

Används som hjälp vid vändning av sängliggande personer. Gör det möjligt att vända en brukare på båda sidor utan att ta bort selen. Används vid hudkontroll, behandling, omläggning mm p.g.a. att selen täcker en liten hudyta.

.....28760

27



Repositioneringssele Bariatric, 500 kg

Används till bl.a. permanent sängliggande personer, ombäddning av säng, för flyttning av personen i sängen.

Passar för

- rullning till sidled • ompositionering av patient upp i sängen • liggande sidoöverföringar till en annan yta som sängar/bårar, fullt lyft i ryggläge och för att väga patienten, ombyten i säng eller annat.

Levereras i förpackning om 5 selar. 284656



Selar och lyfttillbehör

Engångsselar



För effektiva och hygieniska lyftrutiner

Guldmann engångsselar är idealiska för situationer där en extra hög hygienstandard krävs p.g.a. risk för infektion. Engångsselarna är endast avsedda för enpatientsbruk och ska kasseras när patienten skrivits ut, eller omedelbart efter användning om den blivit våt eller nedsmutsad

Engångsselar

28



29



30



Engångs High, 205 kg

Stödjer hela kroppen inklusive huvudet. Samma design som Guldmann Basic High sele.

Passar för

- lyft av personer med liten kontroll över huvud och kropp • lyft till och från liggande position (säng och golv osv.) • lyft till och från sittande position.

Material

Polypropylene

Levereras i förpackning om 10 selar

..... 2836xx

Engångs High - Kids, 205 kg

Stödjer hela kroppen inklusive huvudet. Samma design som Guldmann Basic High – Kids sele.

Passar för

- lyft av barn utan huvud- och kroppskontroll • lyft till och från liggande position (säng och golv osv.) • lyft till och från sittande position.

Material

Polypropylene

Levereras i förpackning om 10 selar

..... 2836xx

Engångs High Bariatric, 500 kg

Stödjer hela kroppen inklusive huvud. Samma design som Guldmann Basic High sele.

Passar för

- lyft av personer med liten kontroll över huvud och kropp • lyft till och från liggande position (säng och golv osv.) • lyft till och från sittande position.

Material

Polyester/bomull

Levereras i förpackning om 10 selar

..... 2836xx

Engångsselar

31



32



33



Engångs Comfort High, 255 kg

Stödjer hela kroppen. Ger extra support runt höft och lårben. Kan användas med delade och odelade benstöd, vilket också ger möjlighet för användning till amputerade. Samma design som Guldman Basic Comfort High sele (se sida 39).

Passar för

- förflyttning av personer med liten kroppskontroll. lyft till och från sittande position. personer som behöver extra stöd runt höft och lårben + i situationer där det är viktigt att lårbenet förblir i en neutral position.

Material

Polyester

Levereras i förpackning om 5 selar

..... 2770xx

Engångs Micro Plus, 205 kg

Stöd av överkroppen (från bäckenet upp till under axlarna) runt bröstet och övre delen av låret. Stödbältet har en elastisk efterspänningsfunktion som gör att man kan strama åt/säkra runt kroppen.

Passar för

- lyft av personer med huvudkontroll, men med en begränsad muskelstyrka i överkroppen och ovanför höftled och lårben
- för vissa personer med förlängnings-spasmer
- i situationer där selen lätt ska kunna tas på och av
- lyft till och från en sittande position – situationer där en stor öppning i botten krävs, som t.ex tillgång för toalettbesök och hygien.

Material

Polyester

Levereras i en förpackning med 5 selar

..... 2815xx

Engångs Gait Trainer, 205 kg

Ger stöd runt bröstet och axelpartier. Benband ger stöd runt höftområdet och förhindra användaren från att glida ur selen.

Passar för

- personer med nedsatt kroppsbalans men kan bära vikt på benen
- gåträning
- stöd stående och upprätta ställningar
- tidig mobilisering.

Material

Polyester

Levereras i en förpackning med 5 selar

..... 2835xx

Engångsselar

34



Engångs Repositioneringssele, 500 kg

Använd selen vid bäddning av säng. Kan lämnas kvar under patienten, klar att åter användas för vårdbehov. Samma design som Guldman Repositionering sele.

Passar för

- rullning till sidläge, repositionering av patient i säng, förflyttning från ryggläge till säng + bår, med mera.

Material

Polyester

Standard (foto)284555

Levereras i förpackning om 10 selar.

35



Engångs-OR

Stöder överkroppen vid förflyttning till och från operationsbordet i en horisontell position.

Lämplig för

- Selens längd och utformning gör att den är mycket användbar i samband med kirurgiska ingrepp i patientens underkropp, exempelvis gynekologiska eller urologiska ingrepp.

Material

Polyester

Medium284855

Large284865

Lyftband inkl. karbinhake284801

Levereras i förpackning om 10 selar.

36



Engångs horisontell sele standard

Stödjer hela kroppen.

Passar för

- lyft av en patient i horisontellt läge.

Material

Polyester

.....284631

Levereras i förpackning om 10 selar.

Engångsselar



37

Engångs lyftsele för ben II

Används då ben behöver lyftas och behandlas. Aktiviteter kan vara påklädning – skor/strumpor, hygien och rengöring samt omläggning. Samma utförande som Guldmann bensele.

Material

Polypropylene

Levereras i förpackning om 10 selar

.....286501



38

Engångs Multi support sele

Stöd vid lyft av delar av kroppen, överkroppen, bäckenet, ben eller armar.

Passar för

- tillfällen när delar av kroppen behöver lyftas eller stödjas – t.ex. för att placera röntgenutrustning.

Material

Polyester

.....284223

39



Engångs Twin Turner II

Används som hjälp vid vändning av en person för hygien, omläggningar mm. Den möjliggör placering av vanlig sele under personen utan manuell rullning av denne. Liten tygta som täcker kroppen möjliggör hudinspektion och behandling. Samma utformning som Guldmann Twin Turner.

Material

Polypropylene

Regular287501

Large287511

Levereras i förpackning om 10 selar.



Selar och lyfttillbehör

Storlekar och material



Storlekar och material

ABC selar		Kids	Kids	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
		2 - 4	4 - 6	6 - 10	10 - 14	10 - 16							
ACTIVE													
Active Micro	polyester						284031	284041	284051	284061	284071	284081	
Active Micro Plus	polyester		281001	281011	281021		281531	281541	281551	281561	281571	281581	
Active Trainer	polyester		283001	283011	283021		283031	283041	283051	283061	283071	283081	
BASIC													
Basic Basic	polyester		270001	270011	270021		270031	270041	270051	270061	270071	270081	270091 ^{x)}
Basic Basic	nät		270103	270113	270123		270133	270143	270153	270163	270173	270183	
Basic Low	polyester						271031	271041	271051	271061	271071	271081	
Basic Low	nät						271133	271143	271153	271163	271173	271183	
Basic High	polyester		272001	272011	272021		272031	272041	272051	272061	272071	272081	
Basic High	nät		272103	272113	272123		272133	272143	272153	272163	272173	272183	
Basic Shell	nät						275032	275042	275052	275062	275072		
Basic Comfort High	polyester						277031	277041	277051	277061	277071		
Basic Comfort High	nät						277032	277042	277052	277062	277072	277082	
CUSTOM													
Sit-On II	nät						297031	297041	297051	297061	297071		
Sit-On High II	nät						298031	298041	298051	298061	298071	298081	298091
Sit-On Comfort	Spacer		293001	293011			293031	293041	293051	293061	293071		
Sit-On Comfort High	Spacer		294001	294011			294031	294041	294051	294061	294071	294081	294091
Sit-On Comfort High Hygiene	Spacer						294131	294141	294151	294161	294171		
Custom Amputee	polyester						290031	290041	290051	290061	290071		
Active Vest Kids ^{xx)}	polyester	2831000	283101	283111		283121							
Vest for Standing Shell ^{xx)}	polyester			283511		283521	283531						


Max lyftkapacitet för alla Guldman ABC selar: 255 kg

x) Max lyftkapacitet för Basic 3XL: 500 kg

xx) Max lyftkapacitet för Active Vest Kids / Vest for standing Shell: 100 kg

Engångsselar		Kids	XS	S	M	L	L/XL	XL	XL/2XL	2XL	2XL/3XL	3XL
		6 - 10										
Engångssele Micro Plus	polyester		281535	281545	281555	281565		281575		281585		
<i>Levereras i förpackning om 5 selar.</i>												
Engångssele Gait Trainer	polyester			283545	283555	283565		283575		283585		
<i>Levereras i förpackning om 5 selar.</i>												
Engångssele High	polypropylene											
<i>Levereras i förpackning om 10 selar.</i>												
		283615	283635	283645	283655	283665		283675		283685		
Engångssele High Bariatric	polyester/bomull											
<i>Levereras i förpackning om 10 selar.</i>												
							283672		283682		283692	
Engångssele Comfort High	polyester											
<i>Levereras i förpackning om 5 selar.</i>												
			277035	277045	277055	277065		277075		277085		

För max lyftkapacitet, se den specifika beskrivning engångsselar på sidan 48-49.





① **Markering mitten av sele**

② **Informations etikett**
Information om selen



③ **Broderad etikett med storleksmärkning**
Gör det lätt att finna rätt storlek.

④ **Vaddering i ryggdelen**
För ökad komfort på selar med liten ryggyta

⑤ **Styrficka**
Alla selar i Basic-serien har en ficka för enkel korrigering av selens lägesinställning och föra den ner bakom ryggen

⑥ **Färgade öglor**
De färgade öglorna förenklar symetrin vid lyften/utprovningen

⑦ **Material**
Smutsavvisande polyester med karaktäristisk styrka och elasticitet

⑧ **Hålla för styrband**
Här finns möjlighet att fästa styrband

⑨ **Vaddering i benstöden**
Alla selar med delade benstöd har vaddering i benstöden. Lätta att ta på – mjukare för huden

Storlekar och material

Riktlinjer vid val av storlek på selen		Alla mått i cm			
	Size / cm	B1	B2 ^{x)}	B2 ^{xx)}	H
	Kids 2-4			46 - 54	
	Kids 4-6	25 - 30	50 - 90	50 - 65	45 - 60
	Kids 6-10	28 - 33	60 - 95	51 - 72	55 - 70
	Kids 10-14	31 - 36	65 - 100		68 - 80
	Kids 10-16			56 - 75	
	XS	33 - 37	70 - 105		75 - 82
	S	36 - 40	75 - 110		80 - 87
	M	39 - 43	80 - 120		85 - 92
	L	42 - 45	90 - 130		90 - 97
	XL	45 - 49	100 - 140		95 - 102
	2XL	48 - 54	110 - 150		95 - 102
	3XL	54 - 58			95 - 102
	4XL	57 - 63			95 - 102
	5XL	62 - 73			95 - 102

B2 = Bröstmått

x) Guideline för val av Active Trainer och Gait Trainer

xx) Guideline för val av Active Vest Kids

Material

Polyester	Nät Polyester Svart	Nät Polyester Grå	Spacer Polyester (Comfort) elastisk luftande material	Polyester (Engångs)	Polypropylene (Engångs)	Polyester/ bomull (Engångs bariatric)	TENCEL® (Antibakteriell)


Skötseletikett

ABC selar

- Normalt tvättprogram vid indikerad temperatur
- Använd inte blekmedel
- Torktumla vid låg temperatur
- Får ej strykas

Engångsselar

DO NOT WASH



Alla selar är försedda med en etikett som säger "DO NOT WASH" (Får ej tvättas) som blir synligt med en varning "DO NOT USE" (Får ej användas) när den kommer i kontakt med vätska. Detta som en extra säkerhetsåtgärd. Engångsselar används i situationer där hygien är viktigt och för att minimera risken för korsinfektion.



40



Positioneringssele

Positioneringssele gör det möjligt att enkelt vända patienten till en sida eller till liggande ställning på t.ex. operationsbord. Användning av sele tillsammans med lyft förhindrar skjuv- och friktionsskador på patientens hud samt förbättrar arbetsmiljön för vårdpersonalen.

Sido positionering sele 284226

Positionering selpaket:

2 x selar

2 x Multi Support selar

1 x säkerhetsband

. 284225

Vänd- och hanteringsalternativ



41



Repositioneringssele, 500 kg

Används vid bäddning av säng och kan lämnas kvar under patienten för att återuppta lyft – förflyttning.



Passar för

- rullning till sidläge, repositionering i säng, förflyttning från ryggläge till säng + bår m.m.

Material

Standard polyester (*photo*)

1830 mm 28465

Standard nät, 1830 mm 284658

Kort polyester, 1350 mm 284653

Lång, 2130 mm 284651

Levereras i förpackning om 10 selar



42



Repositioneringssele, 255 kg

Används vid bäddning av säng och kan lämnas kvar under patienten för att återuppta lyft – förflyttning.

Passar för

- rullning till sidläge, repositionering i säng, förflyttning från ryggläge till säng + bår m.m.

Material

Spacer 284659

Levereras i förpackning om 5 selar



43



Repositioneringssele, TENCEL®, 375 kg

Använd selen vid bäddning av säng. Kan lämnas kvar under patienten, klar att åter användas får vårdbehov.

Passar för

- rullning till sidläge, repositionering i säng, förflyttning från ryggläge till säng + bår m.m.

Material

TENCEL® är ett organiskt material med antibacteriell och temperatur reglerande funktion. TENCEL® fibern är exceptionellt mjuk och behaglig för känslig hud. . 284657

Levereras i förpackning om 10 selar



Vänd- och hanteringsalternativ



44

OR sele – Överkropp

Stöder överkroppen vid förflyttning till och från operationsbordet i en horisontell position.

Passar för

- Selens längd och utformning gör att den är mycket användbar i samband med kirurgiska ingrepp i patientens underkropp, exempelvis gynekologiska eller urologiska ingrepp.

Material

Polyester

Medium 284851

Large 284861

Lyftband inkl karbinhake 284801



45

Multi support sele

Stöd vid lyft av delar av kroppen, överkroppen, bäckenet, ben eller armar.

Passar för

- situationer där delar av kroppen behöver att lyftas eller stötts – t.ex. för placering X-RAY kassett.

. 28467



46



Turner

Används som hjälp vid vändning av säng-liggande personer. Möjliggör applicering av sele utan manuell rullning av sängliggande person. Används vid hudkontroll, behandling, omläggning mm p.g.a att selen täcker liten hudyta

. 28700



47



Twin Turner

Används som hjälp vid vändning av säng-liggande personer. Gör det möjligt att vända en brukare på båda sidor utan att ta bort selen. Används vid hudkontroll, behandling, omläggning mm p.g.a att selen täcker en liten hudyta.

Regular 28750

Large 28751



48

Lyftsele för ben

Används för lyft av tunga ben. Vid t.ex. påklädning, omläggning, behandling, hygien m.m. i säng.

. 28650

Levereras i förpackning om 10 selar.

Lyftbyglar



49



Lyftbygel, medium, max 375 kg

Passar för personer som använder lyftsela i storlek M-3XL. Snabbkoppling.

Funktion

Används i samband med lyft och standardlyftselar.

.....556890
Med justerbar tröghet i rotationen . .556930

50



Lyftbygel, small, max 375 kg

Passar personer som använder lyftselar i storlek XS och S. Snabbkoppling.

Funktion

Används vid vanliga lyft med standard selar.

.....556880
Med justerbar tröghet i rotationen. .556920

51



Lyftbygel, x-small, 375 kg

Passar för personer som använder lyftsela i storlek Kids och S och större storlekar med armarna utanför. Snabbkoppling.

Funktion

Används i samband med lyft och standardlyftselar. Bygeln rekommenderas vid användning av sele storlek Kids och till smala personer.

.....556870
Med justerbar tröghet i rotationen . .556910

52



X-bygel, 500 kg

Används till personer där större avstånd mellan rygg och benupphänging önskas. Används till motor GH3+ och GH3 Twin. Snabbkoppling.

Infästningen finns i två olika versioner:

GH3+ 1 lyftband. 550444
GH3 Twin 2 lyftband. 550800

53



X-bygel, 400 kg

Används till personer där större avstånd mellan rygg och benupphänging önskas. Används med lyftmotorer GH1, GH3, GH3+, GH3 Twin och GL5 mobila lyftar. Snabbkoppling.

.....561610



54

H Hanger, 375 kg

Används till personer där större avstånd mellan rygg- och benstödupphäng krävs. T.ex. personer med stor mage (där benstöden önskas längre ner på låret) och för långa personer H-bygel är tillgänglig med sidobyglar i 3 olika storlekar. Snabbkoppling.

H-bygel – centrumbygel 556950

OBS! Man behöver beställa 2 byglar i kombination med centrumbygeln. Ex x-small (556870), small (556880) eller standard (556890).



55



Swing kit

..... 554903

56

Anslutningsbygel

Valfri för GH3 Twin så olika byglar kan väljas.

..... 550544



57



Karbinhake

..... 561628



Selar och lyfttillbehör

Planlyftar



Planlyftar



58

Planlyft, hopfällbar, 255 kg

Används när man behöver en stabil horisontell planlyft med vikt balansering. Kan användas med helt planlyftsele eller lyftband. Snabbkoppling.

Planlyft inkl. en lyftsele 28445

Lyftsele 284485

Set med lyftband inkl. förstyvning . . . 28448

Extra fästen till lyftband 2844529



59

Planlyft, hopfällbar, 255 kg

Version med 2 lyftband

Används när horisontellt stabilt lyft önskas. Kan viktbalanseras. Används med lyftsele eller lyftband. Snabbkoppling.

Planlyft inkl. en lyftsele 28444

Lyftsele 284485

Set med lyftband inkl. förstyvning . . . 28448



60

Förvaring- och transport vagn för planlyft

. 28443



Planlyftar

61

Planlyft, 375 kg inkl. snurrkoppling

Horisontal lyft med justerbar viktbalansering. Kan användas med GH3 taklyftar eller med Guldmann mobila lyftar. Snabbkoppling.

..... 28456

Horisontell lyftsele, standard 28463



62



63



Planlyft, 375 kg

Horisontal lyft med 10 fasta lyftpositioner.

Kan användas med GH3 taklyftar eller med Guldmann mobila lyftar. Snabbkoppling.

..... 28466

Horisontell lyftsele, standard 28463

Bårhus lyftband

Lätta lyft i bårhus. Kan ta större kroppar.

De enskilda banden tillåter enkel åtkomst.

Standard inkl. förstärkning 284640

64



Bassängstol – rostfri, 255 kg

Används där man önskar ett stabilt lyft ner i en simbassäng/pool.

..... 14600

65



Bassängbår – rostfri, 255 kg

Används när man önskar ett stabilt plant lyft ner i en simbassäng/behandlingsbad.

..... 14610

Lyfttillbehör



66

Huvudstöd

Stödjer huvudet utan att stimulera nack-reflexerna. Passar för personer som inte kan hålla huvudet i låga selar.

.....28325

67



Fårskinnspolstring

Passar för personer som behöver mjukare stöd för lårbenen.

.....28315

68




Polstring lyftbygel

XS28316

S28317

M28318

69



Märkclips, 4 st

Röd28477

Blå28478

Grön28479

70



Styrband

Guldmanns styrband används för lätt korrekt placering av användaren i rullstol. Styrbandet ger vårdgivaren en bra arbetsställning, vid placering i tex. rullstol.

.....28355

71



Förlängningsband sele

Används för att få olika sittpositioner eller om olika lyfthöjder behövs. Kan även användas som styrband. 2-pack.

20 cm.28470

30 cm.28472

72



Lyftbandsförlängning

0,5 m550459-500

1,0 m550459-1000

1,5 m550459-1500

2,0 m550459-2000



73



Smart Glide – rullar

Ett glidlakan som reducerar friktionen mellan användaren och underlaget. Max användarvikt 255 kg.

Material

Nylon med silikonbeläggning.

Bredd 100 cm (gul)

Rulla 50 m284472

Bredd 140 cm (grå)

Rulla 100 m284473

74



Smart Glide Skärare

.....284479

75



Smart Glide Dispenser

Smart Glide Dispenser för väggmontage i vertikalt eller horisontellt läge. Flexibel för olika bredder på rullar.

.....561470

76

Smart Glide Precut

Varje bit av Smart Glide Precut är i en separat påse som kan användas för förvaring. Boxen är förberedd för väggmontage. Max användarvikt 255 kg.

100 cm x 125 cm

5 lådor à 20 st.....561500

1 kartong med 20 st 561500-1

100 cm x 145 cm

5 lådor à 20 st..... 561501

1 kartong med 20 st..... 561501-1



Lyfttillbehör

77

Digital våg för tak- eller mobil lyft

Batteridrivna digitalvåg.

Digitalvåg, 300 kg
 Standardmodell RS560602
 Klass III modell RS, verifierbar.560604
 Snabbkoppling till RS våg.560648



78



Adapter kit – planlyftar

.560633

79



Snurkoppling

För planlyftar.284520

80



Bygelparkering för horisontella lyftar

.556968

81



Hållare för handkontroll

Placeras på lyftbandet till motorn.
 1 st.559516
 10 st.559943

82



Bygelparkering

.556940



Lyfttillbehör



83



Tränings kit för Positioneringslås

Ett kit med olika träningstillbehör för REHAB.

..... 293560


Innehåll:

A) 30 m elastiskt träningsband: Orange (lätt)	558136
B) 30 m elastiskt träningsband Grönt (medium)	558137
C) 30 m elastiskt träningsband Lila (hård)	558138
D) 2 handtag för träningsband	558139
E) Karbinhake	561628
F) 2 anslutningsband	29356
G) 2 elastiska linor: blå/lätt och svart/hård	561629
H) Multi Support sele	28467

A-H kan beställas separat



| Time to care |



V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sverige AB
Ångsvaktaregatan 3
S-441 38 Alingsås
Tel. +46 322 55290
info@guldmann.se
www.guldmann.se

Guldmann™