



Guldmann Srl
Tel. +39 0521 660132
italia@guldmann.com
www.guldmann.it

GH1/GH1+ Moduli di sollevamento

Specifiche tecniche

Peso e materiali

SWL (carico di lavoro in sicurezza)	: 175 kg, 205 kg, 255 kg
Peso proprio	: 8.0 kg

Coperture : Plastica antiurto riciclabile/ignifugo
UL94 V-0

Dimensioni

A	: 580 mm
B	: 353 mm
C	: 161 mm
D	: 185 mm
E, min.	: 416 mm
F	: 2500 mm
Profondità	: 200 mm

Funzioni

Comandi	: Telecomando
Livello rumorosità	: 52 dB (A)

Sistemi di Sicurezza

Stop d'emergenza	: Sì
Discesa d'emergenza	: Sì, elettrico
Controllo sulla cinghia di sollevamento	: Sì
Angolo d'interruzione	: 45° nel senso della lunghezza della rotaia 10° in diagonale rispetto alla rotaia

Componenti elettronici

Avviamento/Spengimento	: Automatici in uso. Partenza e stop morbido. Anti-sovraccarico.
Batterie	: 1 x 24 V NiMH, 2,1 Ah
Tempo di carica, max.	: 3 ore
Protezione batterie	: Con voltaggio batterie inferiore a 22V, l'indicatore luminoso diventa color arancio. Spengimento automatico in caso di voltaggio inferiore a 20V
Alimentazione elettrica	: 36 V DC, 30W
Tensione di alimentazione del alimentazione	: 100-240V AC, 47-63 Hz

Classificazione di protezione (IP) secondo IEC 60529

Modulo di sollevamento	: IP 44
Telecomando	: IP 44
Stazione di carica	: IP 20
Alimentazione	: IP 20

Marcatura


I prodotti sono fabbricati in conformità con il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, come il dispositivo medico di classe I.

Classificazione

Conforme a ISO 9999

Brevetti

: PA 2008 00888
: PA 2008 00894
: PA 2008 00895



Time to care



GH1/GH1+ Moduli di sollevamento Specifiche tecniche

Configurazioni dei moduli di sollevamento GH			Options													
Tipo di motore Guldmann	Velocità di sollevamento, mm/s (Normale/Turbo)	Peso in kg	Wi-fi abilitato	Trasmissione dati visibile su MyGuldmann	Telecomando con display	Function on demand	Bilancia	Bilancia in Classe III	Modulo Trainer	Coating	UL	Carica Automatica	Carica da stazione	Blocco di Posizionamento	IR da remoto ^{x)}	Motori elettrificati orizzontalmente ^{x)}
GH1	40/80	175								•			✓			
		205								•			✓			
		255								•			✓			
GH1+		175	✓	✓						•			✓			
		205	✓	✓						•			✓			
		255	✓	✓						•			✓			

• Opzionale

✓ Sempre incluso

x) Non compatibile con UL

Velocità di sollevamento

85 kg di carico : 40 mm/sec.

150 kg di carico : 40 mm/sec.

Massima capacità

di carico, SWL : 40 mm/sec.

Massimo 5 kg di carico : 40/80 mm/sec.

Numero di sollevamenti ed intermittenza

Numero massimo di

sollevamenti in serie : 55 con 85 kg/1000 mm

Tempo di carica : 3 ore

Intermittenza : 4 min. ON/16 min. OFF

Numero massimo di

sollevamenti in serie : 39 con 175 kg/1000 mm

32 con 205 kg/1000 mm

21 con 255 kg/1000 mm

Tempo di carica : 3 ore

Intermittenza : 2 min. ON/18 min. OFF