



Smart Glide

Enklare och säkrare dagliga uppgifter

Smart Glide är ett allsidigt glidlakan som används för att minska friktionen mellan brukaren och underlaget. Det kan användas för olika vårduppgifter för en effektivare och säkrare arbetsprocess.

Glidlakanet är ett bra komplement till vårt sortiment av selar och underlättar placering av selen innan patienten lyfts från antingen rullstol eller säng. På så sätt blir förflyttningen säkrare och bekvämare för både patient och vårdpersonal.

Smart Glide är tillverkat av nylonmaterial med silikonbeläggning som minimerar friktion och oljud.

Tyget är OEKO-TEX 100-certifierat och därmed testat för hälso- och miljöfarliga ämnen.

Smart Glide kan torkas av med desinficeringsmedel eller tvättas i 40°C.

Smart Glide-tyget har en maximal viktkapacitet på 150 kg.



- Underlättar användning av selar
- Inget oljud vid användning
- Klipp bara till den storlek du behöver
- Utformat med rip-stop vilket förhindrar att tyget fransar sig
- Enpatientsbruk rekommenderas
- Kan torkas av eller tvättas

Smart Glide-rollarna levereras med en specialkniv, Smart Glide-skäraren, som gör det enkelt att skära ut exakt den storlek på glidlakanet som behövs för det aktuella vårdarbetet så att avfall kan undvikas.



Smart Glide i ruller

284472 M: bredd 100 cm, rulle å 100 m

284473 L: bredd 140 cm, rulle å 100 m

Smart Glide förklippta

561500 : 5 kartonger å 20 st, 100 x 125 cm

561500-1 : 1 kartong å 20 st, 100 x 125 cm

561501 : 5 kartonger å 20 st, 100 x 145 cm

561501-1 : 1 kartong å 20 st, 100 x 145 cm

Time to care

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sverige AB
Tel. +46 0322 55290
info@guldmann.se
www.guldmann.se