



Guldmann Sverige AB
Tel. +46 0322 55290
info@guldmann.se
www.guldmann.se

GLS5.2 Uppresningslyft

Tekniska specifikationer

Funktioner

Lyftkapacitet, max : 155/205 kg

Betjäning

Lyft : Elektrisk
Breddjustering : Elektrisk
Knäskydd : Manuell
Lyftbom : Manuell

Vikt

Totalt : 54 kg
Chassi utan fotpedal
och knäskydd : 23 kg
Mast och lyftbom inklusive
manöverdosa och batterier : 20 kg
Manöverdosa : 0,25 kg

Mått

A : 25 mm
B : 90 mm
C : 1770 mm
D : 1237 mm
E : 575 mm
F : 1210 mm
G : 460 mm
H min/max : 850/1740 mm
I min/max : 350/450 mm
J min/max : 560/1190 mm
K min/max : 670/1310 mm
L min/max : 230/320 mm

Vändradie

Vändradie : 1360 mm

Säkerhet

Nödstop : Ja
Nödsänkning : Ja, elektronisk. Mekanisk kan
levereras
Klämsäkring : Ja

Elektronik

På/av : Automatiskt
Integrerad strömförsörjning
för laddning
Strömstyrka : 120-240 V AC, 50-60 Hz, 30 VA
Batteri, utbytbart : 25,2 V / 2,9 Ah
Laddningstid : Max. 4 timmar
Strömförbrukning ställdon : 24 V, max 8 A
Driftcykel : Max 10 %, max. 2 min på, 18 min av.
Batteri skydd : Stängs automatiskt av vid för låg
spänning. Diod tänds för att indikera
kritisk spänning.

Tätningssklass

Lyft : IP 30
Manöverdosa : IPX 4
Integrerad
strömförsörjning : IPX 6
Batteri : IPX 6
Lyftmotor : IPX 4

Tillbehör

: Extern laddare

Märkning



Produkten är tillverkad enligt överensstämmelse med
Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/745 av
den 5 april 2017, som medicintekniska produkter klass I.

Varunummer/modell

562200 : 155 kg
562201 : 205 kg

Klassificering enligt

Enligt ISO 9999 : 12 36 03



Time to care