



V. Guldmann A/S
Tlf. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.dk

GH3/GH3+ løftemoduler Tekniske specifikationer

Vægt og materialer


SWL	: 200 kg, 250 kg, 275 kg
Egenvægt	: 9,6 kg
med køremotor	: 10,5 kg
med vægt og køremotor	: 11,1 kg

SWL	: 300 kg, 350 kg, 375 kg, 400 kg
Egenvægt	: 14,2 kg
med køremotor	: 15,9 kg
med vægt og køremotor	: 17,3 kg

Dæksler : Slagfast UL 94 V-0 brandhæmmende, recirkulerbar plast

Mål

A	: 580 mm
B	: 345 mm
C	: 156 mm
D	: 184 mm
E, min	: 425 mm
F	: 2.500 mm
Dybde på hejs	: 205 mm



Funktioner

Betjening	: Håndbetjening / IR
Lydniveau	: 52 dB (A)
Horisontal hastighed	: 220 mm/sek. (Horisontal køremotor)

Sikkerhed

Nødstop	: Ja
Nødfir	: Ja, mekanisk og elektrisk
Styring af løftestrop	: Ja
Afbrydningsvinkel	: 45° på langs af skinnen 10° på tværs af skinnen

El/elektronik

Tænd/sluk	: Automatisk ved brug. Soft start/stop. Overbelastningsbeskyttet.
-----------	--

SWL	: 200 kg, 250 kg, 275 kg
Batteri	: 1 x 24 V NiMH, 2,1 Ah
Opladningstid, max.	: 2 timer

SWL	: 300 kg, 350 kg, 375 kg, 400 kg
Batteri	: 2 x 24 V NiMH, 2,1 Ah
Opladningstid, max.	: 4 timer

Batteribeskyttelse : Ved batterispænding under 22 V skifter indikatoren til orange. Slukker ved spænding under 20 V.

Strømforsyning	: 33 V AC, 2,5 A
Forsyningsspænding, transformer Klasse I	: 100-240V AC
transformer Klasse II	: 100-115V AC / 220-230V AC

Tætningsklasse (IP) i henhold til IEC 60529

Løftemodul	: IP 20
Håndbetjening	: IP 44
IR håndbetjening	: IP 20
Transformer Klasse I	: IP 20
Transformer Klasse II	: IP 21

Mærkning

Produktet er fremstillet i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017, som medicinsk udstyr klasse I.

Klassificering

I henhold til ISO 9999

Patenter	: PA 2008 00888 PA 2008 00894 PA 2008 00895
----------	---

Time to care



GH3/GH3+ løftemoduler Tekniske specifikationer

GH3 løftemoduler, konfigurationer						Tilvalg											
Guldmann hejs type	Produkt linie	Løftekapacitet i kg	Antal løftestropper	Antal løfte-motorer	Antal horisontale køremotorer x)	IR fjernbetjening xx)	Service modul	CLM modul	Vægtmodul	WiFi modul	Klasse III vægt	Trainer modul	Coating	Excl. Turbospeed	UL	Opladning i håndbetjening xx)	
GH3	(x)	xxx	x	x	x	Konfigurationskode (xxxxx)											
GH3		200	1	1	0 - 1 - 2	•							•	•	•	•	
		250	1	1	0 - 1 - 2	•							•	•	•	•	
	+	200	1	1	0 - 1 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		250	1	1	0 - 1 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		275	1	1	0 - 1 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		300	1	2	0 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		350	1	2	0 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		375	1	2	0 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		400	1	2	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

x) Køremotor er ikke kompatibel med UL

xx) Ikke kompatibel med UL

Eksempel: GH3+ 350 122 (xxxxx)

GH3	+	350	1	2	2	
						2 horisontale køremotorer
						2 løftemotorer
						1 løftestrop
						Løftekapacitet SWL: 350 kg
						+
						Løftemodul, type GH3

Løftehastighed	GH3	GH3+
85 kg belastning	40 mm/sek.	60 mm/sek.
150 kg belastning	40 mm/sek.	60 mm/sek.
Max. belastning, SWL	40 mm/sek.	55 mm/sek.
Max 5 kg belastning	40/100 mm/sek.	60/100 mm/sek.

Antal løft og intermittens (drift/pause)

Max. antal løft i serie : 55 med 85 kg/1000 mm
Opladningstid : 2 timer
Intermittens : 4 min. ON/16 min. OFF

SWL : 200 kg, 250 kg, 275 kg
Max. antal løft i serie : 21/1000 mm
Opladningstid : 2 timer
Intermittens : 2 min. ON/18 min. OFF

SWL : 300 kg, 350 kg, 375 kg, 400 kg
Max. antal løft i serie : 40/1000 mm
Opladningstid : 4 timer
Intermittens : 2 min. ON/18 min. OFF