



V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
Fax +45 8741 3131
info@guldmann.com
www.guldmann.com



Guldmann Klasse III Vægt

Digital medicinsk vægt indbygget i GH3+ loftliften

Guldmann Klasse III Vægt er en digitalvægt, der leveres integreret i løftemodul GH3+.

Klasse III Vægten anvendes til medicinsk vejning af patienter, når de løftes i et løftesejl i forbindelse med f.eks. indlæggelse på en intensiv afdeling, hvor præcis overvågning af ændringer i patientens vægt er nødvendig eller på plejehjem, hvor der er behov for at sikre at den ældre borger holder en stabil vægt.

Vejningen med Klasse III Vægten aflæses i displayet med forskellig nøjagtighed i to vægtintervaller: 100 grams nøjagtighed, når man vejer patienter under 200 kg og 200 grams nøjagtighed, når man vejer patienter fra 200-500 kg.

Guldmann Klasse III Vægt er den første godkendte medicinske vægt til indbygning i loftlift på markedet, som opfylder betingelserne for medicinsk vægtbestemmelse med kalibrerede, verificerede og gentagne vægtmålinger med klasse III nøjagtighed iht. EU-direktiv 2014/31/EU.

For at opnå den lovkrævede nøjagtighed, tager vægten højde for den specifikke G-faktor på brugsadressen, hvilket betyder, at hver enkelt Klasse III Vægt vil blive produceret til den endelige kunde.

I princippet fungerer Klasse III Vægten på samme måde som Guldmann's eksisterende integrerede vejmodul – også hvad angår nøjagtighed. Klasse III Vægten må dog kun vise patientens vægt i kilo.