



V. Guldmann A/S
Tlf. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.dk

GH3 Twin løftemodul

Tekniske specifikationer

Vægt og materialer

SWL	: 250 kg, 375 kg, 500 kg
Egenvægt	: 19,2 kg

Dæksler : Slagfast UL 94 V-0 brandhæmmende, recirkulerbar plast

Mål

A	: 860 mm
B	: 817 mm
C	: 156 mm
D	: 184 mm
E, min	: 655 mm
F, max	: 3155 mm
G	: 473 mm
Dybde på hejs	: 205 mm

Funktioner

Betjening	: Håndbetjening / IR
Lydniveau	: 52 dB (A)

Sikkerhed

Nødstop	: Ja
Nødfir	: Ja, mekanisk og elektrisk
Styring af løftestrop	: Ja
Afbrydningsvinkel	: 45° på langs af skinnen 10° på tværs af skinnen

El/elektronik

Tænd/sluk	: Automatisk ved brug. Soft start/stop. Overbelastningsbeskyttet.
Batteri	: 24 V NiMH, 2 x 2,1 Ah
Opladningstid, max.	: 4 timer

Batteribeskyttelse : Ved batterispænding under 22 V skifter indikatoren til orange. Slukker ved spænding under 20 V.

Strømforsyning	: 33 V AC, 2,5 A
Forsyningsspænding, transformer Klasse I	: 100-240V AC
transformer Klasse II	: 100-115V AC / 220-230V AC

Tætningsklasse (IP) i henhold til IEC 60529

Løftemodul	: IP 20
Håndbetjening	: IP 44
IR håndbetjening	: IP 20
Transformer Klasse I	: IP 20
Transformer Klasse II	: IP 21

Mærkning


Produktet er fremstillet i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017, som medicinsk udstyr klasse I.

Klassificering

I henhold til ISO 9999

Patenter

: PA 2008 00888
PA 2008 00894
PA 2008 00895



Time to care

[illegible]

xx) Ikke kompatibel med UL

GH3	Twin	250	2	2	0
					uden horisontal køremotor
					2 løftmotorer
					2 løftestropper
					Safe Working Load SWL: 250 kg
					Twin
					Hejs, type GH3

GH3 Twin	
Løftehastighed	
85 kg belastning	60 mm/sek
150 kg belastning	60 mm/sek
Max belastning, SWL	55 mm/sek
Max 5 kg belastning	60/100 mm/sek

Max. antal løft i serie : 55 med 85 kg/1000 mm
Opladningstid : 4 timer
Intermittens : 2 min. ON/18 min. OFF

Max. antal løft i serier : 21 med 250 kg/1000 mm
Opladningstid : 4 timer
Intermittens : 2 min. ON/18 min. OFF

Max. antal løft i serier : 21 med 375 kg/1000 mm
Opladningstid : 4 timer
Intermittens : 2 min. ON/18 min. OFF

Max. antal løft i serier : 21 med 500 kg/1000 mm
Opladningstid : 4 timer
Intermittens : 2 min. ON/18 min. OFF