



V. Guldmann A/S
Tlf. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.dk

GH1 løftemodul Tekniske specifikationer

Vægt og materialer

SWL	: 175 kg, 205 kg, 255 kg
Egenvægt	: 8,0 kg

Covers : Slagfast UL 94 V-0 brandhæmmende, recirkulerbar plast

Mål

A	: 580 mm
B	: 353 mm
C	: 161 mm
D	: 185 mm
E, min.	: 416 mm
F	: 2500 mm
Dybde på hejs	: 200 mm

Funktioner

Betjening	: Håndbetjening
Lydniveau	: 52 dB (A)

Sikkerhed

Nødstop	: Ja
Nødfir	: Ja, elektrisk
Styring af løftestrop	: Ja
Afbrydningsvinkel	: 45° på langs af skinnen 10° på tværs af skinnen

El/elektronik

Tænd/sluk	: Automatisk ved brug. Soft start/stop. Overbelastningsbeskyttet.
Batteri	: 1 x 24 V NiMH, 2,1 Ah
Opladningstid, max.	: 3 timer

Batteribeskyttelse : Ved batterispænding under 22 V skifter indikatoren til gul. Slukker ved spænding under 20 V.

Strømforsyning	: 36 V DC, 30W
Forsyningsspænding, strømforsyning	: 100-240V AC, 47-63 Hz

Tætningsklasse (IP) i henhold til IEC 60529

Løftemodul	: IP 44
Håndbetjening	: IP 44
Ladestation	: IP 20
Strømforsyning	: IP 20

Mærkning


Produktet er fremstillet i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017, som medicinsk udstyr klasse I.

Klassificering

I henhold til ISO 9999

Patenter

: PA 2008 00888
: PA 2008 00894
: PA 2008 00895



Time to care



GH1 løftemoduler Tekniske specifikationer

GH1 løftemoduler, konfigurationer					
Guldmann lift type	Produkt linie	Løftekapacitet i kg	Antal løftestropper	Antal løfte-motorer	Antal horisontale køremotorer
GH1	(x)	xxx	x	x	x
GH1		175	1	1	0
		205	1	1	0
		255	1	1	0

Tilvalg											
IR fjernbetjening	Service modul	CLM modul	Vægtmodul	WiFi modul	Klasse III vægt	Trainer modul	Coating	Excl. Turbospeed	UL	Opladning i håndbetjening	
Konfigurationskode (xxxxx)											
									•		•
									•		•
									•		•

Eksempel: GH1 205 110 (xxxxx)

GH1	205	1	1	0											
					N/A										
					1 løftemotor										
					1 løftestrop										
					Løftekapacitet SWL: 205 kg										
					-										
					Løftemodul, type GH1										

Løftehastighed

85 kg belastning : 40 mm/sek
150 kg belastning : 40 mm/sek
Max. belastning, SWL : 40 mm/sek
Max. 5 kg belastning : 40/80 mm/sek

Antal løft og intermittens (drift/pause)

Max. antal løft i serier : 55 med 85 kg/1000 mm
Opladningstid : 3 timer
Intermittens : 4 min. ON/16 min. OFF

Max. antal løft i serier : 39 med 175 kg/1000 mm
32 med 205 kg/1000 mm
21 med 255 kg/1000 mm

Opladningstid : 3 timer
Intermittens : 2 min. ON/18 min. OFF