



GHZ løftemodul Tekniske specifikationer

Vægt og materialer


SWL	: 255 kg
Egenvægt	: 8 kg

Dæksler : Slagfast UL 94 V-0 brandhæmmende, recirkulerbar plast

Mål

A	: 450 mm
B	: 172 mm
C	: 254 mm
D	: 2.500 mm

Dybde på hejs : 155 mm



Funktioner

Betjening	: Håndbetjening / IR
Lydniveau	: 63 dB (A)

Sikkerhed

Nødstop	: Ja
Nødfir	: Ja, elektrisk
Styring af løftestrop	: Ja
Afbrydningsvinkel	: 45° på tværs af skinnen 10° på langs af skinnen

EI/elektronik

Tænd/sluk	: Automatisk ved brug. Soft start/stop. Overbelastningsbeskyttet.
Batteri	: 1 x 24 V NiMH, 2,1 Ah
Opladningstid, max.	: 3 timer
Batteribeskyttelse	: Ved batterispænding under 22 V skifter indikatoren til orange. Slukker ved spænding under 20 V.
Strømforsyning	: 36V DC, 30W
Forsyningspænding, strømforsyning	: 100/240V AC, 47-63 Hz

Tætningsklasse (IP) i henhold til IEC 60529

Løftemodul	: IP 20
Håndbetjening	: IP 44
Docking station	: IP 20
Strømforsyning	: IP 20

Mærkning

Produktet er fremstillet i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017, som medicinsk udstyr Klasse I.

Klassificering

I henhold til ISO 9999

Patenter

: PA 2006 00632

| Time to care |



GHZ løftemodul Tekniske specifikationer

GH Løftemoduler, konfigurationer			Tilvalg													
Guldmann højstype	Løftehastighed, mm/s (Normal/turbo)	Belastning i kg	Wi-Fi aktiveret	Datatransmission vises på MyGuldmann	Håndbetjening med display	Funktion efter behov	Vægtmodul	Klasse III vægt	Trainer modul	Coating	UL	Automatisk opladning i skinne	Opladning via dockingstation	Positionslås	IR fjernbetjening ^{x)}	Horisontal køremotor ^{x)}
GHZ	40	255								•			✓			

- Tilvalg
- ✓ Altid inkluderet
- x) Ikke kompatibel med UL

	GHZ
Løftehastighed	
85 kg belastning	40 mm/sek.
150 kg belastning	40 mm/sek.
Max. belastning, SWL	40 mm/sek.
Max 5 kg belastning	40 mm/sek.

Antal løft og intermittens (drift/pause)

Max. antal løft i serier : 55 med 85 kg/1000 mm
Opladningstid : 3 timer
Intermittens : 4 min. ON/16 min. OFF

SWL : 255 kg
Max. antal løft i serier : 21/1000 mm
Opladningstid : 3 timer
Intermittens : 2 min. ON/18 min. OFF