



Skinner Tekniske specifikationer

Materialer

Materiale : Aluminium 6063 T6
Overfladebehandling : Anodiseret Natur



Kemisk sammensætning (%) EN 573-3

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Andre elementer	
								enkelt	samlet
0,20-0,60	0,35	0,10	0,10	0,45-0,90	0,10	0,10	0,10	0,05	0,15



Vægt

Skinnevægt pr. meter



A skinne	B skinne	C skinne	A+ skinne	B+ skinne	C+ skinne	Midi skinne
2,9 kg	5,2 kg	6,0 kg	3,1 kg	5,3 kg	6,2 kg	3,55 kg





Skinne A





Skinne B





Skinne C





Skinne A+



Skinne B+



Skinne C+



Midi skinne

Time to care



Skiner Tekniske specifikationer

Maksimum afstand mellem beslag og udhæng i henhold til SWL og ISO-EN 10535:2021 omkring nedbøjning 1:200

		Max																																			
	Kg	175				205				255				275				300				350				375				400				500			
	Skinne	A	B	C	Midi	A	B	C	Midi	A	B	C	Midi	A	B	C	Midi	A	B	C	Midi	A	B	C	Midi	A	B	C	Midi	A	B	C	Midi				
	Meter																																				
Max udhæng	0.23	x				x				x				x				x				x				x				x							
	0.50				x				x				x				x				x				x				x				x				
	0.70		x				x				x				x				x				x				x				x						
	1.20			x				x				x				x				x				x				x				x					
Max afstand mellem støttepunkter	1.00																																				
	1.25																									x			x			x					
	1.50													x				x				x															
	1.75													x																							
	2.00	x				x																															
	2.50																																	x			
	2.75																																				
	3.00																										x										
	3.25																																				
	3.50																																	x			
	3.75																																				
	4.00																											x									
	4.25				x																																
	4.50																																				
	4.75																																				
	5.25																																		x		
	5.50		x																																		
	6.00																																				
	6.25																																				
	6.75																																				
7.00																																					
7.25																																					
8.00			x																																		