



V. Guldmann A/S
Tlf. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.dk

Vægskinne og GHZ traversskinne Tekniske specifikationer


Materialer

Materiale : Aluminium 6063 T6
Overfladebehandling : Pulverlakeret, hvid RAL 9016



Kemisk sammensætning (%) EN 573-3									
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Andre elementer	
								enkelt	samlet
0,20-0,60	0,35	0,10	0,10	0,45-0,90	0,10	0,10	0,10	0,05	0,15

Vægt


Skinnevægt pr. meter	
Vægskinne	GHZ traversskinne
1,9 kg/m	4,9 kg/m



Vægskinne



GHZ traversskinne



Time to care