



V. Guldmann A/S
Tlf. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.dk

Drejeskive, elektrisk Tekniske specifikationer

Funktion


Anvendelse	: I et enkeltsporet Guldmann skinnesystem
Tilkobling	: A-skinne
Betjening	: Håndbetjening / Fjernbetjening
Kompatibilitet	: GH drejeskive må kun anvendes i sammenhæng med Guldmann skinnesystem

Vægt og materialer

Drejeskive	: 17,5 kg
Drejeskive	: El forzinket stål og eloxeret aluminium

Mål

A	: 63 mm
B	: 496 mm
C	: 74,5 mm
D	: 426 mm



Sikkerhed

Elektrisk	: Elektronisk sikret
Mekanisk	: Er sikret mod afkørsel og klemning

El/elektronik

Tænd/sluk	: Automatisk ved aktivering
Motorens forbrug	: 24V DC 8 W
Intermittens	: 10/90
Strømforsyning	
Primær	: 230V AC
Sekundær	: 24V AC 60 VA

Tætningsklasse

Håndbetjening	: IP 54
---------------	---------

Eftersyn

Sikkerhedseftersyn	: Generelt af hele skinnesystemet
Serviceaftale	: Kan tegnes hos Guldmann A/S

Tilbehør/diverse

Infrarød fjernbetjening	
Modtager	: Monteres internt med stik
Sender	: Håndkontakt med batterier
Rækkevidde	: 5-10 meter
Spredning	: Ca. 25 grader

Håndbetjening	: Med kabel
Væg kontakt	: Til indbygning
Strømforsyning	: Transformer

Cover drejeskive grå	: L x B x t (1250 x 52,5 x 0,8)
Cover drejeskive hvid	: L x B x t (1250 x 52,5 x 0,8)
Loftsprofil	

Mærkning

Produktet er fremstillet i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017, som medicinsk udstyr klasse I.

Varenummer/model

550663	: Drejeskive, elektrisk – max 275 kg
551430	: Drejeskive, elektrisk, coated – max 275 kg
552882	: Drejeskive, elektrisk – max 375 kg
552984	: Drejeskive, elektrisk, coated – max 375 kg

Time to care