



V. Guldmann A/S
Tlf. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.dk

Positionslys Tekniske specifikationer

Funktion

Anvendelse : Låsning af GH3 hejs og
traversskinne i en bestemt position

Vægt

Lås : 3 x 1,4 kg

Materialer

Låsefunktion : Rustfri + galvaniseret stål
Covers : Slagfast UL 94 V-0 brandhæmmende,
recirkulerbar plast

Elektronik

Tænd/sluk : Automatisk ved brug
Indikatorlampe : Funktionsindikator
Strømforsyning : 33 V AC, 2.0 A
Forsyningsspænding,
transformer : 115/230 V AC
Batteri : 1 x 24V NiMH
Max opladningstid : 2 timer

Mål


A : 120 mm
B : 150 mm
C : 70 mm
D : min. 10 mm frigang

Mærkning

Produktet er fremstillet i henhold til Europa-parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017, som medicinsk udstyr
klasse I.

Varenummer/model

557600 : Positionslys



Time to care