



## Fritstående rumdækkende skinnesystem, højdejusterbart

### Tekniske specifikationer

#### Funktioner

Max belastning : 350 kg

#### Vægt og materialer

Fritstående rumdækkende  
skinnesystem, 3 x 3 m : 151 kg  
4 stolper á : 11 kg  
4 B-skiner á : 16,4 kg  
4 hjørnebeslag á : 4,8 kg  
Traversskinne  
inkl. løbekatte : 22,2 kg

Fritstående rumdækkende  
skinnesystem, 4 x 4 m : 178 kg  
4 stolper á : 11 kg  
4 B-skiner á : 21,8 kg  
4 hjørnebeslag á : 4,8 kg  
Traversskinne  
inkl. løbekatte : 27,6 kg

Skinner & stolper : Elokseret aluminium  
Beslag : Pulverlakeret stål

#### Mål

Højde min. : 2040 mm  
Højde max. : 2840 mm

Længde, 3 x 3 m : 3200 mm  
Bredde, 3 x 3 m : 3200 mm




Længde, 4 x 4 m : 4200 mm  
Bredde, 4 x 4 m : 4200 mm

#### Mærkning

Produktet er fremstillet i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017, som medicinsk udstyr klasse I.

#### Varenummer/model

555262 : Fritstående rumdækkende  
skinnesystem, højdejusterbart - 3 x 3 m  
555570 : Fritstående rumdækkende  
skinnesystem, højdejusterbart - 4 x 4 m



Time to care