



GLS5.2

Aktiv ståløfter

– En enkel, sikker og komfortabel metode til løft af brugere med delvis eller fuld kontrol af overkroppen

Den fleksible ståløfter med mange funktioner

- Siddende til stående
- Forflytning fra stol til stol
- Forflytning fra seng til stol
- Forflytning fra stol til badeværelse

Nem at tilpasse til både højde og størrelse

- Justerbar knæstøtte (polstret)
- Flere muligheder for sejlpåsætning til individuel tilpasning
- Ergonomisk udformet skubbehåndtag
- Ståsejl (tilbehør)
- Hoftesejl der giver ekstra støtte (tilbehør)

En sikker ståløfter, der er nem at bruge

- Automatisk op/ned funktion
- Automatisk justering af benbredde
- Betjeningsmulighed via håndbetjening eller styreboks
- Fodstøtte som gør ståløfteren nem at manøvrere
- Elektrisk og manuelt nødфир
- Let tilgængeligt nødstop
- Nem at betjene



Stærk, pålidelig og kraftfuld

- SWL 155 eller 205 kg
- Udviklet til hyppig brug i professionelle miljøer
- Overholder alle aktuelle normer og regulativer
- Stærkt 25,2 V / 2,9 Ah Li-Ion batteri sikrer lang "levetid"
- Stærke, lydløse og hurtige Linak-aktuatorer
- Indbygget og lettilgængelig dockingstation til batteri
- Ekstra batteripakke som tilbehør
- Fulldautomatisk oplader
- Aftagelig fodplade, der er nem at rengøre

- Batteri-kapaciteten indikeres i 3 intervaller i håndbetjeningen;
 - lav 0 - 25%
 - medium 25 - 50%
 - fuld 50 - 100%Signal ved lav batteri-kapacitet ca. 25%.
- Visuel serviceindikator lyser op, når eftersyn er påkrævet.

| Time to care |

V. Guldmann A/S
Tlf. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.dk