



V. Guldmann A/S
Tlf. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.dk

GLS5.2 Aktiv personløfter

Tekniske specifikationer

Funktioner

Løftekapacitet, max. : 155/205 kg

Betjening

Løft : Elektrisk
Breddejustering : Elektrisk
Knæpude : Manuel
Løftearm : Manuel

Vægt

Samlet vægt : 54 kg

Chassis uden fodplade
og knæpude : 23 kg

Mast og løftearm, incl.
styreboks og batteri : 20 kg

Håndbetjening : 0,25 kg

Mål

A : 25 mm
B : 90 mm
C : 1770 mm
D : 1237 mm
E : 575 mm
F : 1210 mm
G : 460 mm
H min./maks. : 850/1740 mm
I min./maks. : 350/450 mm
J min./maks. : 560/1190 mm
K min./maks. : 670/1310 mm
L min./maks. : 230/320 mm

Drejeradius

Drejeradius : 1360 mm

Sikkerhed

Nødstop : Ja
Nødsænk : Ja, elektronisk. Mekanisk kan leveres
Klemsikring : Ja

EI/elektronik

Tænd/sluk : Automatisk

Integreret strømforsyning
til opladning

Indgang : 120-240 Vac, 50-60 Hz, 30 VA

Batteri, udskiftelig : 25,2 V / 2,9 Ah

Opladningstid : Max. 4 timer

Forbrug/
aktuatorspænding : 24 V, maks. 8 A

Driftstid : Maks. 10 %, maks. 2 min. tændt,
18 min. slukket.

Batteri beskyttelse : Slukker automatisk ved lav spænding.
Diode lyser, når spænding er kritisk

Tæthedsklasse

Løfter : IP 30

Håndbetjening : IPX 4

Integreret strømforsyning : IPX 6

Batteri : IPX 6

Aktuator : IPX 4

Tilbehør/diverse

: Ekstern lader

Mærkning

Produktet er fremstillet i henhold til Europa-parlamentets og
Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017, som medicinsk
udstyr klasse I.



Varenummer/model

562200 : 155 kg

562201 : 205 kg

Klassificering

i henhold til ISO 9999 : 12 36 03



Time to care