



Planløftebøjle med tyngderegulering, 375 kg Tekniske specifikationer

Funktioner

Løftekapacitet, max. : 375 kg
Ophængspunkter : 8

Vægt og materialer

Total vægt : 11,6 kg
Bøjle : Pulverlakeret stål, RAL 9016

Mål

A : 1054 mm
B : 110 mm
C : 1395 mm
D : 510 mm
E : 500 mm
F : 525 mm
G : 569 mm
H : 710 mm
I : 212 mm

Tilbehør/diverse

Sejl : Se brochure

Mærkning


Produktet er fremstillet i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017, som medicinsk udstyr klasse I.

Varenummer/model

28456 : Planløftebøjle med tyngderegulering

Klassificering

i henhold til ISO 9999 : 12 36 03



| Time to care |