



## Planløftebøjle med punktvis tyngderegulering, 375 kg Tekniske specifikationer

### Funktioner

Løftekapacitet, max. : 375 kg  
Ophængspunkter : 8

### Vægt og materialer

Total vægt : 10,9 kg  
Bøjle : Pulverlakeret stål, RAL 9016

### Mål

A : 977 mm  
B : 110 mm  
C : 1395 mm  
D : 510 mm  
E : 500 mm  
F : 525 mm  
G : 569 mm  
H : 710 mm  
I : 212 mm

### Tilbehør/diverse

Sejl : Se brochure

### Mærkning


Produktet er fremstillet i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017, som medicinsk udstyr klasse I.

### Varenummer/model

28466 : Planløftebøjle med punktvis tyngderegulering

### Klassificering

i henhold til ISO 9999 : 12 36 03



Time to care