



# Smart Glide

**til de daglige plejeopgaver – nemt, sikkert og effektivt**

***Smart Glide er et all-round glidestykke til mange forskellige opgaver og bruges, hvor der er behov for at reducere friktionen mellem bruger og underlag.***

Glidestykket er et super godt supplement til Guldmanns store sejlpromat. Smart Glide gør det f.eks. lettere at placere løftesejlet i forbindelse med pålægning af sejlet i enten kørestol eller seng.

Smart Glide er lavet af nylon og er overfladebehandlet med silikone. Det gør glidestykket let at bruge og samtidig minimeres friktion og støj.

Materialet er OEKO-TEX 100 certificeret og dermed testet for sundheds- og miljøskadelige stoffer.

For desinfektion og rengøring kan Smart Glide tørres af med et desinficerende rengøringsmiddel eller vaskes ved 40°C.

Materialet har en max vægtpåbuds på 150 kg.



- Understøtter nem pålægning af sejl
- Ingen støj ved brug
- Skær kun det størrelse glidestykke, der er brug for
- Kan vaskes og tørres af
- Singlepatient brug (SPU) anbefales
- Designet så kanten ikke trævler

Smart Glide rullerne leveres sammen med en Smart Glide cutter, som er en specialkniv, der gør det nemt at skære stykker af Smart Glide materialet, der passer præcis til det aktuelle behov.



#### Smart Glide i rulle

284472 M : bredde 100 cm, rulle á 100 m

284473 L : bredde 140 cm, rulle á 100 m

#### Smart Glide udskåret

561500 : 5 kasser á 20 stk, 100 x 125 cm (HMI 131185)

561500-1 : 1 kasse á 20 stk, 100 x 125 cm (HMI 131187)

561501 : 5 kasser á 20 stk, 100 x 145 cm (HMI 131188)

561501-1 : 1 kasse á 20 stk, 100 x 145 cm (HMI 131189)

Time to care

V. Guldmann A/S  
Tlf. +45 8741 3100  
salgdk@guldmann.com  
www.guldmann.dk