



H-Bøjle

Tekniske specifikationer

Funktioner

Løftekapacitet, max. : 375 kg
Ophængspunkter : 2

Vægt og materialer

H-Bøjle : 1,6 kg
Bøjle : Rustfrit stål beklædt med opskummet polyurethan
Ophængspunkter : Rustfrit stål

Tilbehør/diverse

Swing kit : 554903
Løftebøjle
Medium : 556890
Small : 556880
X-Small : 556970

H-Bøjle + løftebøjle

556950 + 556890 : C = 340 mm
556950 + 556880 : C = 312 mm
556950 + 556970 : C = 289 mm

Mærkning



Produktet er fremstillet i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017, som medicinsk udstyr klasse I..

Varenummer/model

556950 : H-Bøjle

Klassificering

i henhold til ISO 9999 : 12 36 03



Time to care