



V. Guldmann A/S
Tlf. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.dk

Krydsløftebøjle, 400 kg Tekniske specifikationer

Funktioner

Løftekapacitet, max. : 400 kg
Ophængspunkter : 4

Vægt og materialer

Total vægt : 4,6 kg

Bøjle : Rustfrit stål, pulverlakeret

Mål

A : 192 mm
B : 309 mm
C : 520 mm

Tilbehør/diverse

Sejl : Se brochure

Mærkning


Produktet er fremstillet i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017, som medicinsk udstyr klasse I.

Varenummer/model

561610 : Krydsløftebøjle, 400 kg

Klassificering

i henhold til ISO 9999 : 12 36 03



Time to care