

Funzioni

Capacità di sollevamento	: 300 kg
Altezza di sollevamento	
Min.	: 180 mm
Max.	: 955 mm
Velocità di sollevamento	: 27-32 mm/sec
Larghezza regolabile	
- rampa superiore	: 610 - 792 mm
- lunghezza	: 1000 mm
Rampa inferiore	
- lunghezza	: 900 x 815 mm

Azionamento

Elettrico	: Pannello operativo
Stop di emergenza	: Elettronico
Discesa di emergenza	: Elettronico
Dispositivi di sicurezza	: Dispositivi di sicurezza meccanico/ elettrico

Uso	: Interno/Esterno
Livello di rumorosità	: 60 dB(A)

Peso

LP11	: 149 kg
------	----------

Materiali

Piattaforma/Rampe	: Alluminio
Struttura base	: Acciaio zincato a caldo
Barre di sicurezza	: Alluminio, verniciato a polvere

Parti elettriche

Acceso/spento	: Automaticamente
Consumi Alimentazione	
Stand-by	: 3 W
In funzione	: 14,7 W
Ricarica periodica	: 10/90
Fusibile	: T15 A
Batterie	: 2 x 12 V/9 Ah A tenuta di gas e non richiede manutenzione
Alimentazione e caricatore	
Primaria	: 230 V/115 V
Secondaria	: 24 V CC

Classificazione, tensione

Componenti	: IP 65
Pannello operativo	: IP 67

Accessori/Varie

130155	: Copertura per LP11 : Cinghia per copertura
--------	---

Marchi Conformità

I prodotti sono fabbricati in conformità con la Direttiva del Consiglio 2006/42/CE del 17 maggio 2006.

Numero articolo/Modello

13011	: Piattaforma di sollevamento mobile - LP11
-------	---

Classificazione

Conforme a ISO 9999	: 18 30 06
---------------------	------------

