

**Matériaux**

Panneau	: Fibre de carbone/fibre de verre
Charnière	: Nylon
Poignée	: Nylon
Protecteur d'angles	: Caoutchouc
Surface de passage	: Peinture au caoutchouc
Peinture	: Uréthane

**Couleur**

Surface de passage	: Gris
Ligne centrale	: Bleu
Partie latérale	: Jaune
Arrière	: Gris
Bande velcro	: Jaune

**Durabilité**

Charge max.	: 300 kg
-------------	----------

**Accessoire**

Réf. de l'article:	
30100-000	: Sac de transport Stepless pour fauteuil roulant pour rampe de 70 cm

**Marquage**

Le produit est fabriqué en conformité avec la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 Juin 1993, y compris les modifications, comme dispositif médical de classe 1.

**Rampe Lite Stepless**

**Article réf. 30100-070**

Longueur :	700 mm
Largeur, interne	: 730 mm
externe	: 730 mm
plié	: 365 mm
Hauteur de la bordure	: Aucune
Épaisseur (plié)	: 38 mm
Dénivelé max.	: 140 mm (1:5)
Poids	: 3,5 kg

**Rampe Lite**

**Article réf. 30100-085**

Longueur :	850 mm
Largeur, interne	: 780 mm (390 x 2)
externe	: 780 mm
plié	: 390 mm
Hauteur de la bordure	: Aucune
Épaisseur (plié)	: 38 mm
Dénivelé max.	: 170 mm (1:5)
Poids	: 4 kg

**Rampe Lite**

**Article réf. 30100-125**

Longueur :	1250 mm
Largeur, interne	: 760 mm
externe	: 780 mm
plié	: 390 mm
Hauteur de la bordure	: 25 mm
Épaisseur (plié)	: 106 mm
Dénivelé max.	: 250 mm (1:5)
Poids	: 6 kg

**Rampe Lite**

**Article réf. 30100-165**

Longueur :	1650 mm
Largeur, interne	: 760 mm
externe	: 780 mm
plié	: 390 mm
Hauteur de la bordure	: 25 mm
Épaisseur (plié)	: 106 mm
Dénivelé max.	: 330 mm (1:5)
Poids	: 7,5 kg

**Rampe Lite**

**Article réf. 30100-205**

Longueur :	2050 mm
Largeur, interne	: 760 mm
externe	: 780 mm
plié	: 390 mm
Hauteur de la bordure	: 25 mm
Épaisseur (plié)	: 106 mm
Dénivelé max.	: 410 mm (1:5)
Poids	: 9,5 kg