

Materiale

Panel	: Grafitfiber/Glasfiber
Samling	: Nylon
Håndtag	: Nylon
Hjørnebeskytter	: Gummi
Gåflade	: Gummiovertrukket skridsikker maling

Maling	: Urethan
--------	-----------

Farve

Gåflade	: Grå
Midterlinje	: Blå
Side	: Gul
Bagside	: Grå
Velcro tape	: Gul

Belastning

Maks. belastning	: 300 kg
------------------	----------

Tilbehør

Varenr. 30100-000	: Stepless kørestolstaske til 70 cm rampen
-------------------	--

Mærkning

Produktet er fremstillet i henhold til Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993, med tilføjelser, som medicinsk udstyr klasse 1.

Lite rampe

Varenr. 30100-070

Længde	: 700 mm
Bredde, indvendig	: 730 mm
udvendig	: 730 mm
foldet	: 365 mm
Kanthøjde	: Ingen
Tykkelse	: 38 mm (sammenklappet)
Niveauforsk, max. højde	: 140 mm (1:5)
Vægt	: 3,5 kg

Lite rampe

Varenr. 30100-085

Længde	: 850 mm
Bredde, indvendig	: 780 mm (390 x 2)
udvendig	: 780 mm
foldet	: 390 mm
Kanthøjde	: Ingen
Tykkelse	: 38 mm (sammenklappet)
Niveauforsk, max. højde	: 170 mm (1:5)
Vægt	: 4 kg

Lite rampe

Varenr. 30100-125

Længde	: 1250 mm
Bredde, indvendig	: 760 mm
udvendig	: 780 mm
foldet	: 390 mm
Kanthøjde	: 25 mm
Tykkelse	: 106 mm (sammenklappet)
Niveauforsk, max. højde	: 250 mm (1:5)
Vægt	: 6 kg

Lite rampe

Varenr. 30100-165

Længde	: 1650 mm
Bredde, indvendig	: 760 mm
udvendig	: 780 mm
foldet	: 390 mm
Kanthøjde	: 25 mm
Tykkelse	: 106 mm (sammenklappet)
Niveauforsk, max. højde	: 330 mm (1:5)
Vægt	: 7,5 kg

Lite rampe

Varenr. 30100-205

Længde	: 2050 mm
Bredde, indvendig	: 760 mm
udvendig	: 780 mm
foldet	: 390 mm
Kanthøjde	: 25 mm
Tykkelse	: 106 mm (sammenklappet)
Niveauforsk, max. højde	: 410 mm (1:5)
Vægt	: 9,5 kg