



Växel, elektrisk Tekniska specifikationer

Funktion

Max kapacitet	: 275 kg
Användning	: När det är nödvändigt att dela en rakbana till 2 olika skenor i ett Guldmann skensystem
Tillkoppling	: Skena A
Betjäning Elektrisk	: Manöverdosa

Vikt och material

Växel, elektrisk 90°	: 10,4 kg
Växel skendel	: Anodiserad aluminium
Plåtdelar	: Rostfritt stål

Mått

A.	: 551 mm
B.	: 50 mm
C.	: 62 mm
D.	: 900 mm
E.	: 550 mm

Säkerhet

Elektrisk	: Elektroniskt säkrat
-----------	-----------------------

EI/elektronik

Av/På	: Automatisk vid aktivering
Motorns förbrukning	: 24V DC5W
Intermittens	: 10/90
Strömförsörjning	: 33V AC, 2.5A
Strömförsörjning transformator	: 115/230 V AC

Tätningssklass

Manöverdosa	: IP 54
-------------	---------

Tillbehör/diverse

Infraröd fjärrbetjäning	
Mottagare	: Monteras externt med kontakt
Sändare	: Handkontakt med batterier
Räckvidd	: 5-10 metres
Spridning	: ca. 30 grader
Manöverdosa	: Med kabel
Väggströmbrytare	: Integrerad i vägg
Strömförsörjning	: Transformator

Service och garanti


Servicekontroll	: I samband med lyft/årlig besikt.
Garanti	: 1 år

Märkning

Produkten är tillverkad enligt överensstämmelse med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017, som medicintekniska produkter klass I.

Varunummer/modell

553925	: Växel, elektrisk 90° höger
553926	: Växel, elektrisk 90° vänster



Time to care