



**Guldmann Sverige AB**

Tel. +46 0322 55290

info@guldmann.se

www.guldmann.se



# Positionslås

**Med Positionslås erbjuder Guldmanns taklyft ännu en användningsmöjlighet, utöver lyftning och sänkning.**

**Med Positionslås kan du fixera hissen och/eller traversskenan i en specifik position i det rumstäckande skensystemet.**

**Positionslås består av tre små lås – ett lås som är anslutet till taklyften i traversskenan och två lås i de parallella skenorna, en i varje skena.**

## **Ett system – många valmöjligheter**

- När du aktiverar låsen i de parallella skenorna går det att fixera traversskenans sidorörelser. Det innebär att du nu kan använda traversskenan som en fast enkel skena. Lyften kan fortfarande flyttas framåt i traversskenan för att underlätta t.ex. gåträning i systemet.
- När endast låset på lyftmodulen aktiveras kan du flytta traversskenan utan att hissen rör sig i sidled.
- När du aktiverar alla tre lås kan du fixera lyften i ett specifikt läge t.ex. för rehabiliteringsövningar i sängen.

Fixeringen gör att lyften kan användas för rehabilitering och träning av både sängbundna patienter och patienter som kan gå.

## **Lätt att använda**

Positionslås drivs via en IR-fjärrkontroll och du behöver bara trycka på en enda knapp för att ställa in önskad konfiguration.

När du sedan vill återställa systemet för lyft eller flytt behöver du bara trycka på återställningsknappen för att spärra upp låsen.

| Time to care |

**Transfer  
Treatment  
Training**

**Guldmann™**