



Positionslås

Tekniska specifikationer

Funktion

Användning : För att låsa GH3 lyft och traversskena i en viss position

Vikt

Lås : 3 x 1,4 kg

Material

Låsfunktion : Rostfritt och galvaniserat stål
Kåpa : Stöttålig UL 94 V-0 flame återvinningsbar plast

Elektriska specifikationer

On/off : Automatiskt vid användning
LED-indikator : Driftindikator
Strömförsörjning : 33 V AC, 2.0 A
Matningsspänning, transformator : 115/230 V AC
Batteri : 1 x 24V NiMH
Max laddningstid : 2 timmar

Mått


A : 120 mm
B : 150 mm
C : 70 mm
D : min. 10 mm fritt utrymme

Märkning

Produkten är tillverkad enligt överensstämmelse med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017, som medicintekniska produkter klass I.

Varunummer/modell

557600 : Positionslås



| Time to care |