



Vägg skensystem

Rörelsefrihet – för mer tid till omsorg

Systemet är diskret och enkelt att använda och installera i både nya och befintliga fastigheter

Det väggmonterade skensystemet är en säker, bekväm och effektiv lösning för att lyfta och förflytta personer med funktionsnedsättning. Systemet kan även användas för gång- och balansträning och som stöd vid skötsel av den personliga hygien.

Väggskenan kan monteras direkt på alla typer av väggar, och den flexibla traversskenan kompenserar automatiskt för eventuell snedhet på upp till 80 mm.

Det väggmonterade skensystemet används med antingen lyftmodulen GH3, GH1 / GH1 Q eller lyftmodulen GHZ som är inbyggd i traversskenan. När du använder GH3 laddas lyftmodulen automatiskt i skenan, oavsett var lyftmodulen är placerad i skensystemet. GH1, GH1 Q eller GHZ laddas via handkontrollen i laddstationen.

Med ett genomgående skensystem får du ett heltäckande och effektivt sätt att hantera förflyttningar mellan olika rum, t.ex. från sovrum till badrum.

När systemet inte används är det i det närmaste osynligt eftersom lyftmodul, lyftbygel och sele kan förvaras i skåpet. Lyftmodulen är tillgänglig från båda rummen eftersom skåpet kan öppnas från båda sidor av väggen.

Väggskenan är förberedd för installation av LED-belysning (tillval). Skenan kan också användas för upphängning av diverse föremål, till exempel tavlor, prydnadsföremål eller gardiner.



Diskret och elegant

- Systemet smälter in perfekt i alla tänkbara miljöer och blir närmast osynligt när det inte används
- Integrerat dubbelsidigt skåp för förvaring av lyft och sele
- Laddning av lyftmodul antingen automatiskt i skenan (GH3) eller via handkontrollen i en laddstation (GH1 / GH1 Q, GHZ)
- Väggskenorna är vita (RAL 9016) och smälter diskret in i de flesta miljöer





Enkelt och flexibelt system

- Genomgående skensystem
- Komplet täckning och effektiv förflyttning från rum till rum
- Smidig och bekväm glidande förflyttning
- Lätt att använda



Enkel och effektiv

- Enkel att installera
- Enkel att ta ned och återanvända
- Kan monteras direkt på alla typer av väggar
- Flexibel traversskena kompenserar automatiskt för snedheter på upp till 80 mm



80 mm

Extra funktioner

- Förberedd för installation av LED-belysning (tillval)
- Upphängning av tavlor, prydnadsföremål, gardiner m.m.

LED-lampor, upphängningslinor eller krokar finns inte i Guldmanns produkt-sortiment.

Time to care

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sverige AB
Tel. +46 0322 55290
info@guldmann.se
www.guldmann.se