



Combi-lås


– Enkelt och säkert att använda

Combi-lås används för att ansluta och låsa skenor tillsammans när två system skall kombineras. Den kombinerar systemen mellan rum, t.ex. sovrum och badrum för att uppnå en enkel och bekväm överföring av brukare.

Nya Combi-låset är lätt att förstå och tryggt att använda. När traversskenan är rätt placerad framför den fasta skenan, låser det - och skenorna är automatiskt anslutna.

Anslutning av skensystem med Combi-lås gör det lätt att utforma ett komplett skensystem som uppfyller många behov.

Designen av Combi-lås smälter lätt in med omgivningen. Det är lätt att rengöra och underhålla.



Enkelt och säkert att använda

- Intuitiv och enkel drift
- Enkel att använda
- Automatisk anslutning när skenor är rätt placerade
- Hög säkerhet

Snygg design

- Inga synliga mekaniska delar
- Ingen manöverdosa
- Arbetslast 375 kg

Installation

- Inget behov av transformator
- Inget behov av ström förberedelse
- Enkel installation

Patentsökt.



Time to care

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sverige AB
Tel. +46 0322 55290
info@guldmann.se
www.guldmann.se