



GL5.2

Mobil lyft

– underlättar flytt och minskar risken för ryggsador hos vårdgivare, och förbättrar komfort och säkerhet för både vårdgivare och användare.

GL5.2 mobila lyftar är golvbaserade alternativ till Guldmanns takmonterade lyftlösningar i Guldmanns produktutbud.

Lyften GL5.2 finns i två olika modeller med en lyftkapacitet på 155 respektive 205 kg. Båda modeller har en elektrisk lyft och breddjustering för att underlätta

åtkomsten runt stolar, badkar och möjligheten att lyfta från golvet.

Lyft från och till golvet

GL5.2 kan lyfta direkt från golvet till en stol eller säng. Detta gör GL5.2 till den perfekta lösningen om ett oförutsett lyft behöver utföras och det inte finns någon takmonterad lyft tillgänglig.

Lyft i och ur sängen

Med GL5.2 kan du lyfta effektivt i och ur sängen. Förmågan att lyfta högt och den

långa räckvidden innebär att användaren kan placeras korrekt i mitten av sängen eller i en rullstol.

Tunga lyft

Med en lyftkapacitet på 205 kg är GL5.2 optimal för att lyfta bariatriska patienter.

Horisontella lyft

Den avancerade förmågan att lyfta högt och dess räckvidd gör GL5.2 mycket lämplig för horisontella lyft med Guldmanns bår och sele.



GL5.2:s egenskaper

- Låg räckvidd – kan lyfta direkt från golvet.
 - Hög räckvidd – kan lyfta långa användare i stora selar utan problem
 - Flexibel – med rätt typ av sele/tillbehör kan GL5.2 användas till nästan alla slags lyft.
 - Användarvänlig – enkel för både långa och korta personer att använda
 - Säker – GL5.2 är stark, stabil, pålitlig och säker – den är utformad för intensiv användning i vårdbranschen
- Tillförlitlig – GL5.2 har en visuell indikering som varnar om lyften är överbelastad och batterikapaciteten visas i tre intervall:
 - Låg 0-25 %
 - Medel 25-50 %
 - Hög 50-100 %Ljudsignal vid låg batterispänning när ungefär 25 % av batterikapaciteten återstår.
 - Visuell indikering när det är dags för service.
 - Kraftfulla, tysta och snabba ställdon från Linak
 - Modern design – med flexibel laddning passar GL5.2 perfekt för de miljöer den används i.
 - Mångsidig kapacitet – GL5.2 gör det enklare att hantera vilka situationer som helst som kräver lyft och flytt, dessutom är den ergonomisk och säker för både vårdgivare och användare.

| Time to care |

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sverige AB
Tel. +46 0322 55290
info@guldmann.se
www.guldmann.se