



Guldmann Sverige AB
Tel. +46 0322 55290
info@guldmann.se
www.guldmann.se

Guldmann Mobila personlyftar GL5.2 – 100 mm hjul

Tekniska specifikationer

Funktioner

Lyftkapacitet, max	: 155/205 kg
Lyft hastighet vid belastning på 85 kg	: 36 mm/sek
Lyft pr. laddning	: 50 st/85 kg
Lyft intervall	: 1302 mm

Betjäning

Lyft	: Elektrisk
Breddinställning	: Elektrisk

Vikt

Totalt	: 44 kg
Underrede	: 22 kg
Mast och lyftarm	: 22 kg
Manöverdosa	: 0,25 kg

Mått

A.	: 69 mm	
B.	: 143 mm	
C.	: 2013 mm	
D.	: 1365 mm	
E.	: 393 mm	
F.	: 630 mm	
G.	:	1325 mm
H.min/max	: 664/1967 mm	
I. min/max	: 456/1759 mm	
J. min/max	: 530/1300 mm	
K. min/max	: 695/1410 mm	

Vändradie

Vändradie	: 1460 mm
-----------	-----------

Säkerhet

Nödstopp	: Ja
Nödsänkning	: Ja, elektronisk. Mekanisk kan levereras
Klämsäkring	: Ja

Elektronik

På/av	: Automatiskt
Integrerad strömförsörjning för laddning	
Strömstyrka	: 120-240 V AC, 50-60 Hz, 30 VA
Batteri, utbytbar	: 25,2 V / 2,9 Ah
Laddningstid	: Max. 4 timmar
Strömförbrukning ställdon:	: 24 V, max 8 A
Driftcykel	: Max 10 %, max. 2 min på, 18 min av.
Batteri skydd	: Stängs automatiskt av vid för låg spänning. Diod tänds för att indikera kritisk spänning.

Tätningssklass

Lyft	: IP 30
Manöverdosa	: IPX 4
Integrerad strömförsörjning	: IPX 6
Batteri	: IPX 6
Lyftmotor	: IPX 4

Tillbehör

: - Lyftbygel
- Extern laddare

Märkning



Produkten är tillverkad enligt överensstämmelse med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017, som medicintekniska produkter klass I.

Varunummer/modell

562308	: 205 kg, 100 mm hjul
562309	: 155 kg, 100 mm hjul
562312	: 205 kg, 100 mm hjul, manuell nödsänkning
562313	: 155 kg, 100 mm hjul, manuell nödsänkning

Klassificering enligt

ISO-9999	: 12 36 03
----------	------------



Time to care