



## Feststellbremse für Traverse und Hebemodul Technische Daten

### Funktionen

Anwendung : Zum Feststellen von GH Hebemodulen und Traversen in einer bestimmten Position

### Gewicht

Feststeller : 3 x 1,4 kg

### Material

Feststeller : Rostfreier und verzinkter Stahl  
Abdeckung : Schlagfester recyclebarer Kunststoff V0-brandhemmend

### Elektronik

Ein / Aus : Automatisch im Gebrauch  
LED Anzeige : Betriebsbereitschaft  
Nennleistung Trafo : 33 V AC, 2.0 A  
Versorgungsspannung, Trafo : 115/230 V AC  
Batterien : 1 x 24V NiMH  
Max. Ladedauer : 2 Stunden

### Maße


A : 120 mm  
B : 150 mm  
C : 70 mm  
D : min. 10 mm Abstand

### Kennzeichnung

Das Produkt wird nach Übereinstimmung der „Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017“ - als Medizinprodukt, Klasse I, hergestellt.

### Artikel-Nr./Modell

557600 : Feststellbremse für Traverse und Hebemodul



| Time to care |