



## Freistehendes raumdeckendes Schienensystem, verstellbar

### Technische Daten

#### Funktionen

Tragfähigkeit : Max. 255 kg

#### Gewicht und Materialien

*Freistehendes raumdeckendes*

*Schienensystem, 3 x 3-4 m* : 160 kg

- 4 Bodenpfosten : 11 kg, einer
- 4 B-Schienen : 16,4 kg, eine
- 4 Verbindungsecken : 7 kg, eine
- 1 Travers-Schiene,  
mit Laufkatze : 22,2 kg

*Freistehendes raumdeckendes*

*Schienensystem, 4 x 4-5 m* : 187 kg

- 4 Bodenpfosten : 11 kg, einer
- 4 B-Schienen : 21,8 kg, eine
- 4 Verbindungsecken : 7 kg, eine
- 1 Travers-Schiene  
mit Laufkatze : 27,6 kg

Schiene und Pfosten : Eloxiertes Aluminium  
Beschlage : Pulverbeschichteter Stahl

#### Mae

Hohe min. : 2040 mm  
Hohe max. : 2840 mm

*Freistehendes raumdeckendes*

*Schienensystem, 3 x 3-4 m*

Breite : 3200 mm  
Lange : 3200-4200 mm  
Nutzflache : 3000 x 3000 mm

*Freistehendes raumdeckendes*

*Schienensystem, 4 x 4-5 m*




Breite : 4200 mm  
Lange : 4200-5200 mm  
Nutzflache : 4000 x 4000 mm

#### Kennzeichnung

Das Produkt wird nach bereinstimmung der „Verordnung (EU) 2017/745 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017“ - als Medizinprodukt, Klasse I, hergestellt.

#### Artikel-Nr./Modell

554729 : Freistehendes raumdeckendes  
Schienensystem, verstellbar  
- 3 x 3-4 m  
557968 : Freistehendes raumdeckendes  
Schienensystem, verstellbar  
- 4 x 4-5 m



Time to care