



# Freistehendes raumdeckendes Schienensystem

– Einfach, praktisch und sicher

- **Einfach auf- und abzubauen**
- **Geeignet für Situationen, in denen vorübergehend eine Hebehilfe benötigt wird**
- **Jederzeit wiederverwendbar**
- **Höhenverstellbar – bis zu einer maximalen Höhe von 284 cm**
- **Erfordert weder strukturelle Veränderungen des Raumes noch eine Befestigung an Wänden oder Decken**
- **Benötigt keine Bodenfläche und schafft somit mehr Bewegungsfreiheit für Benutzer und Helfer**

Ein mobiles Schienensystem, das schnell und einfach auf- und abgebaut und von Ort zu Ort transportiert werden kann.

Das System erfordert weder strukturelle Veränderungen des Raumes noch eine Befestigung an Wänden oder Decken. Somit eignet es sich hervorragend für Situationen, in denen vorübergehend eine Hebehilfe benötigt wird, auch in Privathaushalten.

Das freistehende Schienensystem kann von ein bis zwei Personen problemlos auf- und abgebaut werden. Es sind hierzu keine besonderen Werkzeuge erforderlich.

Das Schienensystem ist erhältlich in zwei standardmäßigen Abmessungen: 3 x 3 Meter und 4 x 4 Meter. Die Höhe ist bis maximal 284 cm verstellbar. Sowohl das GH1- als auch das GH3-Hebemodul sind kompatibel mit dem raumdeckenden Schienensystem.