



GL5.2

Mobiler Personenlifter

- Erleichtert Transfers, senkt das Risiko von Rückenverletzungen bei Helfern und verbessert Komfort und Sicherheit für Helfer und Benutzer.

Die mobilen Personenlifter GL5.2 sind die bodengeführten Alternativen zu Deckenlift-Lösungen, die in der Guldmann-Produktreihe angeboten werden.

Der Personenlifter GL5.2 ist in zwei unterschiedlichen Modellen mit Tragfähigkeiten von 155 bzw. 205 kg erhältlich. Beide Modelle verfügen über eine elektrische Hebefunktion und elektrische Breitereinstellung, um auch zwischen

Stühlen und in Badezimmern maximale Zugänglichkeit zu gewährleisten. Sie bieten außerdem die Möglichkeit, vom Bodenniveau zu heben.

Heben vom und auf den Boden

Der GL5.2 ermöglicht das Heben vom Boden auf einen Stuhl oder in ein Bett. Damit ist der GL5.2 die perfekte Lösung bei unvorhergesehenen notwendigen Hebevorgängen, wenn kein Deckenlifter verfügbar ist.

Heben in und aus Betten

Der GL5.2 sorgt für effizientes Heben in ein und aus einem Bett. Dank der hohen

Hubhöhe und der großen Reichweite kann der Benutzer korrekt in der Bettmitte oder im Rollstuhl positioniert werden.

Heben schwerer Lasten

Mit einer Tragfähigkeit von 205 kg ist der GL5.2 für übergewichtige Patienten geeignet.

Horizontaler Transfer

Durch das fortschrittliche Design in Bezug auf Hubhöhe und Reichweite eignet sich der GL5.2 zusammen mit dem Guldmann Hebezubehör gut für horizontale Transfers.



Die Merkmale des GL5.2

- Maximaler Hub unten – Möglichkeit des direkten Hebens vom Bodenniveau
- Maximaler Hub oben – große Benutzer können ohne Schwierigkeiten in großen Sitzen gehoben werden
- Flexibilität – mit dem richtigen Sitz und Zubehör bewältigt der GL5.2 alle Anforderungen an Transfer- und Hebevorgänge
- Benutzerfreundlichkeit – für große und kleine Personen gleich leicht zu bedienen
- Sicherheit – der GL5.2 ist leistungsstark, robust, zuverlässig und sicher – entwickelt für die intensive Nutzung in professionellen Arbeitsumgebungen
- Zuverlässigkeit – der GL5.2 bietet eine optische Anzeige zur Warnung, wenn der Personenlifter überladen ist, und die Akkukapazität wird in drei Intervallen angezeigt:
 - Niedrig 0–25 %
 - Mittel 25–50 %
 - Hoch 50–100 %Akustisches Signal bei niedriger Akkuspannung, bei etwa 25 %.
- Optische Betriebsanzeige leuchtet auf, wenn eine Wartung fällig ist.
- Starke, geräuschlose und schnelle Linak-Hebemotoren
- Modernes Design – Möglichkeit des Ladens mit montiertem oder demontiertem Ladegerät („on-board“ oder „off-board“), um der Arbeitsumgebung gerecht zu werden, in der der GL5.2 verwendet wird.
- Allroundfunktionen – der GL5.2 vereinfacht zahlreiche Bewegungs- und Transportsituationen und ist gleichzeitig ergonomisch geformt und für Helfer wie Benutzer sicher.

| Time to care |

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann GmbH
Tel. +49 611 974 530
Fax +49 611 300 018
info@guldmann.de
www.guldmann.de