



GLS5.2

Aktiver Personenlifter

– eine einfache, komfortable und sichere Methode Patienten mit teilweiser oder ganzer Oberkörperkontrolle zu heben und zu stützen

Ein Lifter mit vielen Funktionen

- Aufstehen
- Transfer von Stuhl zu Stuhl
- Transfer von Bett zu Stuhl
- Transfer von Stuhl zur Toilette

Individuelle Anpassung auf die meisten Größen – einfach und bequem

- Einstellbare gepolsterte Knieauflage
- Mehrere Möglichkeiten zur Sitzbefestigung
- Ergonomisch geformter Schiebegriff
- Mehrere Sitzgrößen zur Auswahl für optimalen Komfort und Unterstützung
- Hüftgurt für zusätzlichen Halt und zur Anhebung des Gesäßes (optional)

Leicht verständlich und sicher zu bedienen

- Elektrisch betriebene Aufwärts-/ Abwärts-Funktion und Breiteneinstellung
- Zwei Bedienmöglichkeiten – Handbedienung oder Steuereinheit
- Rückwärtiger Fuß-Schiebebügel für eine verbesserte Manövrierfähigkeit
- Manuell und elektrisch bedienbare Notabsenkung
- Leicht zugängliche Notausschaltung



Stabil, zuverlässig und leistungsstark

- SWL 155 oder 205 kg
- Zur intensiven Nutzung in professionellen Umgebungen konzipiert
- Erfüllt und übertrifft alle derzeitigen Normen und Richtlinien
- Leistungsstarke 25,2 V / 2,9 Ah Li-Ion Batterie gewährleistet eine lange Betriebszeit selbst bei intensiver Nutzung
- Starke, geräuschlose und schnelle Linak-Hebemotoren
- Integrierte und leicht zugängliche Ladestation für die Batterie
- Zusätzliche Akkus optional verfügbar
- Voll automatisches Batterieladegerät
- Abnehmbare und leicht zu reinigende Fußstütze
- Die Akkukapazität wird auf der Handbedienung in drei Intervallen angezeigt;
 - Niedrig 0–25 %
 - Mittel 25–50 %
 - Hoch 50–100 %
- Akustisches Signal bei niedriger Akkuspannung, bei etwa 25 %.
- Optische Betriebsanzeige leuchtet auf, wenn eine Wartung fällig ist.

Time to care

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann GmbH
Tel. +49 611 974 530
info@guldmann.de
www.guldmann.de