



Guldmann Sarl
Tél. +33 145 54 78 36
Fax +33 145 57 10 52
france@guldmann.com
www.guldmann.fr

Verrouillage Position Moteur Spécifications techniques

Function

Usage : Verrouiller le moteur GH3 et le rail
traverse dans une certaine position

Poids

Verrou : 3 x 1,4 kg

Matériaux

Fonction verrou : Acier galvanisé anti-rouille
Cache : Matière plastique résistant aux chocs,
ignifugé et recyclable UL 94 V0

Parties électriques

Marche/arrêt : Automatique
Indicateur Led : Indicateur de fonctionnement
Tension secteur : 33 V AC, 2.0 A
Tension d'alimentation
du transformateur : 115/230 V AC
Batterie : 1 x 24V NiMH
Temps de charge, max. : 2 heures

Dimensions


A : 120 mm
B : 150 mm
C : 70 mm
D : déport de minimum 10 mm

Marquage

Ce produit est un dispositif médical de classe I, conformément au Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017.

Référence d'article/Modèle

557600 : Verrouillage Position Moteur



Time to care