




Système de rail autoporteur à couverture totale

– Simple, pratique et fiable

- **Facile à monter et démonter**
- **Adapté aux besoins temporaires de levage**
- **Réutilisable**
- **Hauteur ajustable – hauteur max. de 284 cm**
- **Ne nécessite aucune modification de la structure de la pièce ni d'installation aux murs ou au plafond**
- **N'encombre pas la surface au sol et offre plus d'espace à l'utilisateur et au soignant**

Système de rail pouvant aussi bien être monté et démonté rapidement et facilement que déplacé d'un endroit à l'autre.

Le système ne nécessite aucune modification de la structure de la pièce ni d'installation au mur ou au plafond, convenant ainsi, par exemple, aux besoins temporaires de levage à domicile.

Le système de rail autoporteur peut être monté et démonté par une ou deux personnes sans outils spécifiques.

Le système de rail est disponible en deux dimensions standard de 3 x 3 m et 4 x 4 m, et est ajustable en hauteur jusqu'à 284 cm maximum. Les modules de levage GH1 et GH3 peuvent être utilisés avec ce système de couverture totale.