

**Guldmann Sarl**

Tél. +33 145 54 78 36

No Vert 0800 914 179

Fax +33 145 57 10 52

france@guldmann.com

www.guldmann.fr

Système de portique télescopique pour couverture totale, hauteur ajustable

Spécifications techniques

Fonctions

Capacité maximale : 350 kg

Poids et matériaux

Système de portique

télescopique pour

couverture totale, 3 x 3 m : 151 kg

4 supports verticaux : 11 kg, unité

4 rails B : 16,4 kg, unité

4 fixations à angle : 4,8 kg, unité

1 rail traverse

avec chariots : 22,2 kg

Système de portique

télescopique pour

couverture totale, 4 x 4 m : 178 kg

4 supports verticaux : 11 kg, unité

4 rails B : 21,8 kg, unité

4 fixations à angle : 4,8 kg, unité

1 rail traverse

avec chariots : 27,6 kg

Rail et poteaux : Aluminium anodisé

Fixations : Acier poudré laqué

Dimensions

Hauteur min : 2040 mm

Hauteur max : 2840 mm

Longueur, 3 x 3 m : 3200 mm

Largeur, 3 x 3 m : 3200 mm

Longueur, 4 x 4 m : 4200 mm

Largeur, 4 x 4 m : 4200 mm

Marquage




Ce produit est un dispositif médical de classe I, conformément au Règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017.

Numéro d'article/type

555262

: Système de portique télescopique pour
couverture totale, hauteur ajustable
- 3 x 3 m

555570

: Système de portique télescopique pour
couverture totale, hauteur ajustable
- 4 x 4 m**Time to care**